

KaVo ESTETICA E50

Einfach hinsetzen und loslegen

Die Zahnärztin Ute Will berichtet über ihre Praxiserfahrungen mit der neuen Behandlungseinheit ESTETICA E50 von KaVo. Seit 14 Monaten arbeitet sie damit in ihrer Praxis. Die Idee, die Bedienung einer Behandlungseinheit für den Anwender so komfortabel wie möglich zu machen, hält sie von KaVo für praxisingerecht umgesetzt.

Ute Will/Biberach an der Riß

■ **Wirft man einen** genaueren Blick auf das Gerät, sticht einem die spezielle Bedienlogik der E50 ins Auge, die nicht nur im Prospekt eine intuitive, einfache Bedienung der Einheit verspricht, sondern dies auch im täglichen Praxiseinsatz beweist. Im Grunde genommen entfällt damit die Einarbeitungs- bzw. Gewöhnungsphase, die üblicherweise nach der Installation einer neuen Einheit in der Praxis folgt. Bei der E50 lautet die Devise: Einfach hinsetzen und loslegen! Ich kann das Gerät quasi im Blindflug sicher bedienen.

Das Arztelement mit Trayablage lässt sich leicht bewegen und nicht zuletzt dadurch schnell in die optimale Position bei unterschiedlichsten Behandlungspositionen bringen. Gleichzeitig können sowohl Hand- und Winkelstücke als auch Handin-

strumente schnell und einfach abgelegt werden. Ein Pluspunkt in Sachen Hygiene ist das abnehmbare Köcherteil, wodurch sich das Arztelement gut reinigen lässt.

Die richtige Position

Auch meine Patienten haben den Stuhl schätzen gelernt. Sie beurteilen das weiche Polster spontan befragt als bequem und sind dann vor allem bei längeren Behandlungen bei Weitem nicht so zappelig. Positiv dazu trägt auch die 2-Gelenk-Kopfstütze bei. Anfänglich für mich ein wenig gewöhnungsbedürftig, komme



▲ Mit dem neuen Funk-Fußanlasser ist es schnell möglich, die Position zu ändern.

ich zwischenzeitlich super mit der Kopfstütze klar und kann diese völlig problemlos und richtig für den Patienten und die jeweilige Behandlungsposition einstellen. Durch den schmal gestalteten oberen Teil der Rückenlehne ergibt sich eine gute Zugänglichkeit zum Patienten. Das i-Tüpfelchen wäre für mich eine noch ausgedehntere Tiefstposition

des Behandlungsstuhles, die ich hin und wieder doch vermisse, gerade bei großen Patienten.

Ein tolles Feature ist der neue Funk-Fußanlasser. Zum einen ist es dadurch viel schneller möglich, die Position zu ändern und zum anderen bleibt einfach mehr Fußraum, ganz zu schweigen von den hygienischen Vorteilen aufgrund des fehlenden Schlauchs. Sensationell ist vor allem die lange Laufzeit des Akkus.

Seltsamerweise wusste ich lange nichts von der Möglichkeit der Sitzbankanhebung bei der ESTETICA E50, sonst hätte ich diese schon früher im Bereich der Kinderbehandlung genutzt. Damit lassen sich die kleinen Patienten einfach besser lagern.

Hygienemaßnahmen

Auch assistenzseitig lässt sich nicht viel an der Einheit deuteln. Einzig das Wegschwenken der Speischale, ohne das der Stuhl nicht gefahren werden kann, ist an-



▲ Ute Will in ihrer Zahnarztpraxis.



▲ Die KaVo ESTETICA E50.

fänglich etwas gewöhnungsbedürftig. Erfreulich für die Assistenz sind neben der guten Ergonomie und der einfachen Bedienung auf jeden Fall auch die hervorragenden Hygieneeigenschaften. Die abnehmbaren Teile, wie z.B. Mundspülbecken, Becherfüller, Griffe oder Instrumentenablage und auch die glatten Oberflächen der E50 verbessern und vereinfachen deutlich die hygienische Aufbereitung. Aus meiner Sicht ist auch die vorhandene Dauer-/Intensiventkeimung in der heutigen Zeit ein unverzichtbarer Fortschritt, um den Anforderungen der RKI-Richtlinien und der Hygiene im Sinn des Qualitätsmanagements gerecht zu werden.

Zukunftssicherheit

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Anschaffung einer neuen, hochwertigen Behandlungseinheit ist natürlich die Zukunftssicherheit. Man weiß ja nie, in welche Richtung sich das Behandlungsspektrum künftig entwickelt, daher ist es absolut sinnvoll, dass die Einheit anpassungsfähig ist. Mit den zahlreichen individuellen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, weit über die Aufrüstbarkeit von 5 auf 6 integrierte Instrumentenhalter hinaus, trägt KaVo diesem Aspekt praxisnah Rechnung. Die E50 verfügt z.B. über eine integrierte Endofunktion mit entsprechenden Vorteilen im Vergleich zu Stand-Alone-Geräten: schnelle, einfache Erreichbarkeit, platz- und kostensparende Lösung. Schön ist außerdem, dass ich die Funktion bequem mit dem Fußschalter der Behandlungseinheit bedienen kann und eine individuelle Programmierung mög-

lich ist. Auch die Vorteile der neuen SMARTdrive Motorsteuerung habe ich schon schätzen gelernt. Die niedrige Einstiegsdrehzahl von 100/min und das gleichzeitig höhere Drehmoment sind gerade bei Osteotomien sehr sinnvoll.

Eine tolle Arbeitserleichterung in der täglichen Praxis bringt mir der neue KL703 LED Motor, der wesentlich leichter und kleiner ist als alle Mikromotoren, die ich sonst kenne, und super in der Hand liegt. Der in Kombination mit dem rotierenden Instrument ausbalancierte Schwerpunkt ermöglicht ein sehr kraftsparendes Arbeiten.

Qualität

Mal abgesehen von den ergonomischen und technischen Eigenschaften und Lö-

sungen hat die ESTETICA E50 auch ein sehr gefälliges Design, das sogar meinen Patienten positiv auffällt. Insgesamt sind für die stabile, solide Einheit sehr gute Materialien verarbeitet worden. <<

>> KONTAKT

KaVo Dental GmbH
 Bismarckring 39
 88400 Biberach an der Riß
 Tel.: 0 73 51/56-0
 Fax: 0 73 51/56-7 11 04
 E-Mail: info@kavo.com
 www.kavo.com

ANZEIGE



MIXPAC™ Colibri – Mischer mit Nadel
 Schnell, sicher und präzise arbeiten

MIXPAC™ Colibri

SULZER

Arbeiten in der Endodontie, bei Stumpfaufbauten und Präzisionsabformung stellen hohe Ansprüche an Hygiene und Präzision. Beides erfüllt unser MIXPAC™ Colibri.

In Zusammenarbeit mit Zahnärzten wurden Mischer des MIXPAC™ Doppelspritzen- und Kartuschensystems ausgewählt und mit einer aus medizinischem Edelstahl hergestellten Nadel kombiniert.

MIXPAC™ Colibri bietet hohe Flexibilität und Biegsamkeit bei gleichbleibendem Innendurchmesser. Dies ermöglicht nicht nur maximalen Materialdurchfluss sondern auch leichte Erreichbarkeit selbst bei komplexer Intraoral-Situation.

Für weitere Informationen und Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Dental Fach-Aussendienst.

Sulzer Mixpac AG

Rütistrasse 7
 9469 Haag, Schweiz
 Tel. +41 81 772 20 00
 Fax +41 81 772 20 01
 mixpac@sulzer.com
 www.sulzerchemtech.com