

Der KaVo DIAGNOdent pen nutzt die unterschiedliche Fluoreszenz gesunder und erkrankter Zahnschubstanz und kann dadurch völlig schmerzfrei und sicher Approximal-, Fissuren- und Glattflächenkaries bereits im Frühstadium erkennen. Er ergänzt wertvoll die herkömmlichen Diagnoseverfahren und erlaubt darüber hinaus eine sichere, komfortable Konkrementerkennung für die Parodontitisprophylaxe. Seit Kurzem ist optional zum DIAGNOdent pen ein kabelloses Display erhältlich.

# Gesteigerter Praxiserfolg durch perfekte Kariesdiagnostik

Redaktion

Schon heute hat DIAGNOdent pen 45.000 begeisterte Kunden. Und rund zehn Jahre Erfahrung mit der Fluoreszenz-Laserdiagnostik beweisen: Karieserkennung mit DIAGNOdent pen ergänzt wertvoll die herkömmlichen Verfahren – und erlaubt zudem die sichere und komfortable Konkrementerkennung für die Parodontitisprophylaxe. Das patentierte Diagnosesystem des kleinen, kompakten und kabellosen DIAGNOdent pen ermöglicht den Nachweis selbst versteckter Karies, die unter der intakten Schmelzoberfläche nur schwer mit Sonde oder Röntgen diagnostizierbar ist.

Selbst feinste Läsionen werden zuverlässig und ohne Strahlenbelastung für den Patienten angezeigt. Damit stellt der DIAGNOdent pen eine wertvolle Ergänzung zu den herkömmlichen Diagnoseverfahren dar. Das neue DIAGNOdent pen Display sorgt für eine optimale Patienteneinbindung durch gut sichtbare und gut ablesbare Werte, die per Funk vom DIAGNOdent pen an das Display übertragen werden. Die Messergebnisse sind so auch vom Patienten einwandfrei ablesbar und nachvollziehbar.

**Auch im Approximalraum erfolgreich**

sodass der Zahn um die Kontaktfläche herum abgescannert werden kann. Auf diese Art und Weise ist es möglich, den gesamten Approximalraum in nur wenigen Minuten quadrantenweise zu untersuchen.

**Einsetzbar für die Konkrementdetektion**

Zusätzlich zur Kariesdetektion ist der DIAGNOdent pen mittels einer weiteren Sonde zur Konkrementdetektion in Parodontalräumen einsetzbar. Konkremeute können damit signifikant besser erkannt werden; die Heilungserfolge sind wesentlich besser. ◀



Perfekte Befunde in allen Anwendungsfeldern – der DIAGNOdent pen von KaVo macht es möglich.

Mit einer speziellen Approximalsonde kann Karies des Weiteren auch im Approximalraum sehr gut er-

kannt werden. Beim Approximalprisma erfolgt eine Ablenkung des Laserstrahls um 100°,

## kontakt

KaVo Dental GmbH  
Bismarckring 39  
88400 Biberach/Riß  
Tel.: 073 51/56-0  
Fax: 073 51/56-14 88  
E-Mail: info@kavo.com  
www.kavo.com

# Statt Sprühnebel! Der **Schaum.**

Preiswert, praktisch, professionell: Die NETdental PraxisProdukte.

**NEU**

Schaum-  
Desinfektion!

## 1 Kein Sprühnebel

Kein Sprühen, sondern schäumen:  
Die NETdental Schaum-Desinfektion  
ist aerosol-, alkohol- und aldehydfrei!  
95 % weniger Allergierisiko in  
der Praxis - Empfehlung des RKI.

## 2 Einfach schäumen

Schaum auf allen zu reinigenden  
Flächen mit dem Drywipes Maxx  
Wischtuch gleichmäßig verreiben,  
1 Minute trocknen lassen, fertig -  
so einfach ist das!

## 3 Jetzt probieren

200 ml Schaum-Desinfektion im  
Spender + 50 x Drywipes Maxx  
Wischtuch jetzt zum Probier-Preis:  
6,99 €, inkl. Versandkosten,  
zzgl. MwSt.  
Kostenlos faxen: 0800 - 638 336 8,  
zum Ortstarif anrufen:  
01805 - 638 336.

Jetzt  
**Probier-Paket**  
bestellen!

**NETdental**

*So einfach ist das.*