



Durchdachte Reinigung und Desinfektion des Absaugsystems

Das Absaugsystem bildet das Herzstück einer Zahnarztpraxis, allerdings wird das davon ausgehende Gefahrenpotenzial auf den ersten Blick oft gar nicht wahrgenommen. Ist für Praxispersonal, Servicetechniker und Patienten Vorsicht vor Infektionen geboten, ist darüber hinaus mit Einschränkungen in der täglichen Arbeit zu rechnen. Der richtigen Hygiene und der Durchführung keimreduzierender Maßnahmen im Absaugsystem muss daher der erforderliche Stellenwert beigemessen werden. Nach einem chirurgischen Eingriff sowie routinemäßig mehrere Male täglich ist das gesamte Absaugsystem mit kaltem Wasser zu spülen. Am Ende eines jeden Arbeitstages ist zusätzlich die Reinigung und Desinfektion mit einem zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel erforderlich. Ein hochwertiges Produkt für eine sichere Desinfektion und Reinigung von Absaugsystemen mit belegter Wirksamkeit zeichnet sich unter praxisnahen Bedingungen bei Blut- und Schleimbelastung durch gründliche Reinigung sowie aktive und entschäumende Wirkung aus. Zudem muss ein solches Präparat eine hohe Materialfreundlichkeit sowie hohe Umweltverträglichkeit aufweisen. All diesen Produktanforderungen entspricht das METASYS Reinigungs- und Desinfektionsmittel GREEN&CLEAN M2. GREEN&CLEAN M2 ist ein Hochleistungspräparat für die tägliche Hygiene des Absaugsystems. Die Verwendung von enzymatischen Stoffen sorgt für die hervorragende Reinigungskraft. Zusätzlich kann

mithilfe der optimierten Wirkstoffkombination ein umfassender Keimschutz nach den VAH-Richtlinien gegen Bakterien, Pilze, Viren und Tuberkulose-Erreger gewährleistet werden. Eine hohe Umwelt- und Materialverträglichkeit ist für METASYS selbstverständlich. Die Anwendung von GREEN&CLEAN M2 mithilfe des praktischen METASYS Dosierspenders ist zudem so einfach, dass die Reinigung und Desinfektion bereits nach wenigen Augenblicken erledigt ist. Die starke entschäumende Wirkung gewährleistet, dass die Zahl der Saugunterbrechungen so gering wie nur möglich gehalten werden kann. Die nicht ausreichende Reinigung des Saugsystems stellt ein „verstecktes“ Gefahrenpotenzial dar, das nicht unterschätzt werden darf. Deshalb gilt es hervorzuheben, dass die richtigen Hygienemaßnahmen für das Absaugsystem ein Muss im Hygieneplan einer jeden Praxis sein sollten.

METASYS Medizintechnik GmbH

Tel.: +43 512 205420-0 • www.metasys.com



Infos zum Unternehmen

