

Navigationshilfe für die Parodontitis-Vorsorge

Das Praxisteam berät auch in Fragen der häuslichen Oralprophylaxe und informiert sich daher regelmäßig über neue, geeignete Mundpflegeprodukte zur Weiterempfehlung an den Patienten. Das Mittel der Wahl zur effizienten und schonenden Plaque-Entfernung, dem Hauptziel der Mundhygiene zu Hause, ist da für viele die elektrische Zahnbürste: Beläge, und damit Plaque-Bakterien und deren Toxine, können mit ihrer Hilfe effektiv entfernt und so auch der Gefahr einer Erkrankung des Parodonts entgegen gesteuert werden. Dazu muss die Elektrozahnbürste gemäß der zahnärztlichen Empfehlung aber ausreichend lange und in der richtigen Art und Weise zur Anwendung kommen. Die neue Oral-B Triumph mit SmartGuide verfügt daher jetzt über ein innovatives Navigationsinstrument, das dem Patient hilft, seine häusliche Mundhygiene insgesamt zu optimieren. Denn diese kann u. a. zur Vermeidung von Gingivitis und daraus entstehenden Parodontitiden durchaus von entscheidender Bedeutung sein: Bakterielle Beläge können nach aktuellem Wissensstand eine Voraussetzung zur Entstehung entzündlicher Gingival- und Parodontalerkrankungen sein, die wiederum als häufigste Ursache für Zahnverluste bei Patienten ab etwa 40 Jahren angesehen werden. Zur aktiven Parodontitis-Prävention des Patienten zählt daher neben der professionellen Prophylaxe in der zahnärztlichen Praxis auch eine effiziente häusliche Mundpflege.

3-D-Putzsystem und visuelle Kontrolle

Oral-B bietet dazu seit Kurzem eine neue Elektrozahnbürste an: Die Triumph mit SmartGuide basiert dabei auf einer bewährten Reinigungstechnologie, denn das von Braun Oral-B entwickelte 3D-Action Putzsystem aus oszillierend-rotierenden und pulsierenden Bewegungen des Bürstenkopfes löst und entfernt die Plaque effizient und schonend. Und wie bei früheren Modellen auch verfügt die elektrische Zahnbürste über eine „sensitive Andruckkontrolle“: Sie stoppt die Pulsationen des Bürstenkopfes, wenn zu druckvoll geputzt wird. Dazu kann nun der neue, separate SmartGuide als vi-

suelle Putzkontrolle einfach an einer Stelle im heimischen Badezimmer angebracht werden, wo ihn der Patient bei seiner täglichen Oralprophylaxe gut sehen kann: So lässt sich mit ihm auf einen Blick nachvollziehen, wann jeder der vier Kieferquadranten 30 Sekunden lang gereinigt wurde, bzw. wann die Mindestputzzeit von 2 Minuten insgesamt erreicht ist – es erscheint auf dem Display schließlich ein Smiley und gibt positive Rückmeldung. Dass die Motivation auf diese Weise gefördert wird, hat bereits eine Untersuchung gezeigt (im Vergleich zu Handzahnbürstenverwendern. Data on file, P&G): Demnach erreichten Verwender der Oral-B Triumph mit SmartGuide die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten mit 4-fach höherer Wahrscheinlichkeit. Wird mit zuviel Kraft geputzt, gibt auch der innovative Drucksensor ein optisches Signal. Zudem werden der Zeitpunkt zum Bürstenkopfwechsel sowie der aktuelle Reinigungsmodus auf dem Display dargestellt.

Verschiedene Reinigungsstufen

Dem Patienten stehen unterschiedliche Pflegemodi zur Verfügung, die ihn unterstützen, eine auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Prophylaxe zu betreiben: So steht „Reinigen“ für eine außergewöhnlich gründliche Plaque-Entfernung; „Sanft“ für eine schonende, aber effiziente Reinigung empfindlicher Bereiche; „Massage“ für die Stimulation des Zahnfleisches und „Polieren“ für das natürliche Aufhellen der Zähne. Die MicroPulse Aufsteckbürste der neuen Oral-B Triumph weist ein innovatives Bürstenkopfdesign auf – und verfügt über weiche, flexible MicroPulse Borsten, die besonders gründlich reinigen und für eine effektive Entfernung der Plaque bis in die Zahnzwischenräume vordringen. Ebenfalls im Oral-B Triumph mit SmartGuide Paket enthalten ist weiterhin der ProBright™ Bürstenkopf, der speziell zur sanften Zahn-aufhellung entwickelt wurde. Mit der Summe ihrer Ausstattungselemente bietet die neue Elektrozahnbürste hervorragende Voraussetzungen zur Plaque-Entfernung und der Einhaltung der zahnärztli-

chen Empfehlung zum 2-mal täglichen, jeweils mindestens 2 Minuten langen gründlichen Zähneputzen: Bislang beträgt die allgemeine durchschnittliche Reinigungsdauer des Patienten gerade einmal 46 Sekunden – die Notwendigkeit einer Verbesserung ist also allgemein gegeben. Zudem wird oftmals mit einer falschen Systematik und mit zu viel Druck geputzt; auch liegt die Wechselhäufigkeit der Aufsteckbürsten im Durchschnitt weit unter dem Wert von 4-mal im Jahr, der von Experten gefordert wird.

Die richtige Anwendung

Für das Erzielen eines gründlichen Pflegeresultats – also einer effizienten Plaque-Entfernung und damit letztlich auch aktiven Parodontitis-Vorsorge – bedarf es demzufolge nicht nur eines technisch geeigneten Mundpflegegerätes, sondern auch und vor allem seiner richtigen Benutzung. Die neue Oral-B Triumph mit SmartGuide macht es dem Patienten leichter, ein hervorragendes Pflegeergebnis aufgrund einer Optimierung seiner Zahnputzgewohnheiten zu erreichen. Zahnärztliche Praxen können diesen neuen Meilenstein der elektrischen Mundpflege, der anlässlich der IDS 2007 in Köln erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, zum Vorzugspreis von 79 Euro zzgl. MwSt. direkt unter Tel.: 02 03/57 05 70 bestellen.

Procter & Gamble
Oral Health
Organisation
Tel.: 0 61 96/89 01
www.oralb.com

