

Seit 77 Jahren produziert die dänische Tandex A/S Spezialzahn-
bürsten und seit gut 30 Jahren bereits Interdentalbürsten.
Höchste Zeit, die international erfolgreichen Produkte auch in
Deutschland aktiv anzubieten.

Erhöhte Compliance sichert Ihren Prophylaxe-Erfolg

Redaktion

Dieser Schritt wurde durch die Grün-
dung der deutschen Tandex GmbH vor zwei
Jahren vollzogen.

Wie in anderen europäischen Märkten
strebt Tandex auch hier eine enge Koopera-
tion mit Zahnarztpraxen, Dentallaboren,
Prophylaxe-Shops und Dentalhygieniker/

-innen an. Der Vertrieb läuft über den klas-
sischen Depot-, Fach- und Versandhandel
sowie in Vertriebskooperation mit der
MDS-Dental GmbH.

Optimale Interdentalbürste

Was macht eine Interdentalbürste zu einer
patientengerechten Bürste? Darauf geben
die Flexi Bürsten aus dem Hause Tandex
eine überzeugende Antwort: Qualität, ein-
fache Handhabung, praktische Verpa-
ckung, ein fairer Preis und als nicht zu
unterschätzender Faktor: die Psychologie.
Das Produktkonzept setzt auf
umfassende Flexibilität und hat
zum Ziel, die Patientencompliance,
also die Eigenmotivation
zur regelmäßigen Verwendung,
positiv zu beeinflussen.

Markant ist der kurze Hand-
griff aus weichem, biegsamen
Material (ohne Weichmacher
und Latex), der den Patienten
unmittelbar ein angenehmes,
sicheres Gefühl vermittelt. Das
sorgt unterbewusst sofort für
eine positive Grundeinstimmung.

Folge ist eine innere Zustimmung
und damit die wirksamste Stützung
der zahnärztlichen Prophylaxeunter-
weisung.

Die Flexibilität im Griff erleichtert die An-
wendung und auch den Zugang im Mola-
renbereich. Die Griffsicherheit und die
Biegsamkeit ermöglichen zudem eine

exaktere Führung der Bürste. Die Reini-
gung wird genauer und effektiver.

Hochwertige Materialien

Für die Flexi werden hochwertige Materi-
alien verwendet, die Produktion erfolgt
nach den Maßgaben des neuen ISO-Stan-
dards 16409. Dieser schreibt vor, dass
Drähte sich mindestens 20-mal hin und her
biegen lassen müssen, ohne brechen zu
dürfen. Die Flexi Bürsten schaffen ein Viel-
faches dieser Anforderungen. Damit ist die
aus hygienischen Gründen empfohlene
Verwendung über fünf Tage in der Regel
kein Problem. Und sollte es doch einmal zu
Störungen kommen, sichert Tandex eine
unkomplizierte Hilfe zu. Denn auch im Um-
gang mit seinen Kunden setzt Tandex auf
Ehrlichkeit und Flexibilität.

Zur wirksamen Unterstützung der Inter-
dentalpflege wird das Tandex Gel mit
0,2% CHX angeboten, das sich ebenfalls
zur hygienischen Vorbeugung vor Periim-
plantitis empfiehlt. ◀

kontakt

Tandex GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 20
24941 Flensburg
Tel.: 04 61/4 80 79 80

