

SMARTER ERWEITERUNG DES SURESMILE ALIGNER BEHANDLUNGSKONZEPTS

■ Dentsply Sirona ergänzt mit SureSmile VPro und der SureSmile VPro Mobile App die SureSmile Alignerbehandlung um eine Möglichkeit, das Behandlungserlebnis sowie das finale Resultat zu verbessern. Das Gerät ist im „SureSmile Complete Case“, dem umfassenden Alignerpaket, enthalten und kann auch im Select Paket optional hinzugebucht werden.

SureSmile VPro* ist ein kieferorthopädisches Gerät mit Hochfrequenzvibrationen (HFV), das Patienten zu Hause zur Unterstützung ihrer kieferorthopädischen Behandlung einsetzen können. Bei Anwendung von nur fünf Minuten täglich helfen sanfte Vibrationen dabei, die Beschwerden¹⁻³ zu verringern und den Sitz der Aligner zu verbessern.

Patienten berichten oft, dass gerade zu Beginn der Behandlung beim Wechseln der Schienen eine gewisse Spannung zu spüren ist. SureSmile VPro verschafft durch die Vibrationen Erleichterung und ein angenehmes Gefühl beim Tragen der Schienen.

Die offizielle Begleit-App SureSmile VPro unterstützt den Patienten durch verschiedene Services: So erinnert die App an die tägliche Anwendung des Geräts und den Wechsel der Aligner gemäß Behandlungsplan. Darüber hinaus können die Ergebnisse und Bilder vom Fortschritt der Behandlung mit dem Kieferorthopäden geteilt werden.

Dentsply Sirona verpflichtet sich mit SureSmile, Zahnärzten und Kieferorthopäden Alignertools und Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Patienten erstklassig zahnmedizinisch versorgen können und die individuelle Behandlung der Patienten zu unterstützen. SureSmile VPro ist ein solches Tool. Das SureSmile Aligner Behandlungskonzept ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Zahnärzte dabei zu unterstützen, ihren Patienten ein hervorragendes Behandlungserlebnis zu bieten und damit sowohl die Mundgesundheit als auch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

* Die Geräte der SureSmile VPro™ Serie sind für die Verwendung durch den Patienten während der kieferorthopädischen Behandlung mit Alignern vorgesehen, um kleinere Frontzahnbewegungen zu erleichtern. Nur auf zahnärztliche Anforderung. Siehe Gebrauchsanweisung für vollständige Verschreibungsinformationen.

1 Alansari S, Atique MI, Gomez JP, et al. The effects of brief daily vibration on clear aligner orthodontic treatment. *J World Fed Ortho*. 2018;7(4):134-140. doi:10.1016/j.ejwf.2018.10.002.

2 Shipley T. Effects of high frequency acceleration device on aligner treatment – a pilot study. *Dent J (Basel)*. 2018;6(3):32. doi:10.3390/dj6030032.

3 Alikhani M, Alansari S, Hamidaddin MA, Sangsuwon C, Alyami B, et al. Vibration paradox in orthodontics: anabolic and catabolic effects. *PLoS ONE*. 2018;13(5):e01965.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH

www.dentsplysirona.com

