

# Gerade in der Pflege:

EINFACHE METHODE UNTERSTÜTZT MUNDGESUNDHEIT

**HERSTELLERINFORMATION** /// Lumoral ist eine wissenschaftlich entwickelte und erprobte medikamentenfreie Methode für die Behandlung und Prävention von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen. Die Behandlung mit Lumoral zielt mit ihrer antibakteriellen Wirkung auf den Zahnbelag ab, ohne dabei die normale gesunde Mundflora aus ihrem Gleichgewicht zu bringen.

Durch die sehr einfache Anwendung eignet sich Lumoral besonders bei Heimpatienten mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Dies wurde beispielsweise in Finnland in einer Kohortenstudie unter Leitung von Prof. Timo Sorsa (Universität Helsinki) untersucht. In der Gruppe, in der zusätzlich zur normalen Mundhygiene Lumoral zum Einsatz kam, konnte bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Verbesserung der Mundhygiene bei Heimpatienten nachgewiesen werden. Auch die derzeit laufende Expertenevaluation bestätigt die Wirksamkeit von Lumoral: Plaque- und Blutungsindices sind bereits nach vier Wochen dramatisch reduziert und die Mundgesundheit kann so deutlich verbessert werden.

Dabei ist die Therapie mit Lumoral auch in der Daueranwendung völlig nebenwirkungsfrei, d. h. ohne Verfärbungen, Geschmacksirritationen oder sonstige anhaltende negative Effekte. Lediglich über einen erhöhten Speichelfluss und eine leichte Wärmentwicklung, während der zehnmütigen Anwendung, wird von Patienten berichtet.

## Klinische Wirksamkeit

Die gute klinische Wirksamkeit basiert auf der Dual-Light-Methode, einer Kombination aus photothermischer (antibakterielles Blaulicht – aBL) und antibakterieller Photodynamischer Therapie (aPDT). Die antibakterielle Photodynamische Desinfektion oder Therapie (aPDT) ist eine seit Jahren gut erforschte und dokumentierte Methodik, deren Nutzen bislang auf den Einsatz in der Zahnarztpraxis und die Bedienung durch zahnärztliches Fachpersonal beschränkt war. Durch die patentierte Anordnung der Licht-LEDs werden der gingivale Saum und die Interdentalräume vom Licht gut erreicht, um so gegen den Biofilm zu wirken.

MACHEN SIE MIT!



Mehr über Lumoral unter: [www.lumoral.de](http://www.lumoral.de) oder den Exklusivvertrieb der white cross GmbH unter Tel.: **+49 6221 5860328**.



Anfang Mai ist unter wissenschaftlicher Leitung der Medical School 11 das Lumoral Experten-Testprogramm für Zahnärzte, Implantologen, Parodontologen, Prophylaxe-Experten, Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Prophylaxeassistenten und Dentalhygieniker gestartet. Inzwischen verzeichnet das Testprogramm mehr als 400 Teilnehmer. Um mitzumachen, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie testen Lumoral als Experte mit einem Patienten. In diesem Fall senden wir Ihnen ein kostenfreies Experten-Kit im Wert von 229 Euro zu. Nach der Anwendung beantworten Sie einige Fragen und dokumentieren den Patientenfall. Oder Sie wenden Lumoral als Testperson an. Hierfür erhalten Sie ein Kit im Wert von 95 Euro und bewerten das Produkt im Anschluss.

# Einfache Anwendung:

- 1
- 2
- 3

Die Anwendung durch den Patienten ist denkbar einfach: Zuerst wird eine Minute mit Lumorinse gespült (Abb. 1), dann Dual-Licht für zehn Minuten appliziert (Abb. 2) und danach werden die Zähne wie gewohnt geputzt (Abb. 3).



Anwendungsbilder: © white cross GmbH

Weitere Infos gibt es auch im **E-Paper** des aktuellen *Prophylaxe Journal* 4/23.



**kuraray**

*Noritake*

# ONE STRONG FAMILY

**PANAVIA™** 40 YEARS

PANAVIA™ Veneer LC  
Der Veneerspezialist



PANAVIA™ V5  
Stark und ästhetisch

PANAVIA™ SA  
Cement Universal  
Ihr täglicher Begleiter

## DIE KRAFT DER DREI

Aufgrund individueller Präferenzen und indikationsspezifischer Bedürfnisse bedarf es im klinischen Alltag verschiedener Befestigungsmaterialien. Kuraray Noritake Dental Inc. ist davon überzeugt, dass drei Befestigungskomposite reichen und hat diese in einer außergewöhnlich leistungsstarken Familie vereint. Die PANAVIA™-Familie: Eine für alle! Für jedwede Situation die richtige Lösung.

MEHR ERFAHREN



BORN IN JAPAN

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products,  
Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Deutschland,  
+49 (0)69-30 535 835, dental.de@kuraray.com, kuraraynoritake.eu