

Lumoral für die Praxis: 30 Tage Geld-zurück-Garantie!



Seit nunmehr zwei Jahren ist Lumoral auch in Deutschland als Medizinprodukt der Klasse IIa mit CE-Zulassung erhältlich. Die Funktionsweise von Lumoral basiert auf der patentierten Dual-Light-Therapie und hilft Patienten, eine gesunde Mundflora zu entwickeln, um somit Karies und Parodontitis zu vermeiden oder den Therapieerfolg abzusichern.

Das einfache Home-Care Wirkprinzip von Lumoral

Lumoral wirkt, indem es gezielt die Bakterien des Biofilms abtötet. Die hohe antibakterielle Wirkung kommt durch die Lichtapplikation mittels einer patentierten Dual-Light-Methode zustande, die LED-Licht zweier verschiedener Wellenlängen (810 nm und 405 nm) im Lumoral-Gerät kombiniert.

Dabei wird die bereits seit Jahren erfolgreiche antibakterielle photodynamische Therapie (aPDT) durch die zusätzliche antibakterielle photothermische Blaulichttherapie (aBL) nochmals verstärkt.

Zahnarztpraxen und Prophylaxe-Professionals können nun selbst oder aber für einen Patienten vom Lumoral Testprogramm "30 Tage Geld-zurück-Garantie" profitieren. Wenn Sie oder der Patient wider Erwarten nicht zufrieden sind, senden Sie Lumoral innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zurück und wir erstatten Ihnen die Kosten für den Kauf.

white cross GmbH


Tel.: +49 6221 5860328 · www.white-cross.info

Ihre Entscheidung! Lunos – individuelle Prophylaxe

Patient ist nicht gleich Patient – diese Aussage können Fachkräfte, die täglich Prophylaxebehandlungen durchführen, direkt so unterschreiben. Die Patienten unterscheiden sich bereits hinsichtlich ihres Alters und der damit verbundenen Anforderung an die Art und Weise einer Prophylaxebehandlung. Auch die verschiedenen Krankheitsbilder und deren Ursachen müssen individuell betrachtet werden. Demnach liegt es auf der Hand, dass ein einziges Behandlungskonzept nicht pauschal das Allheilmittel für alle Patientenfälle sein kann. Jedes Krankheitsbild und jeder Mundgesundheitsstatus stellen individuelle Anforderungen an die geeignete Therapie- und Prophylaxemethode. Dabei ist es essenziell, dass

die Prophylaxefachkraft gut geschult ist, um in Absprache mit Zahnärztin oder Zahnarzt entscheiden zu können, welches Vorgehen für den einzelnen Patienten das richtige ist. Fachliche Kompetenz ist das eine – geeignete Produkte für jede individuelle Behandlungsform das andere.

Das Lunos Prophylaxesystem von Dürr Dental bietet für nahezu alle Arbeitsschritte der Prophylaxesitzung Geräte, Verbrauchsmaterial und sinnvolles Zubehör an. Alle Produkte sind aufeinander abgestimmt und bilden gemeinsam ein hochflexibles System, das jede Behandlungsphilosophie unterstützt – damit am Ende alle Beteiligten "vor Freude strahlen".



Infos zum Unternehmen



DÜRR DENTAL SE info@duerrdental.com www.duerrdental.com