


Für alle, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen!

69% der Deutschen ab 14 Jahren benutzen Zahnseide selten oder nie!1



- einmal pro Monat
- einmal pro Woche
- mehrmals pro Woche
- täglich



Effektiv wie Zahnseide2: Entfernt bis zu **99,9% Plaque**



Einfach zu benutzen: Auf Knopfdruck feiner Sprühnebel



Schnell zum Ergebnis: Reinigt alle Zahnzwischenräume in **nur 30 Sekunden**

Überzeugen Sie sich selbst und informieren Sie sich über Testangebote unter + 49 (0)40 2899 1509 oder sonicare.deutschland@philips.com

www.b4p.de/online-auswertung/ Stauff I, Derman S, Barbe AG, Hoefer KC, Bizhang M, Zimmer S, Noack MJ, Efficacy and acceptance of a high-velocity microdroplet device for interdental cleaning in gingivitis patients – A monitored, randomized controlled trial. Int J Dent Hyg 2017. Laboruntersuchung, Ergebnisse der Direktanwendung können abweichen.