

opro® Sportmundschutz

Ohne teure Laborkosten sowie nach Behandlungsfortschritt mehrmals anpassbar.

Über die ODS GmbH ist ab sofort eine preiswerte Alternative zu aufwendig im Labor gefertigten Mundschutzen erhältlich. opro® – so der Name der von DB Orthodontics zur IDS vorgestellten und nun deutschlandweit exklusiv über ODS beziehbaren Mundschutz-Innovation – kann vom Patienten selbst angepasst werden. Und das auf schnelle und vor allem einfache Art und Weise.

Mehrmalige Anpassung entsprechend dem Behandlungsfortschritt

opro® (oral protection) sorgt für einen umfassenden Schutz vor festsitzender Apparatur und Zähnen und begleitet seinen Träger während dessen kieferorthopädischer Behandlung. So kann der Mundschutz aufgrund seines einzigartigen, flexiblen Materials mehrmals der vorliegenden Zahnsituation angepasst werden (d.h. zu Therapiebeginn sowie zwei weitere Male nach jeweils erfolgten Zahnbewegungen). Dies stellt einen großen Vorteil gegenüber bisherigen, laborgefertigten Mundschutzen dar, welche stets nur einer Momentaufnahme der Behandlungssituation entsprechen.

Antibakterielle Innenschicht beugt Keimbildung vor

Der extra für Bracketpatienten entwickelte Mundschutz ist aus einem speziellen Material gefertigt, das



Der opro® Mundschutz wird sowohl für den Ober- als auch Unterkiefer angeboten und ist exklusiv über ODS in vier Farben erhältlich.

während sportlicher Aktivitäten (insbesondere Kontaktsportarten) einen hervorragenden Stoßschutz gewährleistet. Das der jeweiligen anatomischen Zahnbogenform von Ober- und Unterkiefer sowie der Lage der Zunge entsprechende Design basiert auf 15 oralen Kontaktpunkten, die den Tragekomfort unterstützen und eine genaue Passform ermöglichen. Eine antibakterielle Innenschicht beugt darüber hinaus Keimwachstum vor.

Optimales Design für besten Komfort und Stoßschutz

opro® schützt die festsitzende kieferorthopädische Apparatur, ohne sich dabei in den Unterschnitten der Bracketflügel zu verfangen und so deren Ablösen herbeizuführen. Zudem verfügt der Oberkiefer-Mundschutz auf der Innenseite über spezielle Bracketausparungen für einen optimalen Aufprallschutz.

In kochendes Wasser legen, anformen, erkalten lassen, fertig

Die Anpassung des Mundschutzes erfolgt mithilfe von heißem Wasser und eines mitgelieferten kleinen Griffs. Dieser wird in dafür vorgesehene, vorn sowie seitlich befindliche Löcher eingesteckt und der Mundschutz anschließend für zwanzig Sekunden in kochendes Wasser gelegt. Danach ist opro® kurz (eine Sekunde) kalt abzuspülen und im Mund einzusetzen. Sobald

opro® auf den Zähnen sitzt, kann der Mundschutz aufgrund seiner durch die vorherige Erhitzung hervorgerufenen Flexibilität 30 Sekunden lang mit den Fingern durch Andrücken bzw. Massieren sowie entsprechendes Draufbeißen angepasst werden. Ist die Anpassung erfolgt, sollte ein kaltes Getränk zu sich genommen bzw. der Mund mit kaltem Wasser ausgespült werden, sodass das Material vollständig erhärtet. Anschließend kann der Griff entfernt werden. Es wird empfohlen, dass die HelferIn die erste Anpassung gemeinsam mit dem Patienten in der Praxis realisiert, sodass dieser die späteren Anpassungen problemlos allein zu Hause umsetzen kann.

Der rund um den Globus von diversen Sportgesellschaften (z.B. Deutsche Kampfkunst-Föderation e.V., DKKF) empfohlene opro® Mundschutz ist sowohl für den Ober- als auch Unterkiefer verfügbar und wird in den Farben Schwarz, Blau, Pink sowie Rot inklusive Dose zur sicheren Aufbewahrung angeboten.

kontakt

ODS GmbH
Dorfstraße 5
24629 Kisdorf
Tel.: 04193 965981-0
Fax: 04193 965981-17
info@orthodent.de
www.orthodent.de

Für das schönste Sommerlächeln

Strahlend weiße Zähne mit permawhite.

Das professionelle Zahnaufhellungssystem permawhite bringt jedes Lächeln zum Strahlen: individuell und schonend lassen sich Zahnverfärbungen entfernen und natürliche, aber als zu dunkel empfundene Zahnfarben aufhellen.

Mit permawhite beginnt das Bleaching immer in der Praxis

Unabhängig davon, ob in einer Zahnarzt- oder KFO-Praxis einzelne Zähne, partielle Zahnreihen oder die kompletten Zahnreihen aufgehellt

werden sollen, mit permawhite beginnt das Home-Bleaching grundsätzlich in der Praxis. Das professionelle Zahnaufhellungssystem mit dem Omni White Smile 10% Gel kombiniert durch seine spezielle Formel eine schonende Aufhellung der Zähne mit optimiertem Ergebnis. Durch die Gel-Konzentration aus 10% HP Carbamid Peroxid und 3,5% HP Wasserstoffperoxid werden Dehydratationen und Sensibilitäten während der Behandlung vermieden.

Erst nach der instruierenden Einführung in das Zahnaufhellungssystem durch den Behandler oder unter Aufsicht durch einen eingewiesenen Mitarbeiter können Patienten die weiteren Anwendungen zu Hause durchführen und dabei sowohl die Anwendungszeit pro Tag als auch die Anwendungsdauer ganz nach ihren Wünschen bestimmen. Das entspricht auch der geltenden EU-Kosmetikverordnung¹, nach der Zahnaufheller- oder Bleichprodukte nur von Zahnärzten an Patienten abgegeben werden und die erste Anwendung nur von ihnen oder unter ihrer Aufsicht erfolgen dürfen.

Easy to do and easy to smile

Für das Praxisteam ist mit der Patientenaufklärung und einem Kieferabdruck zur Anfertigung der individuellen Bleaching-Schiene auch alles Weitere ebenso einfach wie zeit- und kostensparend: Abdruck oder ein Modell werden zusammen mit dem Auftrag an PERMADENTAL geschickt und nach rund neun Tagen liegt das Bleaching-Set in der Praxis vor: die nach Vorgaben individuell



angefertigte und sicher verpackte Bleaching-Schiene und das Bleaching-Gel Omni White Smile 10%.

Das permawhite Zahnaufhellungssystem beinhaltet je eine individuelle Behandlungsschiene und 2 x 3 ml Omni White Smile 10% Gel. Das Bleaching-Set für einen Kiefer kostet 54,99 € und für beide Kiefer 99,99 €; ein Nachfüllpack mit 2 x 3 ml Omni White Smile 10% Bleaching-Gel 19,99 € (alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand). Zu diesen smarten Preisen erfolgt der Verkauf exklusiv an Zahnarzt-, KFO-, MKG- und Implantologie-Praxen. Patienteninformationen sowie Praxisdisplays

enthalten keine Preisangaben, sodass praxisrelevant kalkuliert werden kann.

¹ EU-Richtlinie 2011/84/EU zum Einsatz von kosmetischen Zahnaufhellern und Bleichmitteln

kontakt

PERMADENTAL GmbH
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: 02822 10065
Fax: 02822 10084
info@permadental.de
www.permadental.de

