

Präzisionsabformung: Zwei Lösungen, ein sauberes Ergebnis

Eine gute Vorbereitung ist bei manuellen wie auch bei digitalen Zahnabformungen essenziell. Dabei ist Genauigkeit entscheidend: Schon kleinste Abweichungen können gravierende Folgen haben – sowohl für die spätere Passung der Restauration als auch für den Behandlungserfolg. Ein kontrolliertes Weichgewebsmanagement ist daher unerlässlich.

Infos zum Unternehmen



Zwei Wirkstoffe – zwei Einsatzbereiche

Mit ORBAT sensitive und ORBAT forte bietet lege artis Pharma zwei etablierte Präp-Cleaner für unterschiedliche klinische Anforderungen. Beide Produkte unterstützen die saubere Darstellung der Präparationsgrenze und tragen zur Qualität der Versorgung bei. Die Wahl des Präparats richtet sich nach Gingiva-Zustand und Blutungsintensität.

ORBAT sensitive:

Für die empfindliche Gingiva und leichte Blutungen

Die 25%ige Aluminiumsulfat-Lösung ist farblos, geschmacks- und geruchsneutral und verursacht keine Zahnverfärbungen. Sie eignet sich besonders für die Anwendung bei empfindlichem Zahnfleisch und wird zur Blutstillung und Retraktion vor der Abformung eingesetzt. ORBAT sensitive enthält keine gefäßverengenden Zusätze und ist ideal für die Doppelfadentechnik.

ORBAT forte:

Für stärkere Blutungen und normale Gingiva

Das 20 Prozent Eisen(III)sulfat-Flüssig-Gel bietet eine stärkere blutstillende Wirkung durch einen stark koagulierenden und adstringierenden Effekt. Es wird gezielt zur Blutstillung in der Prothetik und Endodontie eingesetzt, lässt sich gut applizieren und nach der Anwendung einfach abspülen. Die Gel-Formulierung unterstützt eine präzise Abformung auch unter schwierigen Bedingungen.

Anwenderzufriedenheit und Anwendungssicherheit

Laut einer Erhebung¹ würden 86 Prozent der befragten Anwender ORBAT forte weiterhin für die Blutstillung vor der Abformung einsetzen. Beide Produkte lassen sich direkt auf Retraktionsfäden oder über Applikatoren anwenden. Die Entscheidung zwischen ORBAT sensitive und ORBAT forte basiert auf der klinischen Situation und dem gewünschten Wirkprofil.

Aus dem Orbit von lege artis Pharma: ORBAT für präzise Ergebnisse

- ORBAT sensitive ist als 20 ml Lösung erhältlich (Art.-Nr. 0032327).
- ORBAT forte wird als 20 ml Flüssig-Gel angeboten (Art.-Nr. 0032336).

Beide Präp-Cleaner sind Teil des prothetischen Sortiments von lege artis Pharma und unterstützen ein präzises, zuverlässiges Weichgewebsmanagement.



Abbildungen: © lege artis Pharma GmbH + Co. KG



lege artis Pharma GmbH + Co. KG
www.legeartis.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.