

ZT PRODUKTE

Sprühglasuren – glanzvolle Wirkung, größere Wirtschaftlichkeit

Der letzte Schritt bei der Entstehung einer Restauration verleiht ihr endgültig einen lebendigen Esprit: die Glasur. Um dabei die gewünschte Top-Ästhetik noch sicherer zu erzielen bzw. rationeller vorzugehen, bieten die neuen innovativen Spray Glaze-Produkte von DeguDent wirkungsvolle Unterstützung.

Die innovativen Sprühglasuren sparen bei Anwendung der Cercon-Überpresstechnik einen ganzen Arbeitsschritt und schenken dank der gleichmäßigen Schichtstärke High-End-Verblendungen aus verschiedenen DeguDent-Keramiken einen schönen, ebenmäßigen Glanz.

Nachdem er schon eine Menge Arbeit und Liebe in eine Krone oder Brücke investiert hat, wünscht sich jeder Zahntechniker bei der abschließenden Glasur eine naturidentische Veredelung

seines Werks. Beste Voraussetzungen dafür schafft, nach der Charakterisierung mit Malfarben, ein gleichmäßig dünner Auftrag von Glasurmasse. Üblicherweise wird Glasurmassepulver mit Malfarben-Flüssigkeit angerührt und aufgetragen. Jetzt bietet die neue Darreichungsform Spray Glaze die Möglichkeit, das Vorgehen durch Aufsprühen der Glasur zu vereinfachen und gleichzeitig sicherer zur gewünschten Ästhetik zu gelangen. Dieses Verfahren bietet noch dazu eine Zeitersparnis gegenüber

dem herkömmlichen Procedure.

In Verbindung mit der Zirkonoxid-Überpresstechnik gemäß dem Konzept press&smile stellt Cercon ceram kiss Spray Glaze eine konsequente Fortsetzung des besonders effizienten Vorgehens dar. Krone oder Brücke aufwachsen, ohne jede Schrumpfung 1:1 in Keramik pressen, durch Malfarben charakterisieren – diese Schritte setzt jeder Zahntechniker routiniert in die Tat um („press&stain“). Die Anwendung der innovativen Sprühglasur spart jetzt sogar noch den Malfixierbrand bzw. er wird zusammen mit dem Glasurbrand in einem durchgeführt. Auch wenn nach dem Überpressen des Gerüsts mit der Verblendkeramik Cercon ceram press die Cut-back-Technik gewählt wird („press&veneer“), lässt sich die Glasur in gleicher Weise aufbringen. Stets wird eine gleichmäßig dünne Schichtstärke unter Erhaltung der Oberflächenstruktur verlässlich erreicht. Darüber hinaus eignet sich Cercon ceram kiss Spray Glaze für die Vollendung der Verblendung von Titangerüsten. Die Verblendsicherheit hat Titan-Restaurationen als komfortable und bioverträgliche Alternative zu NEM



Gesprüht – nicht gerührt und aufgetragen: Die neuen Spray Glaze-Produkte von DeguDent ...



... machen die Glasur schneller und führen sicherer zur gewünschten Ästhetik.

deutlich attraktiver gemacht. Spray Glaze gibt ihnen nun zusätzlichen Auftrieb.

Die zweite neue Sprühglasur, LFC Spray Glaze, verleiht den Verblendkeramiken Duceragold Kiss, Duceragold, Duceram Kiss und Duceram Plus einen gleichmäßigen natürlichen Glanz. Darüber hinaus eignet sie sich für die Presskeramik Cergo Kiss, aus der Inlays, Onlays, Kronen und Veneers gefertigt werden. Gegenüber dem klassischen Auftragen von Glasurmasse erzielt man unter Verwendung der gleichen Menge an Material die gewünschte High-End-Ästhetik mit größerer Sicherheit. So verbessern die beiden Spray Glaze-Produkte auf dem Weg zur perfekten Krone oder Brücke sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Sicherheit eines Top-Ergebnisses – und dies unabhängig von der Wahl des Gerüstwerkstoffs. **ZT**

ZT Statement



ZTM Hans-Peter Raab, Rottach-Egern

„Ich habe mich ausschließlich auf vollkeramische Versorgung in Zirkonoxid spezialisiert und betreibe auch ein eigenes Fräszentrum. Die Verblendung nehme ich praktisch immer in ausdrucksvoller individueller Schichttechnik vor. Gegebenenfalls ergänze ich die Arbeit mithilfe von Malfarben für eine Fissur oder Abrasionsanomalien. Zum Abschluss ermöglicht mir Cercon ceram kiss Spray Glaze auf einfache Weise eine gleichmäßige Glasurstärke, verbunden mit einem wunderschönen und absolut natürlichen Glanz. Ein Verlaufen der Malfarben wird hiermit ausgeschlossen – genauso wie von mir gewünscht.“

ZT Adresse

DeguDent GmbH
Annika Barnowski
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 70
Fax: 0 61 81/59-57 51
E-Mail:
annika.barnowski@degudent.de
www.degudent.de

ANZEIGE

Steigen Sie auf ...

ROCKY MOUNTAIN

Die neue Gipsklasse

Spezialstumpfgips, übertrifft EN ISO 6873, Typ 4

- Schneller
- Präziser
- Stabiler

Qualität mit Genuss

Klasse 4 Dental GmbH
Tel.: 0821 608914-0
info@klasse4.de · www.klasse4.de

Klasse 4
DIE MODELLMACHER

Schnell und präzise – neue Einbettmassen-Serie

Die Dortmunder dentona AG stellt unter dem Namen formula fast eine neue Präzisions-Einbettmassen-Serie für die Kronen- und Brückentechnik vor. Die neue Produktlinie umfasst neben einer Universaleinbettmasse auch speziell abgestimmte Produkte für hochgoldhaltige Legierungen sowie für NEM-Legierungen.

formula fast super nf – Das Universal-Genie

formula fast super nf (neue Formel) ist die neue Universaleinbettmasse von dentona. formula fast super nf bietet eine sehr leichte und präzise Steuerung der Expansion, eine optimale Passung der Gussobjekte, sehr glatte Gussoberflächen und eine hervorragende Detailtreue.

Die detaillierte Verarbeitungsanleitung mit den praxiserprobten Anmischempfehlungen nach Werkstoffen und Indikationen sichert Ihnen von Beginn an perfekte Ergebnisse. formula fast super nf ist geeignet für alle Dentallegierungen und Presskeramiksysteme, und ideal sowohl für das direkte Aufsetzen in den heißen Ofen als auch für das gesteuerte Vorwärmen.

Die drei wichtigsten Vorteile von formula fast super nf: formula fast super nf verfügt über eine hohe Chargenkonstanz – dokumentiert durch Prüfprotokolle. Das bedeutet: Kostenersparnis durch gleichbleibende Ergebnisse! formula fast super nf sorgt für beeindruckende

Passgenauigkeit. Das bedeutet: Präzisionsgewinn und zufriedene Kunden! formula fast super nf besticht mit glatten Oberflächen durch feinkörnige Inhaltsstoffe. Das bedeutet: Zeiterparnis durch

eigenen Spezialliquid bietet formula fast gold von dentona eine sehr dünnfließende Konsistenz. Das Ergebnis sind spiegelglatte Oberflächen und sehr leicht auszubettende Gussobjekte. formula fast gold

formula fast chrom – Die NEM-Lösung

formula fast chrom ist die phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse, speziell abgestimmt auf alle edelmetallreduzierten und NEM-Legierungen. In Verbindung mit einem eigenen Spezialliquid ist formula fast chrom sehr exakt zu steuern und liefert die für diese Werkstoffe benötigten sehr hohen Expansionswerte. formula fast chrom ist gleichermaßen geeignet für das Schnellaufheizen sowie für die konventionelle, programmgesteuerte Übernachttechnik.

Der besondere Vorteil von formula fast chrom: hohe und exakt steuerbare Expansion – das bringt großen Zeitgewinn durch schnell erreichte Passung! **ZT**



Die neue Familie der dentona-Einbettmassen: die Universelle, für Edelmetall- und Nichtedelmetalllegierungen.

schnelles und einfaches Ausarbeiten!

formula fast gold – Das Gold-Talent

formula fast gold ist die phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse speziell für alle Edelmetalllegierungen in der Kronen- und Brückentechnik. In Verbindung mit einem

kann sowohl im Schnellaufheizverfahren als auch im konventionellen Aufheizverfahren eingesetzt werden. Der besondere Vorteil von formula fast gold: Besonders abgestimmt auf Goldlegierungen – das sichert bei den besonders wertvollen Arbeiten eine beeindruckende Präzision!

ZT Adresse

dentona AG
Otto-Hahn Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-0
Fax: 02 31/55 56-9 00
E-Mail: mailbox@dentona.de
www.dentona.com