



Sichere Präparation von Knochendeckeln



Trepanbohrer 227 C: zur Entnahme von Knochendeckeln bei der Wurzelspitzenresektion.



Trepanbohrer 227 C: steht in den Durchmessern von 4–7 mm zur Verfügung.

Der Trepanbohrer 227C nach Dr. Dr. Ayad wurde speziell für die chirurgischen und anatomischen Gegebenheiten bei der Präparation von Knochendeckeln im Rahmen der Wurzelspitzenresektion im Seitenzahn konzipiert. Das Instrument steht in den Durchmessern von 4–7 mm zur Verfügung. Die maximale Bohrtiefe beträgt einheitlich 5 mm. Die Handhabung des Instrumentes ist durch seine in der Gesamtlänge reduzierte, kompakte Form gegenüber herkömmlichen Trepanbohrern gerade in den hinteren Arealen des Seitenzahnbereiches wesentlich leichter. Die geringe Schnitttiefe macht zudem Verletzungen von

wichtigen anatomischen Strukturen, z.B. des Nervus alveolaris inferior, unwahrscheinlich. Die im Arbeitsbereich des Instrumentes angebrachten Fenster eröffnen eine gute Sicht auf das Arbeitsfeld und erleichtern zusätzlich das Ausstoßen des Knochenzylinders. Die aus rostfreiem Stahl gefertigten Trepanbohrer besitzen eine schnittfreundige Knochenverzahnung für eine atraumatische Behandlung. Die Schaftkennzeichnung der Instrumente mit Angabe des jeweiligen Außen- und Innendurchmessers sorgt für eine leichte Identifizierung.

*GEBR. BRASSELER
GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de*

Artemis – Composite für hochästhetische Restaurationen

Artemis von Ivoclar Vivadent ist ein neues lichthärtendes Composite zur Erfüllung höchster ästhetischer An-



sprüche in der Füllungstherapie. Die breite Palette an Dentin-, Schmelz- und Effektfarben in verschiedenen Transparenzstufen ermöglicht eine naturgetreue Rekonstruktion der Zähne. Mit Artemis erfüllt Ivoclar Vivadent die Bedürfnisse von Zahnärz-

ten, die besonders hohe Ansprüche an die Ästhetik haben.

Ästhetik für den Front- und Seitenzahn

Artemis weist ein breites Indikationsspektrum auf. Es handelt sich um ein System, das mit insgesamt 30 Farben in verschiedenen Transparenzen dem Zahnarzt freie Hand lässt, den Zahn naturgetreu nachzubilden. Der hochwertige Farbschlüssel aus Keramik gewährleistet eine gleich bleibend gute Farbnahme als Ausgangspunkt jeder hochästhetischen Restauration. Im Frontzahnbereich, wo Ästhetik eine besonders große Rolle spielt, kommen die Eigenschaften des Materials besonders zur Geltung.

Angenehme Verarbeitung

Artemis zeichnet sich durch eine sehr gute Modellierbarkeit, hohe

Standfestigkeit und Farbtreue aus. Artemis lässt sich sehr gut auf Hochglanz polieren. Die physikalischen Eigenschaften genügen höchsten Ansprüchen, dazu gehören unter anderem eine sehr gute Röntgensichtbarkeit sowie eine niedrige Lichtempfindlichkeit, die eine lange Verarbeitungszeit bei optimalen Lichtverhältnissen ermöglicht.

Lieferformen

Artemis wird sowohl in Spritzen als auch in Cavifils angeboten, insgesamt ist das Produkt in 30 Farben erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei:

*Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan
Tel.: +4 23/2 35 35 35
Fax: +4 23/2 36 36 33
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com*

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.