

### Badständer für Prophylaxeartikel

Kennen Sie folgende Situation? Gerade sind Sie fertig mit der täglichen Zahnpflege, und man weiß nicht, wohin mit den ganzen Prophylaxeartikeln. Die Zahnbürste ist ja noch ganz einfach, aber was macht man mit den Interdentalbürsten? Die Firma TePe hat einen kleinen und praktischen Ständer fürs Badezimmer entwickelt. Der Patient kann nach seinen Bedürfnissen vier der TePe Interdentalbürsten zur Aufbewahrung in den Badständer stecken. Die TePe Interdentalbürsten gibt es in



acht farbcodierten Größen von 0,4 mm–1,3 mm, die auch bis 121°C sterilisierbar sind und einen kunststoffummantelten Draht haben. In die kleineren Löcher können die TePe Mini Flosser™ einge-

steckt werden. Der TePe Mini Flosser™ ist klein und handlich und vereinfacht die Anwendung von Zahnseide deutlich. Die Seide ist ungewachst, besonders dünn und gleitet sehr leicht durch enge Kontaktpunkte. Der Badständer Micro ist also perfekt, um Ihr Bad ordentlich und die Produkte hygienisch zu halten. Die Luftlöcher ermöglichen ein schnelles Trocknen der Borsten. Erhältlich in drei frischen Farben: blau, mint und weiß.

**TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH**  
**Tel.: 0 40/51 49 16 05**  
**www.tepe.se**

### Nanokomposit mit hoher Polierbarkeit

Niemals zuvor war es so wichtig und wettbewerbsentscheidend, stabile naturgetreue Zahnrestorationen vorzunehmen. Ein modernes Kompositmaterial muss deshalb allen klinischen Anforderungen gerecht werden und die ästhetischen Ansprüche des modernen, kritischen Patienten erfüllen. Die Firma Kerr hat das neue trimodale Nanokomposit **Premise** entwickelt, ein Produkt, das zu den innovativsten und führenden Materialien der-



zeit auf dem Markt gehört. **Premise** bietet alles was benötigt wird, um jedes restaurative und ästhetische Ziel zu erreichen. Es ist das erste, restaurative Komposit, das eine einfache und hohe Polierbarkeit besitzt, die eine hervorragende Glanzretention über einen langen Zeitraum gewährleistet. Zudem weist **Premise** eine bis zu 45% niedrigere Schrumpfung als Komposit anderer Marken auf. Das Handling des Materials ist durch die gute Formstabilität und die Eigenschaft nicht zu verkleben bestens. Es ist, dank ausgezeichneter Material-

festigkeit und lang anhaltender Ästhetik, für die universelle Anwendung geeignet. **Premise** ist ein einfach anzuwendendes All-in-one-Produkt, dessen Wirkungsgeheimnis im speziellen Mix liegt. Dennes enthält drei verschiedene Füllstoffe, um optimalen Glanz, gutes Handling und Festigkeit zu gewährleisten und um die Schrumpfung bei der Polymerisation zu reduzieren. Auf diese Weise wird das neue trimodale Nanokomposit von Kerr allen Anforderungen an ein fortschrittliches Füllungsmaterial vollends gerecht.

**KerrHawe SA**  
**Tel.: 0 08 00-41/05 05 05**  
**www.KerrHawe.com**

### Innovatives Polierhandstück

Das **NSK Prophy-Mate**, ein Zahnreinigungs- und Polierhandstück, bietet für die meist verwendeten Kupplungsmarken (d.h. für **KaVo® MULTiflex®**-Kupplung, **W&H® Roto Quick®**-Kupplung, **Bien-Air® Unifix®**-Kupplung und **Sirona® Quick-Kupplung**) eine Neuheit im innovativen Design. Das praktische Handstück ist für kleine und größere Hände geeignet und bietet sicheren, rutschfesten und angenehmen Griff auch bei längerem Arbeiten. Das **Prophy-Mate-Instrument** ist um 360° drehbar. Die Handstückverbindung ist

so konstruiert, dass sie auch bei starkem Luftdruck frei beweglich ist. Um die **Prophy-Mate**-Handstücke von der auf dem Teil mit dem Pulverbehälter befindlichen Kupplung zu lösen, zieht man einfach den Schnelllösering zurück. Für die Pflege des Instruments verwendet man die mitgelieferte Reinigungsbürste und den Draht beziehungsweise wird das Ausblasen der Düse mit Luft nach jeder Behandlung empfohlen. Die Sprüh-



kanüle kann außerdem zur gründlichen Reinigung abgenommen werden; eine Ersatzkanüle wird mitgeliefert. Das Pulverbehälterteil ist mit Doppelstrahldüsen ausgerüstet. Durch die Doppelstrahldüsen gelangt gleichzeitig Luft in den Pulverbehälter, wodurch das Pulver konstant in Richtung mittlere Saugdüse gedrückt wird.

**NSK Europe GmbH**  
**Tel.: 0 69/74 22 99-0**  
**www.nsk-europe.de**