



Seite 26

Galvanoforming – Die Innovation des letzten Jahrzehntes? –
Die galvanische Schicht beträgt durchgängig nur 0,18–0,2 mm. Dadurch bleibt mehr Platz für die Verblendung.

news


6 Zahntechniknews

wirtschaft

- 10 **www.der-weg-zum-erfolg.de?:** Marcus Angerstein gibt Tipps zum erfolgreichen Internetauftritt
- 14 **Die Ideen aller nutzen:** Natascha Brand präsentiert Unternehmer und ihre unterschiedlichen Laborstrukturen
- 19 **Der LIN-Mechanismus®:** Tony Domin erklärt, wie Sie durch den LIN-Mechanismus® ihr Produktionsverfahren optimieren
- 24 **Mit dem MPG zum erfolgreichen Marketing:** Tony Domin über geeignete MPG-Organisations- und Verfassungsmaßnahmen, Teil 2


technik

- 26 **Galvanoforming – Die Innovation des letzten Jahrzehntes?:** ZT, BdH Matthias Ernst gibt einen Überblick über die Vielfalt der Galvanotechnik
- 35 **Aspekte zum Einsatz eines Cercon-Haltelements:** Carsten Fischer beschreibt die Herstellung einer Vollkeramikpatrize unter einer galvanischen Matrize nach OA Dr. Paul Weigl
- 44 **Langzeiterfahrungen mit Galvano-Doppelkronen:** ZTM Matthias Gürtler berichtet über sieben Jahre Erfahrung mit Galvano-Doppelkronen
- 51 **Zahntechnik, die passt!:** ZT Uwe Hellbeck und Marc Brandner präsentieren problemlos herausnehmbaren Zahnersatz
- 56 **Teleskopierender Zahnersatz rationell hergestellt:** ZTM Klaus Dietzschold beschreibt, wie man eine große Rekonstruktion ästhetisch und bioverträglich herstellt
- 64 **Teleskope aus Zirkonoxid und Galvanogold:** ZTM Marc Wader stellt Möglichkeiten beim Einsatz von Zirkon-Galvanoteleskopen vor
- 70 **Harte Zahlen sprechen für Solaris Goldbad:** Die Härte vor dem Brand entscheidet
- 72 **Adhäsion statt Friktion:** METALOR® stellt zwei neue Goldbäder vor
- 78 **Neue Produkte zur Optimierung der Prozesskette:** Interview mit Dr. Dietmar Krampe, AGC®-Produktmanager
- 80 **Ein alltäglicher Fall:** Hardi Mink demonstriert wirtschaftliche und ästhetische Lösungen im Frontzahnbereich
- 83 **Steger-Apparat zur Molarendistalisation:** Beate Redmann schreibt über die Herausforderung bei der Molarendistalisation



Seite 35

Aspekte zum Einsatz eines Cercon-Haltelements – Die Herstellung der Patrize unterliegt präzisen Angaben, deren Genauigkeit die Qualität der Gesamtleistung stark beeinflusst.



Seite 80

Ein alltäglicher Fall – Die Lichtleitlinien werden herausgearbeitet und danach mit Goldpulver überprüft. Die Inzisalkante sollte in Harmonie mit der Lippenkontur verlaufen.