

## Überpresskeramik: Fertigungsverfahren von Kronen und Brücken vereinfacht

Elephant Dental stellt Carrara Volumia vor: eine Presskeramik zum Überpressen von Carrara PdF, Cera E oder Vi-Comp LFC Gerüsten. In einer Carrara Volumia-Restaurierung wird modernste Lichtoptik eingesetzt und damit wird sie „lebensecht“.



Das Endprodukt wird ohne Volumenschwund hergestellt und lässt sich kaum von einer in schichtweise aufgebauten Arbeit unterscheiden. Mit Volumia wird das Fertigungsverfahren von Kronen und Brücken vereinfacht und rationalisiert. Es ist eine neue Systemkomponente des Carrara Original Systems, die eine interessante wirtschaftliche Alternative zur dentalkeramischen Schichttechnik bietet.

Elephant Dental GmbH  
Tibarg 40, 22459 Hamburg  
Hotline: 0800/8 65 55 37  
www.elephant-dental.de

**Elephant Dental GmbH**  
Tibarg 40, 22459 Hamburg  
Hotline: 0800/8 65 55 37  
www.elephant-dental.de

## CAD/CAM-System: Ästhetische und perfekt sitzende Kronen und Brücken

Das CAD/CAM-System Everest von KaVo steht für ästhetische und perfekt sitzende Kronen und Brücken. Es hat sich über Jahre hinweg im Dentalmarkt bewährt und ist für seine außerordentliche Präzision welt-



weit bekannt. Mit dem Everest CAD/CAM-System werden die zur Verfügung stehenden Materialien, Zirkonoxid (vor- und endgesintert), Glaskeramik, Vollkeramik, Kunststoffe und Titan in einzigartiger Form fünffachsig verarbeitet.

**KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß**  
E-Mail: info@kavo.de, www.kavo.com

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Verbesserungen für Galvanoarbeiten: Eingefärbter AGC® Glanzzusatz

Der überarbeitete AGC® Glanzzusatz ist zur Verwendung in den Systemen AGC® Micro und AGC® Micro Plus vorgesehen. Mit der Einfärbung ergibt sich eine Reihe von Verbesserungen, die Galvanoarbeiten noch attraktiver machen:

- Optische Kontrolle, ob bereits Glanzzusatz verwendet wurde.
- Zusätzliche Sicherheit und eine Verbesserung im Handling.
- Der Glanzzusatz kann bei den Stumpfmaterialien Gips, Kunststoff und Metall verwendet werden.



Passend zu den zwei herkömmlichen Glanzzusätzen gibt es jetzt jeweils ein eingefärbtes Pendant in der gleichen Abnahmemenge von 100 ml und zum gleichen Preis von 8,25 €.

**WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG**  
Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim  
Tel.: 0800/9 43 52 63, www.wieland-dental.de

## Gingiva-Massen: Perfektion der rot-weißen Ästhetik

Ergänzend zu den bereits bewährten Gingiva-Massen des Ceramage-Systems bietet SHOFU nun mit dem neuen GUM COLOR FULL SET eine Pastenauswahl mit unterschiedlichen Viskositäten an. Das Sortiment enthält zwei Farben Flow Opaker und jeweils vier Farben Gingiva-Masse und Flowable Composite. Mit diesen Einzelkomponenten können für jeden Patienten die individuellen charakteristischen Strukturen aller Bereiche des Zahnfleisches rationell und gezielt reproduziert werden. Wie alle Komponenten des Ceramage-Systems sind auch die Gum Color Pasten zu mehr als 73 Gew.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt (Mikro-Keramik Hybrid-Komposit) und zeich-

nen sich durch gute Materialeigenschaften und Biokompatibilität aus. Die gute Polierbarkeit



und Plaquesresistenz garantieren Haltbarkeit und Zufriedenheit des Patienten. Das Gum Color Full Set ist bis zum 31. Dezember 2006 zum Einführungspreis erhältlich.

**SHOFU Dental GmbH**  
Am Brüll 17, 40878 Ratingen  
E-Mail: info@shofu.de  
www.shofu.de