

Manuelle Wurzelkanal- aufbereitung

DENTSPLY MAILLEFER



DENTSPLY MAILLEFER



| | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Hersteller | DENTSPLY Maillefer | DENTSPLY Maillefer |
| 2 | Vertrieb | Fachhandel | Fachhandel |
| 3 | Produktname | Colorinox K-Feilen, K-Reamer, Hedström Feilen | C+File |
| 4 | Materialart | Edelstahl | Edelstahl |
| 5 | Stärken in mm | 0,8–1,4 | 0,6–0,15 |
| 6 | Längen in mm | 25/28/31 | 18/21/25 |
| 7 | Konizität – ISO oder individuell? | ISO | ISO |
| 8 | Spitze | schneidend | schneidend |
| 9 | Art, Anordnung und Zahl der Schneiden | – | – |
| 10 | Schneidenwinkel, Querschnittsform | quadratisch/dreieckig | quadratisch |
| 11 | Farbcodierung | ISO-farbcodiert | ISO-farbcodiert |
| 12 | empfohlene Bewegungsart | je nach Feilenart | ideal zum Sondieren und Gängigmachen von Wurzelkanälen |
| 13 | empfohlene Anwendungshäufigkeit | – | – |
| 14 | CE-Kennzeichnung | ja | ja |
| 15 | Preis | UVP 9,30 € – 11,30 € | UVP 10,40 € |
| 16 | sonstige Angaben | – | – |
| 17 | Kennziffer | 0421 | 0422 |

Angaben ohne Gewähr. Sie basieren auf den Informationen der Hersteller.