

P DIRO-CRASH

KENNZIFFER 0861

Verschmutzte Abdrucklöffel zu reinigen ist oft eine zeitraubende Arbeit. Der Abdrucklöffel-Reiniger DIRO®CRASH von BEYCODENT erledigt die Reinigungsarbeit (fast) selbsttätig.

Die verschmutzten Löffel werden einfach in eine Wanne mit der Gebrauchslösung gegeben – bereits nach ca. 20 Minuten



Der Abdrucklöffel-Reiniger von BEYCODENT.

ten hat sich beispielsweise das Alginat vom Abdrucklöffel gelöst und kann einfach abgespült werden.

Um die Einwirkungszeit zu verkürzen, kann DIRO®CRASH auch im Ultraschallbad eingesetzt werden: in nur 5 Minuten ist das Abdruckmaterial von den Abdrucklöffeln gelöst. DIRO®CRASH Alginatlöser-Konzentrat ist sehr sparsam, das Konzentrat wird 1:10 verdünnt und ist im praktischen Gebinde zu 5 Liter erhältlich – besonders preisgünstige Großgebilde für Großverbraucher werden ebenfalls angeboten.

Informationen über den Dentalfachhandel oder direkt von BEYCODENT.

BEYCODENT – HYGIENETECHNIK

Wolffsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00 22
Fax: 0 27 44/93 11 23
www.diro.beycodent.de

P MIKROZID AF

KENNZIFFER 0862

Mikrozid® ist bereits Synonym für die Flächendesinfektion. Ob klassisch als Sprühprodukt oder als Desinfektionstuch. Um deutlich werden zu lassen, dass Mikrozid® Präparate schon seit langem frei von Aldehyden sind, heißen sie ab sofort Mikrozid® AF. Außerdem erhält die gesamte Produktgruppe von Mikrozid® AF ein neues, modernes Design, was deutlich macht, dass es sich hierbei um eine Produktfamilie mit gleicher Wirkstoffbasis handelt.

Eine repräsentative Umfrage in Den-



Mikrozid® AF – aldehydfreie Desinfektion.

vielfach Aldehyde (z.B. Glyoxal) nicht als solche erkannt werden.

Wer also sicher gehen will, dass das verwendete Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte verwenden, die entsprechend ausgelobt sind. Mit Schülke & Mayr-Präparaten sind Sie hier auf der sicheren Seite. Mikrozid® AF ist garantiert aldehydfrei und überall im Dental-Fachhandel erhältlich.

Mikrozid® AF Liquid gibt es in 250 ml Sprühflaschen, 1 l Flaschen, die mit einer zusätzlichen Handsprühpumpe versehen werden können, und in 10 l Kanistern. Mikrozid® AF Desinfektionstücher gibt es in Praxis-Spenderdosen mit 150 Tüchern im Format 14 x 18 cm und in der Jumbo-Ausführung in Dosen mit 200 Tüchern im Format 20 x 27 cm für große Flächen.

talpraxen hat ergeben, dass die Mehrheit aldehydfreie Flächendesinfektionspräparate bevorzugt. Häufig wird Formaldehydfreiheit mit Aldehydfreiheit verwechselt, da


SCHÜLKE & MAYR GMBH

22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com

P QUANTIM™ B VAKUUMAUTOKLAVEN

KENNZIFFER 0863

Neuer Vakuumentoklav mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum macht die Sterilisation zu einer einfachen und sicheren Sache. Die Eigenschaften und Vorteile



Mit dem QUANTIM B Vakuumentoklaven einfach und sicher sterilisieren.

dieses Autoklaven erhöht die Effizienz der Sterilisation in der Praxis. Der QUANTIM B erfüllt die Anforderungen der prEN 13060, und ist für die Sterilisation von Hohlkörpern als auch verpackten oder unverpackten porösen Gütern geeignet. Die Vakuumentrocknung bei geschlossener Tür sorgt für trockene und sterile Instrumente. Mit 16 oder 22 Liter Kammervolumen und diversen Einsätzen, bietet QUANTIM B Platz für eine Reihe von Beladungsarten.

SCICAN MEDTECH AG

Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.