



QUANTIM™ B VAKUUMAUTOKLAVEN

KENNZIFFER 0841

Neuer Vakuumautoklav mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum macht die

SCICAN MEDTECH AG

Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com

Sterilisation zu einer einfachen und sicheren Sache. Die Eigenschaften und Vorteile dieses Autoklaven erhöht die Effizienz der Sterilisation in der Praxis. Der QUANTIM™ B erfüllt die Anforderungen der prEN 13060, und ist für die Sterilisation von Hohlkörpern als auch verpackten oder un-



* Mit dem QUANTIM™ B Vakuumautoklaven einfach und sicher sterilisieren.

verpackten porösen Gütern geeignet. Die Vakuumtrocknung bei geschlossener Tür sorgt für trockene und sterile Instrumente. Mit 16 oder 22 Liter Kammervolumen und diversen Einsätzen bietet QUANTIM™ B Platz für eine Reihe von Beladungsarten.



DROPPY

KENNZIFFER 0842

Die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit Ihres Autoklaven hängt unter anderem von der verwendeten Wasserqualität ab. Häufig ist diese nicht ausreichend. Sie verursacht mangelhafte Sterilisation und teure Reparaturen. Mit dem Wasserdestillier

FARO DEUTSCHLAND

Gladbacher Straße 409
47805 Krefeld
Tel.: 0 21 51/93 69 21
Fax: 0 21 51/93 69 33
E-Mail: quaranta@faro.de
www.faro-dental.de

DROPPY werden jegliche Qualitätsprobleme Ihres Wassers gelöst. Der Hersteller garantiert einfach und schnell die totale Wasserreinheit. Das bedeutet, bis zu 99 % der aufgelösten Stoffe werden beseitigt.



* DROPPY – bedienungsfreundlicher Wasserdestillier.

Die Hauptvorteile dieses Wasserdestilliers liegen in seiner Bedienfreundlichkeit, Schnelligkeit sowie in seiner enorm hohen Leistungsfähigkeit bei höchster Sicherheit. Sie müssen lediglich den Behälter mit drei Liter Leitungswasser befü-

len, um in weniger als fünf Stunden geräuschlos und automatisch reines Wasser zu erhalten. Diese Wasserqualität können Sie dann unbesorgt unter anderem in Ihren Autoklaven verwenden. Am Ende eines jeden Zyklus schaltet der DROPPY automatisch ab.

Kapazität 3 Liter
Destillat 0,6 Liter/Stunde
Leistung 470–570 W



BIB FORTE BOHRER- UND INSTRUMENTENBAD

KENNZIFFER 0843

In der Zahnmedizin besteht auf Grund von Besonderheiten bei zahnärztlichen Behandlungen für das dort tätige Personal und vor allem aber für die Patienten eine vielfältige Infektionsmöglichkeit. Dieses Risiko kann jedoch durch genaueste Analysen und auch durch systematische Durchführungen von Arbeitsabläufen minimiert werden. Einer der größten Überträger von Infektionskrankheiten, welcher eine besonders große Gefahr für den Patienten birgt, ist das zahnärztliche Instrumentarium. Erst danach folgt der Zahnarzt mit seinem Personal.

Nach dem Gebrauch müssen die Gerät-

ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH

Altenwalder Chaussee 94–100
27472 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/66 60-0
Fax: 0 47 21/66 60-11
E-Mail: alpro@alpro-dental.de
www.alpro-dental.de

schaften verletzungs- und kontaminationssicher transportiert und entweder maschinell oder manuell nach fest vorgegebenen Arbeitsanweisungen bzw. nach dem Hygieneplan im Eintauchverfahren desinfiziert und gereinigt werden. Das gleiche Verfahren ist gültig für alle anderen rotierenden Instrumente, Gummipolierer etc. Nach der Desinfektion sollte das Instrumentarium auf Rückstände wie z. B. Eiweiße und andere Verschmutzungen überprüft und anschließend verpackt sterilisiert werden. Trocken und staubgeschützt wird das Sterilgut anschließend bis zum nächsten Gebrauch gelagert.

Eine besonders einfache und vor allem günstige Möglichkeit stellt BIB forte Bohrer- und Instrumentenbad aus dem Hause ALPRO DENTAL-Produkte GmbH, St. Georgen/



* BIB Forte – universell einsetzbares Flüssigkeitskonzentrat für alle Instrumente zur Reinigung.

Schwarzwald dar. Bei BIB forte handelt es sich um ein universell einsetzbares Flüssigkonzentrat für sämtliche Instrumente in der zahnärztlichen Praxis (rotierende Präzisionsinstrumente, allgemeines Instrumentarium, Endodontieinstrumente, Aluminiuminstrumente, Titanstifte, Gummipolierer etc.). BIB forte ist frei von Aldehyden, Phenolen, Alkalien, Chloriden und chlorierten Wasserstoffen. BIB forte ist als gebrauchsfertige Lösung geruchsneutral. Die einprozentige Anwendungskonzentration wirkt viruzid, HBV/HIV und in 60 Minuten bakterizid, fungizid (inkl. Tbc). In einer zweiprozentigen Lösung ist BIB forte bereits wirksam in 5 Minuten (Anwendung hier im Ultraschallbad). Materialfreigaben von führenden Instrumentenherstellern bestätigen die einwandfreie Wirkungsweise.

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.