



GI-MASK AUTOMIX NEW FORMULA

KENNZIFFER 0911



GI-MASK Automix New Formula Starter Kit.



GI-MASK Automix New Formula Refill Kit.

Tips den Materialverlust bis zu 60 % (im Vgl. zu herkömmlichen Mixing Tips). Deshalb ist die GI-MASK Automix New Formula Zahnfleischmaske kompromisslos in Funktion und Ästhetik.

GI-MASK Automix New Formula wird für die präzise Erfassung des Zahnfleischverlaufs verwendet. Diese Zahnfleischmaske aus A-Silikon liefert alle Informationen für die exakte Gestaltung von Implantaten und metallkeramischen Gerüsten. Dank der verbesserten Schleiffähigkeit ist die Maske leicht schleif- und schneidbar, sie bietet außerdem eine hervorragende Elastizität und hohe Reißfestigkeit. Probleme, die während der Anfertigung auftraten, werden so eliminiert. Die GI-MASK Automix New Formula von Coltène/Whaledent ermöglicht ein einfaches Handling durch automatisches Mischen und direkte Applikation aus der Kartusche (1:1). Die kurze Abbindezeit von nur 7 min erlaubt die schnelle und leichte Herstellung von qualitativ hochwertigen Zahnfleischmasken. GI-MASK Automix New Formula hat eine naturgetreue Farbe und wird in einer handlichen Kartusche geliefert. Zudem reduzieren die kleinen Mixing

**COLTÈNE/WHALEDENT
GMBH & CO. KG**

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/8 05-0
Fax: 0 73 45/8 05-2 01
E-Mail:
productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de

KENNZIFFER 0912 ▶

ANZEIGE

TCM ENDO V mit APEX LOCATOR



- Motorantrieb mit integriertem Apex Locator
- Apex Locator mit akustischer und optischer Anzeige auf dem Gerätedisplay
- Genaue Wurzelkanal-Längenbestimmung in feuchten und trockenen Kanälen
- Kein Kalibrieren nötig
- 2 Messfrequenzen (500 Hz und 7,5 kHz)
- Endodontie Winkelstück mit integrierten Steuerungs- und Messfunktionen
- Einstellbare Drehmomente von 2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 Nmm
- Einfache Handhabung – sichere Behandlung
- Drehmomentschutz
- Apex-Mass einstellbar



Art. 1539

your choice for success

Motordrehzahl: 150–2000 upm



NOUVAG® AG
Manufacturers of Dental & Medical Equipments
St. Gallerstr. 23–25 Tel. +41 71 846 66 00
CH-9403 Goldach Fax +41 71 845 35 36
Switzerland E-Mail: info@nouvag.ch
homepage: <http://www.nouvag.com>



**Verlangen Sie
unsere
ausführlichen
Katalog**