



D/SENSE® CRYSTAL

KENNZIFFER 0781

Bei sensiblen Zahnhälsen, allen Formen keilförmiger Defekte, hypersensiblen Zahnarealen oder während bzw. nach einer restaurativen Versorgung ist eine Dentinüberempfindlichkeit für die Patienten oft mit Schmerzen und einer Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Während einige herkömmliche Produkte eine aufwändige Verarbeitung sowie unzureichende Behandlungsergebnisse erzielen, bietet die Neuheit D/Sense® Crystal ungewohnte Leistungsmerkmale.

Ein Fortschritt wird schnell gepriesen, doch scheint zur Abhilfe von Dentinüberempfindlichkeiten und wirtschaftlichem Druck, der auf den Praxen liegt, eine echte Alternative auf dem Vormarsch zu sein. Mit D/Sense® Crystal können Zahnarztpraxen jetzt mit weniger Aufwand flexibler, patientenfreundlicher und zielgenauer Patienten behandeln.

Dentin reagiert auf taktile, chemische und thermische Reize. Durch Flüssigkeitsbewegungen in den Dentintubuli wird Druck auf den Zahnnerv ausgeübt, der starke Schmerzen verursacht. Hier wirkt D/Sense® Crystal und schafft mit der Ein-Schritt-Dual-Wirkung eine sofortige De-



• D/Sense® Crystal ist ein Ein-Schritt-Desensitizer und wird mit 6 Spritzen und 24 SofNeedle® Tips für einen wirtschaftlichen Verbrauch zur Verfügung gestellt.

sensibilisierung und einen tiefenwirksamen Verschluss der Dentintubuli.

Ursächlich ist das Dual-Wirkprinzip von D/Sense® Crystal. Der erste Schritt besteht aus einer Reaktion mit stark verdünnter Salpetersäure und dem Dentin des Zahnes, wobei sich Kalziumnitrat, Phosphorsäure und Wasser bilden.

Das beigemengte Kaliumbioxalat reagiert mit Kalziumnitrat zu unlöslichem Kalziumoxalat, welches in feinsten Form ausfällt, in die Dentinkanälchen eindringt und die Tubuli versiegelt. Das dabei entstehende Kaliumnitrat bewirkt die Desensibilisierung, ein weithin bekannter Effekt. Ohne Glutaraldehyd wirkt D/Sense® Crystal schonend auf den Zahnnerv, ohne diesen zu belasten.

Die Innovation besteht durch einige

Verbesserungen im Vergleich zu herkömmlichen Produkten: D/Sense® Crystal ist in der Spritze mit austauschbaren SofNeedles vor allem einfacher zu applizieren, muss nur einmal aufgetragen werden und wirkt sofort und sanft. Ganz wichtig, da andere Systeme oftmals zwei- bis dreimal aufgetragen werden müssen, damit eine Wirkung sichergestellt ist. Im Vergleich zu bestehenden Systemen ist auch ein Trockenlegen des Zahnareals nicht notwendig. Die innovative Darreichungsform als Ein-Komponenten-Flüssigkeit wirkt innerhalb von wenigen Sekunden und benötigt weniger als eine Minute Gesamtverarbeitungszeit. Das ganze System von D/Sense® Crystal funktioniert ohne Anmischen, Bonden und ohne Trocknen mit der Multifunktionsspritze oder Spülen und spart dadurch viel Behandlungszeit.

Eigenschaften von D/Sense® Crystal

- Direktapplikation via Spritze und austauschbarer, biegsamer SofNeedle
- Dual-Wirk-Prinzip: sekundenschnelle Desensibilisierung und tiefenwirksamer Verschluss der Dentintubuli
- ohne Anmischen, Bonden, Trocknen, Spülen
- keine Reizung der Schleimhäute, Atmungsorgane oder Haut
- ohne Glutaraldehyd
- mit SoftPads für den sanften Auftrag
- schmerzlos.

CENTRIX

International Sales
Im Spiet 7
26506 Norden
Tel.: 0 49 31/95 96 56
Fax: 0 49 31/93 08 13
E-Mail: ukens@attglobal.net
www.centrixdental.com



CIKAFLOGO

KENNZIFFER 0782

Das jetzt auch in Deutschland erhältliche Gingiva-Gel Cikaflogo der Firma JaxEurope ist ein wahres Wundermittel für postoperative Behandlungen, Parodontose, Aphthen, Zahnfleischentzündungen. Besonders nach dem



• Cikaflogo – hilft schnell dank spezieller Mixtur.

Einsatz von Implantaten oder einer oralchirurgischen Behandlung kann der Prozess der Wundheilung mit dem Gingiva-Gel

beschleunigt werden und verringert so die normalerweise nachfolgenden Beschwerden für den Patienten.

Durch die spezielle Mixtur aus den vielen Elementen, aus denen es sich zusammensetzt, sind besonders hervorzuheben: Hyaluronsäure, Vitamin K, Koenzym Q10 und Aloe Barbadensis.

Der Preis für eine Tube Cikaflogo beträgt 7,90 Euro. Wenn Sie mehr über Cikaflogo erfahren wollen, können Sie weitere Informationen und Wirksamkeitsstudien direkt bei JaxEurope anfordern.

JAXEUROPE

Konrad-Adenauer-Str. 9a
65232 Taunusstein
Tel.: 0 61 28/48 76 75
Fax: 0 61 28/48 76 81
E-Mail: info@myjaxdive.com
www.myjaxdive.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.