



FARO STEP AUTOKLAV

KENNZIFFER 0911

Der Vakuumautoklav STEP mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum ist einfach,

FARO DEUTSCHLAND

Gladbacher Straße 409
47805 Krefeld
Tel.: 0 21 51/93 69 21
Fax: 0 21 51/93 69 33
E-Mail: quaranta@faro.de
www.faro-dental.de



↗ Faro Vakuumautoklav STEP.

problemlos und sicher zu bedienen. Selbstverständlich erfüllt er sämtliche Anforderungen nach EN 13060 und bleibt dennoch dabei sicher und kostengünstig. Ein flächendeckender Service versteht sich von selbst.

Gerne sind wir Ihnen auch bei der Validierung von Sterilisationsverfahren und laufender Chargenkontrollen behilflich. Wir lassen Sie nicht alleine!



HOSPYWIPES

KENNZIFFER 0912

Eine Weltneuheit des Hygiene-Spezialisten IC Medical System, wenn es um unbedingte Hygiene geht: hospyWipes. Mit dem neuartigen hospyWipes-Vlies und der zugehörigen hospy-DES-Lösung können Flächen, Medizinprodukte und medizinisches Inventar innerhalb einer Minute desinfiziert werden.

Gerade in Hygieneräumen ist das hospyWipes-System im praktischen Wandhalter schnell zur Hand und sorgt für eine sichere Wischdesinfektion. Durch die einmalige Verwendung der getränkten Tücher besteht kein Risiko einer Kreuzkontamination.

IC MEDICAL SYSTEM GMBH

Rosenstraße 42
73650 Winterbach
Tel.: 0 71 81/70 60-0
Fax: 0 71 81/70 60-99
E-Mail: info@icmedical.de

Der Anwender ist niemals einer schädlichen Aerosolwolke ausgesetzt, da das System ohne Zerstäuber auskommt. Der Spender wird platzsparend an der Wand montiert und unterstützt bei richtiger Platzierung eine Homogenisierung des gesamten Arbeitsprozesses, da optimierte Handlungsabläufe geschaffen werden.

Das hospyWipes-System besteht aus einem Behälter mit Vliestüchern, dem hospy-DES-Konzentrat und einem Wandhalter (wahlweise in Kunststoff oder Edelstahl). Vor der ersten Verwendung füllt man den Behälter mit 2 Litern Lei-



↗ Mit hospyWipes desinfizieren ohne schädliche Aerosolwolke.

tungswasser, mischt es mit dem hospy-DES-Konzentrat und lässt die Lösung von der Vliesrolle aufsaugen. Die einsatzbereiten hospyWipes werden jetzt einfach in den Wandhalter gestellt. Mit einer Rolle entstehen so 600 Tücher zur Wischdesinfektion, die innerhalb einer Minute Bakterizid, Fungizid und Virus-inaktivierend (HBV/HIV) nach dem DGHM-Verfahren wirken. Zudem erfüllen

hospyWipes die Europeanormen EN 1275 und EN 1040. Alle Informationen zu diesem Thema finden Sie auch unter www.icmedical.de.



QUANTIM

KENNZIFFER 0913

Der neue QUANTIM B2 Vakuumautoklav mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum macht die Sterilisation zu einer einfachen und sicheren Sache. Die Eigenschaften und Vorteile dieses Autoklaven erhöhen die Effizienz der Sterilisation in der Praxis.

Der QUANTIM B2 erfüllt die Anforderun-

SCICAN MEDTECH AG

Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41/727 70 27
Fax: +41-41/727 70 29
www.scican.com



↗ QUANTIM B2 Vakuumautoklav.

gen der EN13060, und ist für die Sterilisation von Hohlkörpern, Festkörpern, verpackter und unverpackter Ladung geeignet.

Den QUANTIM B2 gibt es als Ausführungen mit 16 oder 22 Liter Fassungsvermögen. Beide Geräte sind mit integrierter Frischwasserversorgung ausgestattet und benötigen keine festen Anschlüsse.

Der QUANTIM B2 wird als Standard geliefert mit einem Gestell für 6 Normtrays.

Die neue USB-Schnittstelle, der Drucker und das Gestell für 3 Steriboxen sind optional.

Außenmaße QUANTIM 16B: 48 cm (B) x 41 cm (H) x 44 cm (T).

Außenmaße QUANTIM 22B: 48 cm (B) x 41 cm (H) x 56 cm (T).

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.