



**DENTEK LD-15 I**

**KENNZIFFER 0681**

Zur IDS 2005 stellte DENTEK die neue Generation Diodenlaser DENTEK LD-15 i vor.

Mit einiger Verzögerung erfolgte dann die erfolgreiche Markteinführung.

Der LD-15 i verbindet die bekannten Vorteile des seit zehn Jahren bewährten, aber stetig verbesserten LD-15, mit vielen neuen Innovationen. Somit ist der LD-15 i seiner Zeit wieder Schritte voraus.

Für die bekannten Einsatzgebiete Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Bleaching, Aphthen, Herpes, Biostimulation u.v.m. wur-


den aus zehnjähriger Erfahrung in Zusammenarbeit mit unseren Anwendern wesentliche Neuerungen entwickelt.

Ein vergrößertes farbiges Touchscreen-Display mit 16 Speicherplätzen, die eine differenziertere Belegung mit verschiedenen Applikationen durch den Anwender erlaubt.

Das neue um 360° drehbare Handstück erleichtert den Zugang in den oralen Bereich und reduziert somit stark die Ermüdung der führenden Hand.

Auch das neue Non-Kontakt-Handstück mit neuem Optiksystem sorgt für eine bessere Fokussierung auf das zu behandelnde Gewebe oder Zahnoberfläche (z. B. Bleaching).

Die größte Innovation am LD-15 i für alle chirurgischen Applikationen ist das optionale



Der LD-15 i verbindet die bekannten Vorteile des seit zehn Jahren bewährten, aber stetig verbesserten, LD-15 mit vielen neuen Innovationen.

Luft/Wasserspray. Der Anwender kann für den jeweiligen Einsatz eine individuelle Einstellung des Sprays vornehmen.

Die Vorteile des Luft/Wassersprays liegen auf der Hand:  
 – noch geringerer bis kein Einsatz von Anästhetikum  
 – nach dem Eingriff kein/sehr geringer Wundschmerz  
 – sehr viel bessere Wundheilung.

Der DENTEK LD-15 i mit seiner Wellenlänge von 810 nm ist der einzige faser-gestützte Laser der Welt mit einer FDA-Zulassung in Parodontie, Endodontie und Chirurgie und seit kurzem auch im Bleaching

Auch das vielfach ausgezeichnete innovative Design des LD-15 i hebt sich von den anderen Lasern im Industriedesigngehäuse stark ab.

**DENTEK MEDICAL SYSTEMS GMBH**

Oberneulander Heerstraße 83 F  
 28355 Bremen  
 Tel.: 04 21/24 28 96 25  
 Fax: 04 21/24 28 96 25  
 E-Mail: info@dentek-lasers.com  
[www.dentek-lasers.com](http://www.dentek-lasers.com)



**GC TOOTH MOUSSE**

**KENNZIFFER 0682**

„Flüssiger Zahnschmelz“, der schützt und schmeckt, speichelanregend, die natürliche Remineralisation verstärkend und einfach lecker: mit dem neuen GC Tooth Mousse lässt sich die mineralische Balance

in der Mundhöhle in wenigen Minuten wieder herstellen. Ob bei Hypersensibilitäten, nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Speichelproblemen: dank ihres revolutionären Wirkstoffs Recaldent™ stellt die Zahnschutzcreme von GC EUROPE einen neuen Präventionsansatz dar: „Minimum Intervention“ für maximalen Kariesschutz! Wird die Creme in die Mundhöhle eingebracht, lösen sich die im CPP-ACP-Komplex



Die neue Creme ist bei Hypersensibilitäten nach zahnärztlichen Behandlungen oder bei Speichelproblemen anzuwenden.

von Recaldent™ enthaltenen Kalzium- und Phosphationen heraus, dringen in die Schmelzprismen ein und formen sich dort in Apatitkristalle um. Wie „flüssiger Zahnschmelz“ füllt die neue Zahnschutzcreme die Mineraliendepots im Zahnschmelz wieder auf. GC Tooth Mousse ist in den Sorten Melone, Erdbeere, TuttiFrutti, Minze und Vanille erhältlich.

**GC GERMANY GMBH**

Paul-Gerhardt-Allee 50  
 81245 München  
 Tel.: 0 89/89 66 74-0  
 Fax: 0 89/89 66 74-29  
 E-Mail: info@gcgermany.de  
[www.germany.gceurope.com](http://www.germany.gceurope.com)



**W&H PROPHYLAXE-INSTRUMENTE**

**KENNZIFFER 0683**

Professionelle Prophylaxe gehört heute mehr denn je zum zahnärztlichen Angebot. Neben ProphyAxis Young werden nun auch die neuen W&H ProphyAxis Universal-Winkel-

stücke für alle gängigen Kappen und Bürsten angeboten. Verschiedene screw-in- und snap-on-Aufsätze ermöglichen eine flexible und einsetzspezifische Anwendung.



ProphyAxis Universal-winkelstücke von W&H.

verlängert die Lebensdauer erheblich. Die Instrumente sind besonders leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

**Beim Polieren ist weniger mehr!**

Die Behandlung mit Polierpaste gelingt perfekt mit der optimalen Drehzahl. Extra dafür wurde die neue Unterersetzung 8:1 entwickelt, wodurch das Wegspritzen der Paste verhindert wird.

**Hygiene groß geschrieben!**

Bei ProphyAxis Young schließt die Kontaktstelle zwischen Winkelstück und Polierer exakt mit dem Triple Seal Dichtsystem ab. Dies schützt den Präzisionskopf und

**W&H DEUTSCHLAND**

Raiffeisenstr. 4  
 83410 Laufen/Obb.  
 Tel.: 0 86 82/89 67-0  
 Fax: 0 86 82/89 67-11  
 E-Mail: office.de@wh.com  
[www.wh.com](http://www.wh.com)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.