

P

**SURGICXT PLUS MIT LICHT**

**KENNZIFFER 0821**

Der neue Surgic XT Plus von NSK ist ein kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der Surgic XT Plus ist mit einer automatischen Drehmomenteinstellung (Advanced Torque Calibration – ATC) ausgestattet.

Der Mikromotor bietet optimale Sichtverhältnisse für oralchirurgische Behandlungen. Um präzise arbeiten zu können, kalibriert das NSK-Surgic XT Plus-System die Rotationsgeschwindigkeit und das Drehmoment des Mikromotors passend zum verwendeten Winkelstück, sobald dieses an den Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist die Genauigkeit der Geschwindigkeit und des Drehmoments garantiert.

Das kluge, programmierbare elektronische System reagiert unmittelbar auf Benutzereingaben. Der Surgic XT Plus kann



◀ Surgic XT Plus – der Chirurgie-Mikromotor mit Licht von NSK.

lange anhaltend in Betrieb sein, ohne dass signifikante Überhitzungserscheinungen auftreten. Zudem hat er ein ergonomisches Design, das komfortabel für jede Handform ist.

Die neue Lichtfunktion am Handstück der Surgic XT Plus sorgt für gute Beleuchtung des Arbeitsfeldes und erleichtert, beschleunigt und präzisiert die Behandlung.

Der Mikromotor ist der kürzeste und leichteste seiner Klasse und verfügt über eine gute Balance, was besonders bei langen, komplexen Behandlungen die Ermü-

dung der Hand und des Handgelenks verhindert. Er ist perfekt für alle Handgrößen und ist gegenüber anderen Motoren extrem laufruhig. Der Mikromotor hat einen soliden Titankörper, was sein geringes Gewicht erklärt und seine Haltbarkeit verlängert.

Das Verhältnis von großer Kraft (210W), hohem Drehmoment (50 Ncm) und der umfangreichen Geschwindigkeitsauswahl (200–40.000 min<sup>-1</sup>) bietet die notwendige Flexibilität, um alle Anforderungen für eine oralchirurgische Behandlung zu erfüllen.

Jedes Hand- und Winkelstück hat seine individuelle Kraftübertragungsverhältnis-Charakteristik, um die absolut präzise Geschwindigkeit und das richtige Drehmoment für die komplizierten oralchirurgischen Behandlungen zu gewährleisten. NSK Surgic XT Plus kalibriert den Mikromotor, um das richtige Kraftübertragungsverhältnis für jedes Winkelstück für den jeweiligen Einsatz einzustellen. Das System bietet hohe Geschwindigkeit, präzise Drehmomentgenauigkeit und zuverlässige Sicherheit während der Behandlung.

**NSK EUROPE GMBH**

Westerbachstraße 58  
60489 Frankfurt am Main  
Tel.: 0 69/74 22 99-0  
Fax: 0 69/74 22 99-29  
E-Mail: info@nsk-europe.de  
[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

P

**VERSA-TEMP STARTER KIT**

**KENNZIFFER 0822**

Sultan Healthcare, einer der führenden Hersteller für Dentalmaterialien, kündigte die Markteinführung seines neuen Produktes Versa-Temp™, das provisorische Kronen- und Brücken-5-ml-Starter Kit, an.

Das Set wird im Handel für nur 59,00 Euro angeboten und enthält alles, was eine Zahnärztin und ein Zahnarzt braucht, um hochwertige Provisorien anzufertigen – es beinhaltet zwei 5-ml-Spritzen mit Versa-Temp provisorischem Kronen- und Brücken-Kunstharz (Shades A-1 und A-2), eine vorgefertigte 5-ml-Spritze mit SensiTemp® NEZO provisorischen Zement, 20 Misch-Spritzen und eine 5-ml-Flasche mit TempArt® Gloss-Cote Lack.

„Wir sind sehr erfreut, das Set endlich auf den Markt bringen zu können“, sagte Todd Finkenstadt, Produktmanager von Sultan Healthcare. „In diesem Set ist alles ent-



◀ Versa-Temp – provisorisches Kronen- und Brücken-5-ml-Starter Kit.

halten, was ein Zahnarzt braucht, um erstklassige Provisorien herzustellen. Hat man erst einmal das Versa-Temp-System ausprobiert, wird man sofort feststellen, wie gut es funktioniert.“

Das Verfahren beginnt mit Versa-Temp, ein einzigartiges, compositebasiertes Kunstharz, das sich in nur vier Minuten anpasst. Das Ergebnis sind starke Provisorien, die einfach zu glätten und zu bearbeiten sind.

Das Set beinhaltet darüber hinaus TempART GlossCote, es verringert die Notwendig-

keit des Polierens und verleiht dem Provisorium einen natürlichen Glanz. Die Formel liefert ein festes, glattpoliertes Aussehen in weitaus weniger Zeit als nach dem mechanischen Polieren.

Zum Schluss wird das Provisorium mit SensiTemp NEZO provisorischen Zement eingesetzt, ein in Automix Kartuschen eugenolfreies Zinkoxidmaterial mit Kaliumnitrat, das eine postoperative Überempfindlichkeit verringern soll. Die SensiTemp NEZO 5-ml-Mischung sichert ein leichtes Anmischen ohne Komplikationen und ohne anschließendes Säubern.

„Die Kombination dieser Produkte schafft ein starkes Übergangssystem“, meinte Finkenstadt. „Das neue Set bietet Zahnärzten ein komplettes, preisgünstiges und einfach zu handhabendes System zur Herstellung von Provisorien, die nicht nur so aussehen wie der eigentliche Zahnersatz, sondern sich auch so anfühlen.“

Die Sets sind nur für eine begrenzte Zeit bei allen großen Dentalhändlern erhältlich.

**SULTAN HEALTHCARE INC.**

Free-Fax: 0800-6 73 81 32  
[www.sultanhc.com](http://www.sultanhc.com)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.