

**P KERAMIKMALFARBEN VINTAGE ART**

**KENNZIFFER 0911**

Die neuen VINTAGE Art Malfarben sind den in der Natur vorkommenden Farbeffekten nachempfunden. Für die Entwicklung wurden weltweit die farblichen Charakteristika natürlicher Zähne und die Reproduktionstechniken erfahrener Zahntechniker analysiert.

Die fluoreszierenden VINTAGE Art Pastenmalfarben sind für die Realisierung interner und externer Farbmodifikationen aller hochschmelzenden Metallkeramiksysteme empfohlen. Zudem können sie auf allen hochschmelzen-



▲ VINTAGE Art Malfarben von Shofu.

den metallfreien Keramikrestaurationen mit Zirkondioxid-/Aluminiumoxid-Gerüsten, CAD/CAM-Keramikblöcken, Presskeramiken und Keramikzähnen aufgetragen werden.

Aufgrund der mikrofeinen Partikelstruktur beeindruckt die gebrauchsfertigen Pastenfarben, die beliebig untereinander mischbar sind, durch ein hervorragendes Applikationsverhalten und eine

außerordentliche Deckkraft. Selbst die gebrauchsfertige Glasurpaste ist hoch fluoreszierend und unterstützt die natürliche Farbwirkung.

Das gesamte VINTAGE Art System besteht aus 31 Einzelfarben, die entsprechend den Einsatzmöglichkeiten in Praxis und Labor klassifiziert sind. Die Base Color Stains bestehen aus neun Primär- und Sekundärfarben sowie achromatischen Farben zur Steuerung der Helligkeit. Die Color Stains umfassen zwölf Effektfarben zur Angleichung aller individuellen Farbtöne. Die Shade Stains/Foundation Shade Stains enthalten zehn Farben zur oberflächigen Bemalung der Zahnfarben entsprechend der Farbgruppe des Farbrings.

Die Pastenmalfarben sind einzeln oder als „Basic Color Set“ und „Effect Color Set“ erhältlich.

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
Tel. 0 21 02/86 64-0  
E-Mail: info@shofu.de  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

**P PRESTO-AQUA II**

**KENNZIFFER 0912**



▲ Handstück Presto-Aqua II.

Instrumente für das zahntechnische Labor bedürfen einer umfangreichen Pflege und Wartung. Die Firma NSK Europe erleichtert die Arbeit des Zahntechnikers mit dem Presto-Aqua-System. Denn bei diesem Luftturbinen-Handstück entfällt das lästige Schmierens.

Das Instrument mit Wasserkühlung wurde speziell zum Schleifen und Finieren von Keramik entwickelt. Das Presto-Aqua-System verfügt über eine integrierte Wasserzufuhr, um Kühlwasser direkt auf die

Werkzeugspitze und das Arbeitsfeld zu sprühen. Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering, was eine lange Bearbeitung ermöglicht. Außerdem verlängert sich so die Lebens-

dauer der Schleifwerkzeuge. Der Schleifstaub hat eine geringe Streuung und bleibt damit im Arbeitsbereich. Der einzigartige Staubschutzmechanismus verhindert das Eindringen von Schleifstaub in die Lager des Handstücks.

Das Handstück ist drehbar und erlaubt einen einfachen Werkzeugwechsel. Es arbeitet zudem geräuscharm und vibrationsfrei. Auch der Ein- und Ausbau des Wasserbehälters ist schnell und unkompliziert möglich.

Das Presto-Aqua-System besteht aus dem Presto-Aqua-Gerät, der Kupplung QD-J B2/B3, einem Fußschalter, dem Handstück und zwei Luftschläuchen.



▲ Presto-Aqua II.

**NSK EUROPE GMBH**

Elly-Beinhorn-Str. 8  
65760 Eschborn  
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0  
Fax: 0 61 96/7 76 06-29  
E-Mail: info@nsk-europe.de  
[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.