



**COM-FIT™ EASYBREATHE™**

**KENNZIFFER 0791**

Der COM-FIT™ EASYBREATHE™ Mundschutz ermöglicht eine leichtere Atmung bei

**SULTAN HEALTHCARE INC.**

Herr Slobodan Jarni  
Säulenstraße 28  
82008 Unterhaching  
Tel.: 0 89/55 27 61 71

[www.sultanchemists.com](http://www.sultanchemists.com)



▲ COM-FIT™ EASYBREATHE™ Mundschutz schützt.

gleichzeitig hohem Schutzgrad. Der bemerkenswerte DP-Wert von nur 0,57 erleichtert die Atmung um 250 Prozent im Vergleich zu Standard-Mundschutzprodukten. Der Mundschutz von Sultan Healthcare zeichnet sich durch eine Filterwirkung von 97 Prozent selbst gegen winzige Partikel von nur 0,1 µm Größe aus und ist erhältlich mit Ohrschlaufen oder zum Binden.



**HYGOSONIC**

**KENNZIFFER 0792**

Zahnärztliche Instrumente werden meist im Tauchbad desinfiziert – jedoch muss dann die Reinigung konventionell in einem Zwischenschritt erfolgen. Dieser zusätzliche Arbeitsschritt kann nun dank des neuen Hochleistungs-Ultraschall-Systems

zungen nur 30 Minuten. So reduziert sich z. B. die Einwirkzeit der Instrumentendesinfektion ID 213 von 15 Min. auf 2 Min. (geprüft gemäß DGHM/VAH-Anforderungen). Und das Ganze in einem einzigen Arbeitsschritt! Schneller, gründlicher und schonender können



▲ Das Hochleistungs-Ultraschall-System Dürr Hygasonic reinigt in einem Arbeitsschritt das gesamte Instrumentarium.

Instrumente kaum manuell gereinigt und desinfiziert werden.

Mit dem innovativen Dürr Hygasonic zeigt Dürr Dental, dass die Ultraschall-Technologie als ideale Ergänzung zur manuellen Tauchbad-Desinfektion mit den Markenpräparaten der Dürr System-Hygiene eingesetzt werden kann. Dieses Verfahren spart der Praxis bei der Aufbereitung von zahnärztlichen Instrumenten, Bohrern, Hilfsmitteln oder Prothesen viel Zeit, indem die notwen-

ditionsmittel, auf wenige Minuten. Mit der Instrumentendesinfektion ID 213 und der Bohrerdesinfektion ID 220 aus dem Programm der Dürr System-Hygiene stehen zwei vollviruzide Präparate mit kurzer Einwirkzeit und langer Standzeit zur Verfügung. Ebenso leistungsfähig ist der Dürr Hygasonic im Labor zur Zement- oder Gipsentfernung, wobei MD 530 bzw. MD 535 zur Anwendung gelangen.

Effizienz und Gründlichkeit des Hygasonic basieren auf der für Dürr typischen Innovationskraft: Das formschöne Gerät im modernen Edelstahlgehäuse sieht nicht nur gut aus, sondern integriert auch die neueste Ultraschall-Technologie. Zur Beseitigung extrem hartnäckiger Verschmutzungen ist eine sogenannte Boost-Funktion eingebaut, welche die Ultraschall-Leistung um 25 Prozent steigert. Um Schallschatten zu vermeiden, haben die Dürr-Ingenieure eine Schallfeldoptimierung (Sweep) implementiert, die für perfekte Kavitation an den Instrumentenoberflächen sorgt. Und damit sie bei frisch angesetzten Reinigungslösungen nicht durch Gasbläschen gestört wird, besitzt der Hygasonic eine Funktion zur Entgasung von Flüssigkeiten.

Dürr Hygasonic entfallen: Je nach eingesetztem Desinfektionsmittel der Dürr System-Hygiene dauert damit die komplette manuelle Instrumentenaufbereitung nur noch wenige Minuten – bei starken Verschmut-

zungen nur 30 Minuten. So reduziert sich z. B. die Einwirkzeit der Instrumentendesinfektion ID 213 von 15 Min. auf 2 Min. (geprüft gemäß DGHM/VAH-Anforderungen). Und das Ganze in einem einzigen Arbeitsschritt! Schneller, gründlicher und schonender können Instrumente kaum manuell gereinigt und desinfiziert werden.

Die Bedienung des Dürr Hygasonic erfolgt einfach und komfortabel über eine ergonomische Folientastatur und zwei Drehregler für die Zeit- und Temperatureinstellung. Sein Gehäuse ist hygienisch, leicht zu reinigen und selbstverständlich beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

**DÜRR DENTAL AG**

Dr. Carsten Barnowski  
Höffigheimer Straße 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel.: 0 71 42/7 05-1 11  
Fax: 0 71 42/7 05-4 41  
E-Mail: [barnowski.c@duerr.de](mailto:barnowski.c@duerr.de)

[www.duerr.de](http://www.duerr.de)

Dank der Leistungsfähigkeit des Dürr Hygasonic kann jetzt das gesamte Instrumentarium komplett im Ultraschallbad in einem einzigen Arbeitsgang gereinigt und desinfiziert werden. Für die Praxis reduziert sich dadurch der Zeitbedarf der Instrumentenhygiene, abhängig von Material, Verschmutzungsgrad und dem eingesetzten Desinfek-

Im Fachhandel erhältliches umfangreiches Zubehör wie Einsatz- oder Tauchkorb, Bechergläser und Deckel oder die Dürr Instrumentengreifzange machen dieses Ultraschallbad der Extra-Klasse universell nutzbar. Der Dürr Hygasonic ist über den Dentalfachhandel erhältlich.

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.