

P STATMATIC

KENNZIFFER 0801

Ein nahtloses Hygienekonzept aus einer Hand. Für die optimale Reinigung und Pflege Ihrer Turbinen, Hand- und Winkelstücke hat SciCan sein Wiederaufbereitungsprogramm mit dem Instrumenten-Pflegesystem STATMATIC erweitert.

STATMATIC pflegt in Sekundenschnelle bis zu drei Instrumente und bietet außerdem ein integriertes Pflegesystem für Bohrer- und Spannzangen. Dabei ist sichergestellt, dass jedes Instrument die richtige Pflegemittelmischung, sprich Ölmenge, erhält.

SCICAN GMBH

Kurzes Gelände 10
86156 Augsburg
Tel.: 08 21/56 74 56-0
Fax: 08 21/56 74 56-99
www.scican.com

Die exakt dosierte Pflegemittelmischung schäumt im Inneren der Instrumente auf, löst selbst feinste Schmutzpartikel und spült sie heraus. Nach dem Pflegezyklus wird überschüssiges Pflegemittel mit einem konstanten Luftdruck ausgeblasen. Gleichzeitig werden die Instrumenten-Spraykanäle freigeblasen. Die Bohrer- und Spannzangenpflege verlängert deren Lebensdauer, erhöht deren Funktionstauglichkeit und optimiert damit die Einsatzsicherheit des Instruments bei jeder Behandlung.

STATMATIC ist mit einem Absorptionsvlies für die Aufnahme überschüssigen Pflegemittels ausgestattet und passt mit



seinen kompakten Maßen beinahe überall hin. Das STATMATIC Instrumentenpflegesystem bildet zusammen mit den HYDRIM Reinigungs-/Desinfektionsgeräten und den STATIM Kassettenautoklaven das nahtlose Hygienekonzept der Firma SciCan. Effizienter und schonender

lässt sich die Reinigung und Sterilisation Ihrer Instrumente nicht gestalten. Profitieren Sie jetzt von dieser Effizienz, von weniger Reparaturen und von einer längeren Lebensdauer Ihrer Instrumente. Weitere Informationen über SciCan Qualitätsprodukte sowie deren Verkaufsaktionen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder über SciCan GmbH.

P BEYCO®-FOAMCLEAN

KENNZIFFER 0802

BEYCO®-FoamClean ist ein neuer Schaum-Desinfektionsreiniger für die schonende und zugleich schnelle Desinfektion und Reinigung von Oberflächen in der Praxis, speziell auch für alkoholempfindliche Flächen.

BEYCODENT-HYGIENETECHNIK

Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00 17
Fax: 0 27 44/93 11 23
www.beycodent.de/hygiene

chen, wie z.B. Kunststoffpolster, Behandlungsliegen und Acrylglas.

Der Desinfektionsschaum ist sehr hochwertig und kann mit praxisüblichen Vliestüchern auf den Oberflächen verwendet werden. Durch die materialschonenden und pflegenden Eigenschaften ist der Einsatz in Praxis und Labor sehr vielseitig. Die einwandfreie



▲ BEYCO®-FoamClean – Desinfektions- und Pflegeschaum für Kunststoffpolster und Acrylglas.

Benetzung der zu desinfizierenden Flächen ist gewährleistet. Selbstverständlich entspricht BEYCO®-FoamClean den Anforderungen der RKI-Richtlinien, ist DGHM und VAH geprüft und gelistet.

Die Lieferung erfolgt in nachfüllbaren Schaumspendern mit 200 ml Inhalt. Die Schaumspender werden aus praktischen 2-l-Flaschen nachgefüllt.

P SCHÜLKE WIPES

KENNZIFFER 0803

Aus einer Vliesrolle werden unter Zugabe eines schülke Flächendesinfektionspräparates universell anwendbare schülke wipes Feuchttücher.

Die Handhabung ist ganz einfach:
– Vliesrolle in den Behälter einsetzen

SCHÜLKE & MAYR GMBH

Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-0
Fax: 0 40/5 21 00-3 18
E-Mail: info@schuelke.com
www.schuelke.com

– 2–2,5 Liter gebrauchsfertige schülke Desinfektionsmittellösung zugeben

– Deckel fest auf den Eimer drücken, 20 Minuten einwirken lassen

Anschließend können die getränkten Tücher – wie gewohnt – für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art verwendet werden. Die mikrobiologische Wirksamkeit sowie die Einsatzkonzentration wird dabei jeweils der Präparate-Information des verwendeten Flächendesinfek-



tionspräparates (mikrozid AF liquid, mikrozid sensitive liquid oder quartamon med) entnommen.

Auf einem Etikett können Präparatename, Konzentration und Befülldatum notiert und dieses auf den Behälter geklebt werden. Das Feuchttuchspender-

system von schülke ist ab sofort im Handel erhältlich.

Fakten zur Vliesrolle:

- Große Tücher (30 x 30 cm)
- 90 Tücher pro Rolle 7

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.