

**P STATIM**

**KENNZIFFER 0791**

Die Vorteile der Kassettenautoklaven STATIM 2000S und 5000S sind die Geschwindigkeit, Kompaktheit und Wirtschaftlichkeit.

Instrumente können in nur 8 Minuten sterilisiert werden. Dies ermöglicht das Sterilisieren zwischen den Behandlungen, wodurch weniger Instrumente für dieselbe Zahl von Behandlungen benötigt werden. Außerdem erhöht sich durch die kurze Zykluszeit die Lebensdauer von ihren hochwertigen Hand- und Winkelstücken.

**SCICAN GMBH**

Kurzes Gelände 10  
86156 Augsburg  
Tel.: 08 21/56 74 56-0  
Fax: 08 21/56 74 56-99  
[www.scican.com](http://www.scican.com)



Die Kassettenautoklaven STATIM 2000S und 5000S sind schnell, kompakt und wirtschaftlich.

Aufgrund des kleinen Volumens der Sterilisationskammer ist der Strom- und Wasserverbrauch des STATIM sehr gering.

Ein B-Autoklav mit einem Volumen von 16 Litern hat einen 10-mal höheren Stromverbrauch als der STATIM.

Der STATIM wird konform der EN 13060 Anforderungen gebaut und entspricht den RKI-Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin. Für die sichere und einfache Dokumentation verfügt der STATIM über einen USB-Datalogger oder Druckeranschluss.

Der STATIM Kassettenautoklav ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Volumenautoklaven, im Besonderen für die schnelle und wirtschaftliche Sterilisation von Ihren Hand- und Winkelstücken.

Nähere Infos auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)


**P ANTISCHAUMTABLETTEN**

**KENNZIFFER 0792**

Die Antischaumtablettchen von Cattani stoppen die Schaumparty. Die einzelnen, in Folie versiegelten Antischaumtablettchen legen Sie vor Arbeitsbeginn in das Filtersieb der Dentaleinheit. Durch Absaugung von Flüssigkeiten (u.a. Sekret) werden die

**CATTANI DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG**

Scharnstedter Weg 20  
27637 Nordholz  
Tel.: 0 47 41/1 81 98 -0  
Fax: 0 47 41/1 81 98 -10  
E-Mail: [info@cattani.de](mailto:info@cattani.de)  
[www.cattani.de](http://www.cattani.de)



schaumbremsenden Wirkstoffe freigesetzt. Die Antischaumtablettchen wirken bakterio-statisch, gerinnungshemmend, desodorierend und auch schaubremsend gegenüber Natriumbikarbonat, Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) und Proteinrückständen (Blut)

und stellen ein störungsfreies Arbeiten der Amalgamabscheidezentrifuge sicher. Eine Tablette löst sich durchschnittlich innerhalb eines Arbeitstages auf und ist somit sehr sparsam! Nach Beendigung des Arbeitstages reinigen Sie den Filter wie üblich unter fließendem Wasser. Die Antischaumtablettchen dienen zur Ergänzung der täglichen Absauganlagenpflege und der Praxishygiene.

Die Antischaumtablette ist eine einfache und preiswerte Lösung gegen Schaumbildung in Zentrifuge und Amalgamabscheider.

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

**Jetzt auch als E-Paper!**



DENTALZEITUNG  
Ausgabe 2/2009

