



Henry Schein
(Infos zum Unternehmen)



Die Aufbereitung von Wurzelkanälen wird durch einen Endo-Motor mit gutem Handling und durchdachten Funktionen enorm vereinfacht. Neben dem Gewicht und der Lautstärke sorgen Voreinstellungen für gängige Feilentypen für mehr Bedienkomfort. Nachfolgend wird ein kabelloser Endodontiemotor mit zahlreichen Features vorgestellt.

Handlicher und vielseitiger Endodontiemotor mit integriertem Apex-Locator

Der kabellose Endodontiemotor Optima E+ überzeugt durch ein kompaktes Format und besonders durchdachte und benutzerfreundliche Features wie z.B. die automatische Start- und Stoppfunktion, sobald die eingespannte Feile den Wurzelkanal berührt oder verlässt. Fünf verschiedene Betriebsmodi ermöglichen vielfältige Behandlungsansätze. Hilfreich ist dabei der eingebaute Apex-Locator. Diese Funktion ermöglicht eine integrierte Längenbestimmung. Die Liveanzeige der Feilenposition im Kanal und automatische Stopp- oder Umkehrfunktionen geben an, wenn die Feile den Referenzpunkt erreicht hat.



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



Außerdem kann das Gerät in Verbindung mit einer Handfeile auch als eigenständiger Apex-Locator verwendet werden. Der bürstenlose Motor macht das Gerät nicht nur kostengünstiger, sondern auch zu einem der leisesten Endo-Motoren, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Der leistungsstarke Lithiumakku kann vom Nutzer selbst ausgetauscht werden. Das sorgt für niedrigere Kosten und eine längere Lebensdauer des Geräts. Zugleich schont dies die Umwelt.

Details im Überblick

- Kabelloser Motor mit eingebautem Display
- Echtzeitanzeige von Position der Feilenspitze im Wurzelkanal
- Kleiner Kopf für gute Sicht, Winkelstück um 360° drehbar, Untersetzung 6:1
- Zehn Speicherplätze für eigene Feilen-Programme (auch reziprok)
- Hohe Motordrehzahl: einstellbar von 100–2.500/min
- Drehmomentbereich: 0,4–5,0 Ncm
- 2.000 mAh-Lithiumbatterie ermöglicht lange Akkulaufzeit

Bewährte Feilensysteme bereits hinterlegt

Gängige Feilentypen sind im Optima E+ bereits vorprogrammiert, darunter auch die Feilen des Herstellers EdgeEndo. Die Produkte des amerikanischen Endo-Spezialisten überzeugen durch besonders flexible und bruchfeste Materialien. Das Sortiment des Herstellers umfasst zwei leistungsstarke rotierende Feilensysteme (EdgeTaper und das wärmebehandelte EdgeTaper Platinum), das reziproke ebenfalls wärmebehandelte Feilensystem EdgeOne Fire sowie das flexibel rotierende als auch reziprok einsetzbare Feilensystem EdgeFile X7. Den Endo-Motor Optima E+ und das EdgeEndo-Feilensortiment sowie weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie im Henry Schein-Onlineshop.

Kontakt

Henry Schein Dental Deutschland GmbH

Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

ANZEIGE

#hypohypo

Hypochlorit-SPEIKO in drei Konzentrationen:

- Klassisch mit 5,25 %
- Vermindert mit 3 %
- Gewebeschonend mit 1 %
- Entnahme mit dem kostenlosen Entnahmesystem SPEIKO Easy Quick

5,25%

3%

1%

Hypochlorit-SPEIKO 5,25%
Natriumhypochlorit
100 ml Flüssigkeit

Hypochlorit-SPEIKO 1%

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.