

# Speed up your practice!

Ivoclar setzt seine Erfolgsgeschichte mit dem Programat CS6 fort.



Seit mehr als 40 Jahren präsentiert Ivoclar mit der Programat®-Serie kontinuierliche Innovationen im Bereich der Dentalöfen. Der neue Programat CS6 kristallisiert, sintert und glasiert Vollkeramik-Restaurationen schneller als je zuvor – mit hervorragenden ästhetischen Ergebnissen. Mit dem Kombiofen können IPS e.max® CAD-Lithiumdisilikat-Restaurationen nun bereits in etwas mehr als elf Minuten kristallisiert werden.<sup>1</sup> Zusätzlich verfügt das offen gestaltete System über eine proprietäre Vakuumtechnologie, die das Sintern von Zirkonoxid-Restaurationen, wie IPS e.max ZirCAD, beschleunigt.

## Anwender müssen nicht länger Ästhetik für Geschwindigkeit opfern

Die überzeugende Technologie hinter dem Programat CS6 steigert sowohl die Geschwindigkeit als auch die Ästhetik. Der neue Öffnungsprozess unterstützt und beschleunigt den Vortrocknungsprozess, indem er die heisse Luft aus der Brennkammer strategisch steuert, um die Restaurationen von unten zu trocknen. Darüber hinaus hilft die Opening-Lift-Technologie, Restaurationen schneller abzukühlen, indem diese aus der heissen Brennkammer entfernt werden.

## Entwickelt für den Praxisalltag

Die Teams von Ivoclar entwickelten das Produkt mit vollem Fokus auf die Bedürfnisse im Praxisalltag. Der Status der jeweils in dem Programat CS6 laufenden Restauration wird durch einen Blick auf das Optical Status Display (OSD) an der Basis des Ofens einfach und ortsunabhängig überwacht.

## Uneingeschränkte Konzentration auf den Patienten, nicht auf den Ofen

Der neue Programat CS6 stellt sicher, dass jeder Fall schnell und konsistent abgeschlossen wird, damit sich der Zahnarzt auf seine Patienten konzentrieren kann und nicht den Ofen überwachen muss. Da der Zahnarzt stets die volle Kontrolle über die Ofentemperatur hat, liefert der Programat CS6 äusserst zuverlässige Resultate.

## Offenes System

Neben den vorinstallierten Programmen für Materialien von Ivoclar können auch Programme für Fremdmaterialien selbstständig und einfach erstellt werden. Egal, für welches Material sich der Anwender entscheidet, der Programat CS6 beschleunigt den Praxisalltag erheblich.

## Programat CS6 an der IDS testen

Kunden und Interessenten können sich bei Ivoclar in der Halle 11.3 am Stand A020/A010 umfassend beraten lassen. [DI](#)

### Literatur:

<sup>1</sup>Arnold L. IPS e.max CAD crystallization program durations of Programat CS2, CS3 and CS6, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2021.

## Ivoclar Vivadent AG

Tel.: +423 235 35 35  
www.ivoclar.com  
IDS: Halle 11.3, Stand A020/A010

NEU!



VALO™ X

DIE NEUE ÄRA  
DER LICHTPOLYMERISATION



QR-CODE SCANNEN  
UM MEHR ZU ERFAHREN