
# Diamondexperts

since 1996



Vielfalt für Praxis und Labor

über 1.500 verschiedene Diamantschleifinstrumente in 60 Grundformen bis zu 6 Körnungen und 14 Durchmessern

### **Qualität made in Germany**

Unsere Unimatrixdiamantierung garantiert exzellenten Rundlauf, ein perfektes Schliffbild und lange Lebensdauer.



Besuchen Sie unseren Onlineshop auf www.nti.de

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments Im Camisch 3 • D-07768 Kahla/Germany Tel. 036424-573-0 E-mail: verkauf@nti.de • www.nti.de

## DIE SAGEMAX-COMMUNITY IN KÖLN THE SAGEMAX COMMUNITY IN COLOGNE



■ Sagemax hat 2022 die Sagemax-Community ins Leben gerufen. In der Sagemax-Community können Zahntechnikerinnen und Zahntechniker sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte aus der ganzen Welt ihre Sagemax Patientenfälle präsentieren.

Ziel der Sagemax-Community ist es, den internationalen Austausch unter Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern sowie Zahnärztinnen und Zahnärzten zu fördern. Die Community soll sich gegenseitig mit Tipps und Tricks und der Erklärung von Prozessabläufen unterstützen. Sagemax gibt den Teilnehmenden damit eine Bühne, den Arbeitsablauf hinter einem schönen Lächeln zu zeigen.

#### Highlight auf der IDS

Sagemax bringt die Community nach Köln! Erleben Sie Live-Vorträge am Sagemax Stand! Werden Sie Teil der Community! Erfahren Sie mehr unter www.sagemax.com/ IDS2023. ◀ Sagemax launched the Sagemax community in 2022. In the Sagemax community, dental technicians and dentists from all over the world can share their Sagemax patient cases.

The aim of the Sagemax community platform is to promote exchange of knowledge and experience among dental technicians and dentists across countries and disciplines. Community members are here to support each other with tips and tricks and to explain procedures and workflows. Sagemax provides participants a stage to showcase the workflow behind the beautiful smiles they create.

#### Highlight at IDS

Sagemax brings the community to Cologne! Experience live presentations at the Sagemax booth! Join the community! Learn more at www.sagemax.com/IDS2023.

Sagemax, USA www.sagemax.com

Hall 4.1 Booth A091

## ÜBERTRAGUNGSINSTRUMENTE IM HANDUMDREHEN AUFBEREITEN

■ Sicher, zuverlässig und zudem zeitsparend ist die manuelle Instrumentenaufbereitung mit den hochwirksamen Systemkomponenten der WL-Serie von ALPRO MEDICAL. Zum Vorspülen dient die Water-Jet-Pistole mit integriertem Wasserdruckbegrenzer vor der weiteren Aufbereitung von Außen- und Innenflächen zahnärztlicher Übertragungsinstrumente und des allgemeinen Instrumentariums. Die Spülvorrichtung ist speziell für die Anwendung im Aufbereitungsraum konzipiert und kann an die vorhandene Trinkwasserleitung angeschlossen werden. Die gebrauchsfertige Reinigungslösung WL-clean der zahnmedizinischen Hohlrauminstrumente wie Turbinen, Handund Winkelstücke sowie innengekühlte Instrumente kraftvoll von Protein- und Schmutzanhaftungen. Dazu einfach die instrumentenspezifischen und vom Instrumentenhersteller freigegebenen Adapter von ALPRO MEDICAL auf die Druckflasche stecken und die Innenreinigung am Instrument mit drei Spülstößen durchführen. Nach einer Einwirkzeit von nur einer Minute



schließt sich nahtlos die Desinfektion mit der Druckspüllösung WL-cid an, die sowohl bakterizid, mykobakterizid, fungizid als auch voll viruzid wirkt. Die sich anschließende notwendige, reinigungsunterstützende Trocknung erfolgt wahlweise mit der Druckluftpistole WL-Blow oder dem medizinisch reinen Trocknungsspray WL-dry. Supereinfach, supersauber, supersicher – das ist die WL-Serie von ALPRO MEDICAL.

ALPRO MEDICAL, Germany www.alpro-medical.de Hall 11.2

Hall 11.2 Booth N008/0009