

Infos zum Unternehmen



Dein Fall! Deine Community!

Die Sagemax Community wurde im Juli 2022 ins Leben gerufen. Die Community ist eine Plattform, die Zahntechnikern und Zahnärzten eine Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und von Experten auf diesem Gebiet zu lernen. Um mehr über die Gründe und Ziele hinter der Schaffung dieser Community zu erfahren, haben wir mit Michael Müller, dem Head of Global Product Marketing von Sagemax und selbst Zahntechnikermeister, gesprochen.



Lieber Herr Müller, was ist die Sagemax Community?

Wir wollen Zahntechnikern und Zahnärzten eine Bühne geben, um ihre einzigartigen Fälle zu zeigen. Täglich wird daran gearbeitet, Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dieses Lächeln wollen wir mit unserer Community teilen. Wir bieten Zahntechnikern und Zahnärzten die Möglichkeit, ihre Patientenfälle und Vorgehensweise zu präsentieren, von der Planung bis zum Einsetzen im Mund. Der gesamte Prozess soll dargestellt werden und die Community soll Tipps und Tricks teilen und sich gegenseitig unterstützen. Auf der Community Webseite von Sagemax wird so der gesamte Prozess hinter einem schönen Lächeln dargestellt. Auf der IDS im März wurden genau diese Patientenfälle von den Machern persönlich vorgestellt und in einer anschließenden Diskussionsrunde wurde vertieft auf Fragen eingegangen.

Gibt es schon viele Teilnehmer in der Sagemax Community?

Wir haben bereits viele internationale Patientenfälle mit vielen Infos zum jeweiligen Herstellungsverfahren erhalten. Diese bereiten wir als PDF, Kurzvideo und Social Media Posts auf. Der Vorteil unserer Sagemax Community ist der internationale Austausch von Zahntechnikern und Zahnärzten. Wir stellen alle Fälle immer in der Muttersprache des jeweiligen Zahntechnikers oder Zahnarztes und in Englisch zu Verfügung. Aktuell bieten wir spannende Patientenfälle aus Serbien, Polen, Italien, Deutschland und vielen anderen Ländern in unserer Sagemax Community an.

Kann jeder an der Sagemax Community teilnehmen?

Ja, genau! Das ist die Idee unserer Community. Jeder Zahntechniker und jeder Zahnarzt kann uns seinen Sagemax-Fall zuschicken. Nach einer Prüfung bereiten wir den Fall dann mit den zur Verfügung gestellten Bildern und Beschreibungen auf und teilen ihn mit unserer Community. Dafür werden Bilder von allen Prozessschritten und eine Kurzbeschreibung des Falls benötigt. Sagemax tritt dann in direkten Austausch mit dem Teilnehmer und erstellt einen Community Fall, ein PDF-Dokument be-

stehend aus vier Seiten mit allen Informationen und Tipps. Unsere Teilnehmer freuen sich sehr über ihren fertigen Community Fall und nutzen diesen auch für ihre eigene Kommunikation oder laden ihn auf ihrer Webseite hoch. Ganz besonders schätzen sie auch die vielen Posts, Stories und Reels, welche wir für sie erstellen und dann auf unseren Social-Media-Kanälen teilen. Auf Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn findet man uns unter @sagemax_official und kann sich die einzelnen Patientenfälle genauer ansehen. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback zu unserer Community und auf weitere Fälle!

Auf der IDS im März konnten sich Besucher neben den Live-Vorträgen der Community auch über Ihre Zirkonoxide NexxZr T Multi und NexxZr+ Multi informieren und mittels der Ausstellungsstücke und Produktdisplays den Farb- und Transluzenzverlauf in allen verfügbaren Farben im Detail begutachten. Können Sie uns dazu noch etwas erklären?

Bei der Wahl des richtigen Multilayer-Zirkonoxids kommt es auf eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren an. Zu den wichtigsten zählen Farbe, Festigkeit und Transluzenz – immer in Abhängigkeit von der Stumpffarbe und Wandstärke der Restauration. Die Imitation der natürlichen Zahnhartsubstanz erfordert unter anderem Flexibilität bei Transluzenz und Farbe. Mit unseren zwei Multilayer Zirkonoxiden bieten wir ein umfassendes Spektrum für ästhetische und vollkeramische Lösungen an.

Das neueste Zirkonoxid im Sagemax Produktportfolio nennt sich NexxZr T Multi. Hierbei handelt es sich um ein Multilayer-Zirkonoxid (3Y-TZP zervikal, 5Y-TZP inzisal) der neuesten Generation. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Biegefestigkeit (1.170 MPa zervikal, 630 MPa inzisal) und einen fließenden Farb- und Transluzenzverlauf aus. Diese Kombination bietet optimale Voraussetzungen für die Herstellung monolithischer oder anatomisch reduzierter Einzelzahn- und Brückenversorgungen. Wir haben ein Verlaufs-konzept entwickelt, welches die mechanischen sowie lichteptischen Eigenschaften des Materials fließend von zervikal zu inzisal ändert. Der hochqualitative Herstellprozess sorgt selbst bei weitspannigen Restaurationen für ein spannungsfreies Sintern und hohe Passgenauigkeit. Unser zweites Multilayer Zirkonoxid nennt sich NexxZr+ Multi und ist ein Multilayer-Zirkonoxid (4Y-TZP zervikal, 5Y-TZP inzisal) mit natürlichem Farb- und Transluzenzverlauf und hoher Biegefestigkeit (880 MPa zervikal, 630 MPa inzisal). Dessen Eigenschaften ermöglichen die Herstellung höchästhetischer, monolithischer Einzelzahn- und Brückenversorgungen im Front- und Seitenzahnbereich. Der speziell eingestellte Transluzenzverlauf sorgt für eine gute Abdeckkraft im Zervikal- und eine erhöhte Transluzenz im Inzisalbereich. Und auch der integrierte Farbverlauf sorgt zusätzlich für die effiziente Herstellung natürlich wirkender Restaurationen. Das Interesse an den zwei Multilayer-Zirkonoxiden ist stark. Kunden stehen einer großen Aus-

wahl and Zirkonoxiden gegenüber. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Zahntechniker und Zahnärzte für unsere Produkte entscheiden.

Sie haben auch einige Neuprodukte, wie das NexxZr Shine Polierkit vorgestellt, bei dessen Mitentwicklung und Produktkonzeption Sie beteiligt waren. Möchten Sie kurz etwas darauf eingehen?

NexxZr Shine ist ein zweistufiges Diamant-Poliersystem zur effektiven Politur dentaler Keramiken. Man kann es beispielsweise für Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid, Lithiumdisilikat oder Glaskeramik verwenden. Die dimensionsstabilen, diamantdurchsetzten Gummipolierer überzeugen durch ihre einfache und effiziente Anwendung. Dies wurde auch in der Community Live-Präsentation gezeigt. Zusätzlich bieten sie eine lange Standzeit und ein natürlich wirkendes Glanzergebnis. Unser bisheriges Kundenfeedback ist sehr gut. NexxZr Shine erzeugt sowohl bei monolithischen, verblendeten als auch teilverblendeten Restaurationen eine homogene Oberfläche. Zur optimalen Politur der unterschiedlichen Strukturen und Oberflächen stehen drei abgestimmte Formen zur Verfügung: Turn 18, Twist 17 und Tip 5. Besucher konnten die zwei Stufen des Kits, Smooth und Gloss, sowie die neue Diamantpolitur testen und bemerkten schnell die hervorragenden Polierergergebnisse mit NexxZr Shine. Auch die einfache Handhabung des beliebten Glaze Spray konnte an den verschiedenen Arbeitsstationen

erlebt und getestet werden und hat die Besucher vor allem bei der eigenen Sprühanwendung überzeugt. NexxZr Glaze Spray ist eine Sprühglasur aus extrem hochfester Lithiumsilikat-Glaskeramik für die Veredelung von monolithischen Restaurationen aus Zirkoniumoxid. Die optimal eingestellte Glaspartikelgröße sowie der feinjustierte Sprühkopf ermöglichen einen

leichten, gleichmäßigen und sehr dünnen Materialauftrag. Bereits der einmalige dünne Auftrag sorgt für einen hohen Haftverbund zum Zirkoniumoxid und führt zu einer glatten, homogenen Oberfläche – dabei bleiben selbst kleinste Oberflächendetails erhalten. In den Community Fällen wurde dieses Produkt als „BIG LOVE“ mehrfach betont.

Wie sieht die Zukunft für die Sagemax Community aus?

Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, das wir bereits erhalten haben, und sind schon gespannt auf viele weitere Fälle. Wir möchten unsere Community nach und nach ausbauen. Wir hoffen, dass wir Zahntechnikern und Zahnärzten so die Möglichkeit eines internationalen Austauschs geben können.

Sagemax
www.sagemax.com

ANZEIGE

Scheideanstalt.de

Ankauf von Dentalscheidgut

- stets aktuelle Ankaufskurse
- professionelle Edelmetall-Analyse
- schnelle Vergütung

ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
+49 7242 95351-58
www.Scheideanstalt.de

ESG Edelmetall-Service GmbH
+41 55 615 42 36
www.Goldankauf.ch

