


## Der valide Prozess in der Praxis



Albert Einsteins Zitat „Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“ beschreibt präzise einen validen Prozess. Wer immer gleich aufbereitet, wird auch immer die gleichen Ergebnisse erzielen. Im Vorfeld sind entsprechend vernünftige Ziele zu definieren und im Praxis QM bzw. im Hygieneplan zu dokumentieren – im Falle der Aufbereitung also entsprechend norm- und leitlinienkonformer Reinigungs- sowie Desinfektions- bzw. Sterilisationsergebnisse. Ist dies sichergestellt und mit einer Validierung erfolgreich belegt, spricht man von einem validen Prozess.

Die qualitativ hochwertigen Validierungsberichte von Valitech liefern der Praxis präzise Angaben ob und wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht. So besteht die Möglichkeit, zeitnah zu reagieren und neben der hygienischen und rechtlichen Sicherheit auch den Werterhalt des Instrumentariums zu sichern.

**Valitech GmbH & Co. KG**

Tel.: +49 322 27343-0 • [www.valitech.de](http://www.valitech.de)

## Für eine einfache und effiziente Thermodesinfektion

Euronda präsentiert die Weiterentwicklung des Thermodesinfektors Eurosafe 60 – das Gerät hat bereits in den vergangenen Jahren viele Anwender in den Zahnarztpraxen begeistert. Die neue Version ist jetzt noch einfacher und sicherer zu bedienen, dank kleiner Anpassungen und dem gewohnten Erscheinungsbild von Euronda Pro System. Das Farbdisplay des Eurosafe 60 bietet eine klare Optik und zeigt alle wichtigen Informationen zum Programm, zur aktuellen Reinigungsphase, zur Restlaufzeit oder zum Gerätestatus auf einen Blick. Mit den weiß lackierten glatten Oberflächen lässt sich das Gerät einfach reinigen und pflegen. Die inneren Werte des Eurosafe 60 bleiben unverändert: mit einer Edelstahlkammer, einer Spülebene und zwei Sprüharmen, Beladungsoptionen für Hand- und Winkelstücke und ZEG-Aufsätze, einer Dosierautomatik aus integriertem Vorratsfach, Programmen für einfache Validierung, einer schnellen Netzwerkverbindung, einem zusätzlichen Anschluss für Wasseraufbereitung und einer aktiven Heißlufttrocknung. Kleine und mittlere Praxen können mit dem neuen Eurosafe 60 Instrumente effizient und wirtschaftlich aufbereiten. Prozessdaten können einfach in vorhandene Hygiene-Software übernommen oder mit dem Programm E-Memory von Euronda ohne Zusatzkosten verwaltet werden.

**Euronda Deutschland GmbH**

Tel.: +49 2505 9389-0 • [www.euronda.de](http://www.euronda.de)



Infos zum Unternehmen