

Wurzelkanalbehandlung „all in one“



Schlumbohm GmbH & Co. KG
 Tel.: +49 4324 8929-0
 post@schlumbohm.de

Der EndoPilot von Schlumbohm verbindet bewährte ausgefeilte Technik mit einem ansprechenden modernen Design. Alle Arbeitsschritte einer Wurzelkanalbehandlung sind mit dem modular erweiterbaren System durchführbar. Die Grundausstattung EndoPilot² comfort bietet Apexmessung während der Aufbereitung. Die Vollausstattung EndoPilot² premium verfügt zusätzlich über die Obturationshandstücke D-Pack und backfill, plus Ultraschallhandstück mit Pumpe. Eine übersichtliche Menüführung des intuitiv bedienbaren 7-Zoll-Farb-Touchdisplays ermöglicht eine leichte Arbeitsschritt- und Einstellungsauswahl und eine schnelle, unkomplizierte Arbeitsweise. Die Handstücke sind optimal am Gerät platziert. Alle Gerätevarianten sind mobil und bleiben durch die microSD-Karte immer auf dem neuesten Stand. Ein großer Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit schafft eine Planungssicherheit des Workflows. Die aktuellen Feilensysteme und EndoPilot²-Technologie kann der Anwender leicht auf sein Gerät aufspielen. Spätere Geräteerweiterungen sind problemlos durchführbar.

Endodontie Journal 2/23

Für eine einfache und effiziente Thermodesinfektion

Euronda präsentiert die Weiterentwicklung des Thermodesinfektors Eurosafe 60 – das Gerät hat bereits in den vergangenen Jahren viele Anwender in den Zahnarztpraxen begeistert. Die neue Version ist jetzt noch einfacher und sicherer zu bedienen, dank kleiner Anpassungen und dem gewohnten Erscheinungsbild von Euronda Pro System. Das Farbdisplay des Eurosafe 60 bietet eine klare Optik und zeigt alle wichtigen Informationen zum Programm, zur aktuellen Reinigungsphase, zur Restlaufzeit oder zum Gerätestatus auf einen Blick. Mit den weiß lackierten glatten Oberflächen lässt sich das Gerät einfach reinigen und pflegen. Die inneren Werte des Eurosafe 60 bleiben unverändert: mit einer Edelstahlkammer, einer Spülebene und zwei Sprüharmen, Beladungsoptionen für Hand- und Winkelstücke und ZEG-Aufsätzen, einer Dosierautomatik aus integriertem Vorratsfach, Programmen für einfache Validierung, einer schnellen Netzwerkverbindung, einem zusätzlichen Anschluss für Wasseraufbereitung und einer aktiven Heißlufttrocknung. Kleine und mittlere Praxen können mit dem neuen Eurosafe 60 Instrumente effizient und wirtschaftlich aufbereiten. Prozessdaten können einfach in vorhandene Hygiene-Software übernommen oder mit dem Programm E-Memory von Euronda ohne Zusatzkosten verwaltet werden.



Euronda Deutschland GmbH
 Tel.: +49 2505 9389-0
 www.euronda.de

Infos zum Unternehmen



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NiTi-Feilen der neuesten Generation

Die neuen JIZAI-Feilen aus dem Hause MANI zeichnen sich durch drei wesentliche Eigenschaften aus: Sie bieten Sicherheit, Flexibilität und die Beibehaltung der ursprünglichen Kanal Anatomie. Die JIZAI-Feilen werden einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen. Dies und der einzigartige, geringe Querschnitt sind wichtige Faktoren für die hohe Flexibilität und die herausragende Behandlungssicherheit der Feilen. Ein Alleinstellungsmerkmal in der heutigen Feilentechnologie sind die als radial lands bezeichneten glatt polierten Oberflächen, die als Führungsflächen im Wurzelkanal dienen. In Kombination mit scharfen Schneidkanten und einer passiven Führungsspitze gewährleisten sie gleichzeitig eine effektive und minimalinvasive Kanalpräparation unter Beibehaltung der ursprünglichen Kanal Anatomie. So können auch anspruchsvolle Kanal Anatomien sicher und effektiv behandelt werden.

MANI, Inc.
www.mani.co.jp/en



Infos zum Unternehmen



Imagefilm von MANI auf der IDS 2023



Hypochlorit-Lösungen in verschiedenen Konzentrationen

SPEIKO ist es wichtig, das gesamte Spektrum der Wurzelkanalbehandlungsprodukte in Bielefeld herzustellen. Damit kann über die gesamte Behandlung eine gewohnt hohe Qualität der Produkte sichergestellt werden. Für eine Wurzelkanalspülung ist NaOCl die Spüllösung erster Wahl. Durch eine Spülung mit Hypochlorit werden nicht nur Dentinspäne entfernt, sondern auch Bakterien abgetötet. Zudem löst sie Reste des Pulpagewebes auf und entfernt diese. Der Endo-Spezialist stellt für den Dentalmarkt Hypochlorit-Lösungen in den Konzentrationen 1%, 3% und 5,25% her. Der hierbei hergestellte und eingesetzte Rohstoff ist ein zertifizierter Wirkstoff in der Arzneimittelherstellung und wurde einer entsprechenden Wareneingangsprüfung unterzogen. Zusätzlich werden bei allen eingesetzten Rohstoffen permanent In-Prozess-Kontrollen durchgeführt und auch das fertige Produkt wird im Zuge einer umfangreichen Prüfung nochmals umfänglich beurteilt. Sie möchten gerne mit Ihrem Team die Produktion verschiedener Arzneimittel, Medizinprodukte und sonstiger Produkte für den Dentalmarkt besichtigen? SPEIKO lädt Sie und Ihr Praxisteam dazu ein, die Produktion bei einer fachgerechten Führung durch das Gebäude kennenzulernen.

Gerne können Sie den Hersteller unter info@speiko.de kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren oder offene Fragen zu den Produkten hinsichtlich Anwendung und Wirkungsweise zu klären.



SPEIKO
Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 7701070
www.speiko.de