

## Duo für Desinfektion und Reinigung von Sauganlagen

DESINFEKTION



REINIGER

Zwei Konzentrate, für sich genommen bereits hochwirksam und ein äußerst effektives Mittel, um den Werterhalt von Sauganlagen zu sichern – sind im Duo einfach unschlagbar. Die Rede ist von dem seit Jahren zum Goldstandard der Sauganlagen-Desinfektion gehörenden Orotol® plus und dem ebenso bewährten sauren Spezialreiniger MD 555 cleaner. Mit beiden Konzentraten bietet Dürr Dental seinen Kunden eine optimale Systemlösung für die Beseitigung hartnäckiger Ablagerungen aus einem der wichtigsten zahnmedizinischen Geräte. Dabei ergänzen sich die Produkte perfekt: Während das schaumfreie Flüssigkonzentrat Orotol® plus konsequent gegen Bakterien, Pilze und Viren vorgeht, entfernt der MD 555 cleaner zuverlässig Ablagerungen von Kalk, schwer löslichen Salzen, wie Prophylaxepulvern oder Pearlprodukten, aus allen Teilen der Sauganlage sowie den Leitungen. Bei sachgerechtem Einsatz der Produkte reduziert sich nicht nur das Risiko eines Leistungsabfalls oder Komplettausfalls erheblich, die Lebenszeit der Sauganlage wird zudem verlängert. Dass es bei der Reinigung und Pflege von Sauganlagen noch Verbesserungspotenzial gibt, davon ist nicht nur der Hersteller überzeugt: Experten schätzen, dass jede zweite Sauganlage, die in einer deutschen Praxis steht, in ihrer Leistung eingeschränkt ist. Das liegt u. a. daran, dass viele zwar desinfiziert, aber nicht richtig gereinigt werden. Dürr Dental empfiehlt daher neben der täglichen Anwendung von Orotol® plus mindestens zweimal wöchentlich die Verwendung des Spezialreinigers MD 555 cleaner und möchte mit seinen Produkten dazu beitragen, dass sich diese Zahlen verbessern.

**DÜRR DENTAL SE**  
Tel.: +49 7142 705-0  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)



Infos zum  
Unternehmen

ANZEIGE

**BIS ZU 50% SPAREN**

W&H