

Endo gut, alles gut: Reziprokes Feilensystem für sicheren Einsatz

Das reziproke NiTi-Feilensystem EdgeOne Fire von EdgeEndo® bietet aufgrund der speziellen FireWire®-Wärmebehandlung eine herausragende Bruchfestigkeit, die das Risiko für Instrumentenfrakturen deutlich reduziert. Die Feilen sind außerdem besonders flexibel und können auch in stark gekrümmten Kanälen auf sichere Art und Weise eingesetzt werden. Zugleich bieten sie ein hervorragendes Rückstellverhalten, sodass sich die Feile beliebig vorbiegen lässt und dem Wurzelkanalverlauf passiv folgt. Dadurch werden unter anderem die Risiken einer Kanalverlagerung reduziert, während die Effizienz der Schneidleistung unverändert hoch ist. Das EdgeOne® Fire Feilensystem hat einen parallelogrammförmigen Querschnitt mit variabler Konizität und ist in vier Größen und drei Längen erhältlich. Die passende Gleitpfad-Feile EdgeOne Fire® Glidepath arbeitet ebenfalls mit reziproker Bewegung und kann bis zu acht Instrumente ersetzen, um schneller einen Gleitpfad zu erhalten. Weitere Informationen gibt es über die Website des Unternehmens.

Infos zum Unternehmen



Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044 • www.henryschein-dental.de



Sauberes Arbeiten: Entnahmesystem und Spülkanülen

Für alle SPEIKO Endo-Spüllösungen wurde das Entnahmesystem Easy Quick entwickelt. Durch die Verwendung können die Spüllösungen dosierbar ohne Verlust der Flüssigkeit einfach und schnell entnommen werden. Das Entnahmesystem ist in den drei Größen 30, 100 und 250ml kostenlos erhältlich.



Durch das Arbeiten mit dem Entnahmesystem wird eine Kontamination der Restflüssigkeit vermieden, es ermöglicht ein sauberes Arbeiten und Sicherheit im Umgang mit den Spülflüssigkeiten. Das Entnahmesystem SPEIKO Easy Quick ist kostenlos zu allen Spüllösungen erhältlich und wird auf Anforderung kostenlos zugesandt. SPEIKO Easy Quick einfach in den Flaschenhals drücken und die Endo-Spüllösung kann mit Luer und Luer-Lock entnommen werden. SPEIKO Easy Quick ist in Kombination mit den SPEIKO Easy Endo Tips Spülspitzen einsetzbar. Nach der Entnahme der Spülflüssigkeit mit dem SPEIKO Easy Quick können die SPEIKO Easy Endo Tips Spülspitzen direkt auf die Luer bzw. Luer-Lock aufgesetzt werden und die Spülflüssigkeit kann appliziert werden. Das Arbeiten mit SPEIKO Easy Quick und SPEIKO Easy Endo Tips ist hygienisch, sicher und effizient. Für weitere Infos und Testanfragen steht das Team von SPEIKO unter info@speiko.de jederzeit zur Verfügung.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0 • www.speiko.de