



Ein Beitrag von Lorraine Schneider

[PRODUKTTEST] Auf der diesjährigen IDS launchte Garrison Dental Solutions die neueste Ergänzung ihres Produktportfolios, das Quad Matrix System™. Was ist das Besondere daran? Worin liegt der Unterschied zu bisherigen 3D Fusion und Strata-G Systemen von Garrison? Und was hat es mit der Testphase auf sich? Antworten auf diese Fragen gibt Geschäftsführerin Jacqueline Mersi.

Neues Quad Ergänzungs- Teilmatrixensystem sucht Tester

Frau Mersi, was ist das Besondere an Quad™?

Das neue Quad System ist perfekt geeignet, um besonders herausfordernde Klasse II-Fälle, wie zum Beispiel Back-to-back-Restaurationen, tiefe Karies oder auch mehrere nebeneinander liegende Kavitäten, zu behandeln. Viele Zahnärzte suchten dafür eine Lösung, die unsere bisherigen Systeme so noch nicht bieten konnten. Auch wenn es für „normale“ Kavitäten genutzt werden kann, ist Quad besonders für knifflige Fälle vorgesehen.

Worin unterscheidet sich das neue System zu Composi-Tight® 3D Fusion™ oder Strata-G System?

Die Ringfüße der Quad-Ringe sind jetzt asymmetrisch geformt. Es gibt auf einer Seite den sogenannten Driver-Tip™, der den speziell geformten, gespaltenen Keil separiert. Der Quad Keil hat ein „Split-tip“-Design, adaptiert also auf zwei Seiten gleichzeitig die Bänder an den Zahn. Die Keile sitzen außerdem tiefer und sorgen so für eine verbesserte zervikale Abdichtung. Die Ringspitzen sind mit dem Soft Face Silikon versehen, was eine hervorragende Anpassung an die Zahnkontur bietet. Der Ring selbst ist wie bei Strata-G aus langlebigem Nitinol-Draht hergestellt. Die Bänder im Set sind unsere beliebten 3D Fusion und 3D Fusion Firm Matrizenbänder.

Werden Sie Test-Zahnarzt! Jetzt E-Mail an testphase@garrisondental.net senden und mehr erfahren.

Wem empfehlen Sie den Kauf des neuen Systems?

Durch das spezielle Design kann die Lernkurve steiler sein als bei unseren anderen Matrixensystemen. Quad eignet sich besonders für erfahrene Anwender von Teilmatrixensystemen wie unserem 3D Fusion oder Strata-G™ System, aber auch für Anwender anderer Teilmatrixensysteme, wie z. B. dem Palodent System. Es funktioniert mit einem ähnlichen Drei-Schritt-Vorgehen (Platzierung von Band, Keil und dann Ring) wie andere Systeme. Wie immer gibt es auf unsere Teilmatrizen-Komplettsets eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit gehen Anwender keinerlei Risiko ein und können die Komplettsets einfach ausprobieren.

Sie bieten gerade eine Testphase für das Quad™ System an.

Wie kann man sich dafür anmelden?

Zahnärzte mit Teilmatrixensystem-Erfahrung, die gerne das neue Quad™ System ausprobieren möchten, können sich jetzt schon bei uns für einen kostenlosen Test registrieren. Wir suchen eine begrenzte Anzahl Tester, die das Quad™ System auf Herz und Nieren in der Praxis ausprobieren und im Anschluss einen kurzen Fragebogen dazu beantworten. Danach kann das Set entweder zurückgegeben oder zu einem sehr guten Preis gekauft werden. Interessierte Zahnärzte können einfach eine E-Mail an testphase@garrisondental.net senden und wir lassen ihnen weitere Infos zukommen.

Weitere Infos aus www.garrisondental.com.



#whdentalde
f @ in
video.wh.com

W&H Deutschland GmbH
office.de@wh.com
wh.com



seethrough Great news Great views

Ein neues Must-see in der Dentalbranche: Seethrough – das Imaging-Portfolio von W&H. Fünf fortschrittliche Röntgengeräte für extraorale und intraorale Anwendungen mit einer innovativen Software, die vollständig an die Anforderungen moderner Zahnarztpraxen angepasst ist. Entdecken Sie die Vorteile der digitalen Zahnheilkunde in bewährter W&H-Qualität und überzeugen Sie sich selbst, warum dieses neue Must-see ein echtes Must-have ist.

ioDent® & seethrough | studio included

seethrough
MAX



seethrough
FLEX



seethrough
ARM



seethrough
SCAN



seethrough
SENSOR

