

Rundum abgestimmtes System vereinfacht restaurativen Alltag

Immer mehr Werkstoffe, immer mehr Schnittstellen, immer höhere Erwartungen: In der restaurativen Zahnmedizin wächst die Komplexität. Mit dem neuen Konzept **All-in-one: 360° Workflow** setzt Kuraray Noritake einen klaren Kontrapunkt und bietet Zahnärzten ein rundum abgestimmtes System, das Sicherheit, Effizienz und Materialverträglichkeit vereint. Ob direkt oder indirekt: Alle Komponenten greifen ineinander – wissenschaftlich fundiert, praxisbewährt und aus einer Hand. Bei direkten Versorgungen ergänzen sich KATANA™ Cleaner, CLEARFIL™ Universal Bond Quick2, CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal und TWIST™ DIA Polierer zu einem verlässlichen System. Für indirekte Restaurationen vervollständigen KATANA™ Zirconia, PANAVIA™ Befestigungskomposite und CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS den Workflow. Das Ergebnis: weniger Reibungsverluste; mehr klinische Sicherheit. Ein Workflow, der sich nahtlos in den Praxisalltag integrieren lässt – ganzheitlich gedacht, konsequent umgesetzt.

Kuraray Europe GmbH – BU Medical

Tel.: +49 69 305-35835 • www.kuraraynoritake.eu

The advertisement features the Kuraray and Noritake logos at the top. The main headline reads "ALL-IN-ONE: 360° WORKFLOW". Below this, a diagram shows a central orange sphere labeled "RESTAURATION" connected by lines to five other spheres: "VORBEHANDLUNG" (cyan), "ADHÄSIVE" (magenta), "BEFESTIGUNG" (grey), "KOMPOSITE" (red), and "PROPHYLAXE" (green). A QR code is located in the bottom left corner, and the text "Infos zum Unternehmen" is in the bottom right.

Praxishygiene leicht gemacht

Die Mundspiegel sind autoklavierbar und form- wie farbbeständig.



Das RKI empfiehlt vor der Aufbereitung die Demontage aller zerlegbaren Medizinprodukte. Unsere RELAX-Linie bietet dazu den entscheidenden Vorteil: Griff und Mundspiegel sind aus einem Stück und müssen nicht zerlegt werden. Ein weiterer Vorteil ist der exakt plane Übergang von Spiegel zur Fassung, so können sich keine Ablagerungen absetzen. Die RELAX-Mundspiegel sind einfach in der Aufbereitung und sparen so wertvolle Zeit. Ein Langzeit-Praxistest am ZZMK-Carolinum (Goethe-Universität Frankfurt am Main) bestätigte den RELAX-Mundspiegeln eine Reihe an exzellenten Eigenschaften: farb- und formbeständig, säurefest, Plaque-Indikator fest, ausgewogen leicht, autoklavierbar und für den RDG geeignet. Die RELAX stehen als FS ULTRA mit ultrahellem Spiegel und als FS Rhodium-Spiegel mit Anti-Haft-Effekt zur Verfügung.

E. HAHNENKRATT GmbH

Tel.: +49 7232 3029-0

www.hahnenkratt.com

Interesse an einem GRATIS-Muster? Einfach

per E-Mail bestellen: aftersales@hahnenkratt.com



DR. WEIGERT

Hygiene mit System



DR. WEIGERT
neodisher® **MediClean Dental**
5 Le

neodisher

MediClean Dental

neodisher® MediClean Dental
Chemische 1-Step Disinfection
Plausigkeitsmittel - Nur für gewerbliche Anwendung!
EUK210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

de - Zur maschinellen Reinigung von Dentalinstrumenten
Plausigkeitsmittel - Nur für gewerbliche Anwendung!
EUK210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

en - For automated cleaning of dental instruments
Liquid concentrate - For professional use only!
EUK210 - Safety data sheet available on request.

fr - Pour le lavage mécanique d'instruments dentaires
Concentré liquide - Usage professionnel
EUK210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

nl - Voor machinale reiniging van dental-instrumenten
Geconcentreerde vloeistof - Voor professioneel gebruik
EUK210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2 - 10 ml

25 °C

0 °C

CE MD

4 029577 157326

LOT

For import addresses: www.drweiger.com

5 Le

Seit über 15 Jahren im Markt bewährt
Für handelsübliche Thermodesinfektoren geeignet, wie z.B. Miele- oder Meling-Thermodesinfektoren.
Established in the market for over 15 years!
Suitable for commercially available washer disinfectors such as Miele or Meling thermal disinfectors.

Kennzeichnungs-frei.

Volle Leistungskraft und bester Personalschutz – neodisher® MediClean Dental ist ab sofort ohne Gefahrstoffkennzeichnung.

www.drweiger.de

Scannen und mehr erfahren:

