

Behandungsleuchte mit moderner Sensortechnologie

Die Behandlungsleuchte MERIT von NORA DENTAL kombiniert leistungsstarke LED-Technologie mit innovativer Steuerung für den professionellen Einsatz in zahnärztlichen Behandlungsräumen. Dank des integrierten Multi-Infrarotsensors lässt sich die Leuchte berührungslos bedienen – ein klarer Vorteil in Bezug auf Hygiene und Anwenderkomfort.

Das homogen ausgeleuchtete Behandlungsfeld ist schattenfrei und exakt begrenzt. Die Helligkeit kann variabel an die jeweilige Behandlungssituation angepasst werden. Die hohe Lichtintensität sorgt für optimale Sichtbedingungen, ohne dabei die Gefahr einer Vorpolymerisation – wie sie bei Wärmequellen auftreten kann – zu erzeugen. Dies macht die MERIT-Leuchte besonders geeignet für Füllungsarbeiten mit lichterhärtenden Materialien.




Drei Highlights der MERIT-Behandlungsleuchte:

- Schattenfreies, homogenes und präzise begrenztes Lichtbild
- Stufenlose Helligkeitsregelung
- Kein Risiko der Vorpolymerisation bei Kompositfüllungen

NORA DENTAL

Tel.: +49 2161 6533085
www.noradental.com

Kompatibel mit fast allen Behandlungseinheiten aller Hersteller. Auch als Deckenleuchte und Standleuchte erhältlich.



Kompositwärmer verbessert Fließfähigkeit auf Knopfdruck

Müheloses Ausbringen, höhere Fließfähigkeit und eine noch bessere Adaptation an die Zahnhartsubstanz: Das sind die Hauptargumente für das Erwärmen eines Komposit-Füllungsmaterials. Für optimale Abläufe und höchste Sicherheit ist es allerdings wichtig, geeignetes Equipment sowie für die Erwärmung zugelassene Materialien zu verwenden. Beides bietet Solventum (ehemals 3M Health Care) mit dem Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer sowie 3M™ Filtek™ Füllungsmaterialien.

Der neue Kompositwärmer sorgt auf Knopfdruck für eine höhere Fließfähigkeit. Dank seines kompakten, leichten Designs lässt er sich einfach in jede Praxis integrieren. Das Erwärmen nimmt kaum Zeit in Anspruch: Nach zehnminütigem Aufheizen sind Komposit-Kapseln innerhalb von zwei Minuten, Flowable-Spritzen in fünf Minuten sicher erwärmt. Zudem ist das Gerät mit einem abnehmbaren, tragbaren Halter ausgestattet, der das Material am Behandlungsstuhl bis zu seinem Einsatz warmhält. Für eine einfache Anwendung sorgt neben der Einknopfbedienung die leicht zu reinigende und zu desinfizierende Oberfläche.



Infos zum Unternehmen

Solventum Germany GmbH

Tel.: +49 8152 700-0
www.solventum.com/de