

Margin Elevation Band für subgingivale Restaurationen

Mit dem Slick Bands™ Margin Elevation Band stellt Garrison Dental eine Innovation für die Box-Elevation-Technik vor. Das neue Band ermöglicht eine optimale Adaption und Abdichtung tief liegender Präparationsränder und erleichtert die Verlagerung des Randbereichs mit Komposit. Tiefe Präparationsränder erschweren oft die Isolierung während des Füllens. Mit der zweistufigen Box-Elevation-Technik wird dieser Bereich zuerst zuverlässig angehoben. Im zweiten Schritt kann er dann sowohl mit direkten Füllungen versehen als auch zur besseren Planung indirekter Restaurationen wie Inlays oder Onlays genutzt werden.

Die Margin Elevation
Bänder werden in einer Pa-
ckung mit 50 Matrizen geliefert.
In Kombination mit Tofflemire-Hal-
tern bieten sie eine optimale Anpas-
sung im subgingivalen Bereich
und sorgen für zuverlässige
klinische Ergebnisse.

Slick Bands™ Margin Elevation Band

Garrison
Dental Solutions



Infos zum
Unternehmen

Artikelnummer:
SMT500H10-M

Garrison Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971409 • info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

Materialien für das Bonden, Füllen und Polieren

Mit dem X-FACTOR-Konzept bietet SHOFU Zahnärzten eine Palette aufeinander abgestimmter Materialien für das Bonden, Füllen und Polieren in der direkten Füllungstherapie. Diese Materialien harmonisieren besonders gut miteinander, haben sich bewährt, lassen sich effizient verarbeiten und ermöglichen ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis:

- **BONDEN:** das BeautiBond Xtreme All-in-One Universaladhäsiv für den sicheren Verbund zwischen direkter Füllung und Zahnschubstanz.
- **FÜLLEN:** die fluoridabgebende Komposite der BEAUTIFIL Familie. Ob fließfähig, stopfbar oder injizierbar: Dieses modular aufgebaute universelle Füllungssystem bietet dem Zahnarzt flexible Wahlmöglichkeiten aus aufeinander aufbauenden Kompositlinien.
- **POLIEREN:** für die schnelle und gründliche Politur mit geringer Oberflächenrauigkeit die Polierer der Super-Snap- und OneGloss-Linien.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren führt in der Summe zu einem überlegenen Produkterlebnis – SHOFU nennt dieses Mehr an positiver Erfahrung den „X-FACTOR“. Für die Reproduktion gingivaler Anteile z. B. bei Gingivarezeptionen und Klasse V-Kavitäten gibt es die „Zero Flow“-Variante F00 des injizierbaren BEAUTIFIL Flow Plus X jetzt in fünf Gingivafarben: G-Br (G-Brown), G-DP (G-Dark Pink), G-LP (G-Light Pink), G-Or (G-Orange) und G-V (G-Violet). „Zero Flow“ oder „F00“ steht für exzellente Formbeständigkeit und idealen Füllungsaufbau. Die Fließfähigkeit ist so eingestellt, dass sich das Material beim Schichten nicht ungewollt verformt. Es fließt leicht bei der Applikation, bleibt aber nach dem Ausformen standfest.



Infos zum
Unternehmen

SHOFU Dental GmbH

Tel.: +49 2102 8664-0
www.shofu.de