

EnPack und EnFill für sichere Obturationen



Infos zum
Unternehmen

Wer im Wurzelkanal professionelle Vorarbeit geleistet hat, möchte die anschließenden Arbeitsschritte genauso souverän fortführen. Hier kommen EnPack und EnFill für eine gelungene warm-vertikale Obturation ins Spiel. 0,2 Sekunden Aufheizzeit, präzise Temperaturkontrolle, vier Stunden Akkulaufzeit, 0,35 mm vorbiegbare Spitze und vier verschiedene Arbeitstemperaturen – diese Features machen das Erhitzen und die Kompaktierung der Guttapercha mit EnPack so komfortabel und sicher. Dabei bieten neun Heizspitzen mit unterschiedlichen Durchmessern stets optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Das Einbringen der erhitzten Guttapercha erleichtert EnFill durch nur 15 Sekunden Aufheizzeit, eine 0,5 mm Injektionsnadel, um die apikalen 3 mm souverän zu erreichen und eine um 360° frei drehbare Injektionsnadel, um das Befüllen aus jedem Winkel zu ermöglichen. Mit EnPack und EnFill ist der Behandler jederzeit einsatzbereit und kann dank kürzester Heizzeiten den gewohnten Workflow beibehalten. Sie sind die ideale Kombination zu EnDrive, arbeiten aber eigenständig auch mit jedem anderen Endo-Motor.

Komet Dental · Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG · www.kometdental.de

Aphthe, Aphte oder Afte? Hauptsache weg damit!

Der Begriff Aphthen stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Entzündung“ oder Blase. Die Schreibweise mit „ph“ ist eine ältere, griechisch-lateinische Orthografie, die in der Schweiz und Teilen Süddeutschlands noch gebräuchlich ist. Heute bevorzugen einige die modernere Schreibweise „Aphten“ mit einem „h“.

Viel wichtiger als die Schreibweise (Aphthe, Aphte oder umgangssprachlich „Afte“) ist die Frage, wie man die Entzündungen in der Mundhöhle wieder loswird. Zwar sind Aphthen im Gegensatz zu Herpes nicht ansteckend, doch schmerzhaft sind die rötlich-weißen Stellen in der Tat. Was also tun?

Da kommt das Mund-Wund-Pflaster von lege artis Pharma ins Spiel: LEGASED natur. Das Naturharz aus Myrrhe, Benzoe und Kolophonum legt sich wie ein Wundverband auf die Schleimhaut (ital. „legare“) und beruhigt die offene Stelle (ital. „sedare“). Nach dem Auftragen auf die Aphthe und Befeuchten mit Wasser bildet sich ein dünner Schutzfilm, der die Wunde Stelle vor chemischen und mechanischen Reizen schützt. Die Naturharzlösung LEGASED natur unterstützt die Wundheilung sowie Geweberegeneration in positiver Weise und trägt zur Schmerzlinderung bei. Die filmbildende Flüssigkeit reduziert das Eindringen von Bakterien und Speiseresten nachhaltig. Das Ergebnis: Bye-bye, Aphthen, Aphten oder

Aften – egal, wie auch immer man die unangenehme Mundschleimhautentzündung schreibt.



Das Problem
Aphthen



Die Naturharzlösung
LEGASED natur



Die „Wirkung“
Mund-Wund-Pflaster

lege artis Pharma
GmbH + Co. KG
www.legeartis.de

Infos zum
Unternehmen



„DGET am Feierabend“ – Von Experten für Experten

Unsere erfolgreiche Reihe geht, nach mittlerweile fünf Jahren, auch 2026 weiter. Die Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie (DGET) lädt am Mittwoch, den 18. März 2026, um 20 Uhr zur nächsten Online-Fortbildung der Reihe „DGET am Feierabend“ ein. Referent des Abends ist Prof. Paul Lambrechts, der zum Thema „External cervical root resorption. Etiology. Anatomic, radiologic and histological complexity“ vortragen wird.

Im Mittelpunkt des Webinars stehen folgende Lerninhalte:

- Die Cone-Beam-CT ist essenziell für die Diagnostik der externen zervikalen Wurzelresorption (ECR).
- Histologische und histochemische Darstellungen des Granulationsgewebes verdeutlichen den Resorptionsprozess.
- Die SEM-Analyse ermöglicht ein besseres Verständnis der Aktivität klastischer Zellen sowie der Osteodentinbildung.
- Der Wurzelkanal ist von einer perikanalären, resorptions-resistenten Schicht (PRRS) umgeben.
- Osseide Gewebebildung und osseodentinale Apposition in korallenartiger Struktur erhöhen die Komplexität der Pathologie.

Fragen können während des Webinars schriftlich gestellt und anschließend von Referenten beantwortet werden. Das Onlineformat findet einmal pro Quartal statt und bietet endodontisch interessierten Zahnärzt/-innen nach dem Feierabend eine hochwertige Fortbildung von zu Hause aus. Für

DGET am Feierabend

DER Online-Treff von Mitgliedern für Mitglieder



Professor Paul Lambrechts
EXTERNAL CERVICAL
ROOT RESORPTION.
ETIOLOGY, ANATOMIC,
RADIOLOGIC AND
HISTOLOGICAL COMPLEXITY.

18. MÄRZ 2026 – 20.00 UHR

www.dget.de/veranstaltungen

Mitglieder im DGZ-Verbund ist die Veranstaltung kostenfrei, Nichtmitglieder haben gegen einen Beitrag von 35 Euro die Möglichkeit, teilzunehmen.

Weiterführende Informationen sowie die Anmeldung sind unter www.dget.de/veranstaltungen verfügbar.

DGET – Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V.
www.dget.de/veranstaltungen

Infos zur
Fachgesell-
schaft



Hier gehts zur
Anmeldung



Dual Rinse® HEDP: Die neue Generation der Wurzelkanalspülung

Mit Dual Rinse® HEDP bringt die Medcem GmbH eine neue Generation der Wurzelkanalspülung auf den Markt. Das Pulver kombiniert Natriumhypochlorit mit einem milden Chelator und ermöglicht die sogenannte Continuous Chelation – eine durchgängige, schonende Dekalzifizierung während der gesamten Instrumentation.

So werden die Bildung der Schmierschicht zuverlässig verhindert, die Dentinstruktur erhalten und der mechanische Stress auf rotierende Instrumente deutlich reduziert. Das Ergebnis: eine perfekt konditionierte Kanalwand für die nachfolgende Füllung – effizient, sicher und reproduzierbar.

Die Anwendung ist einfach: Eine Kapsel (ca. 0,9g) wird in 10 ml NaOCl eingerührt – und sofort steht eine hochwirksame Spüllösung bereit, die während der Behandlungszeit stabil bleibt. Dual Rinse® HEDP ersetzt komplexe Spülprotokolle und vereinfacht die endodontische Behandlung entscheidend.

Medcem GmbH
www.medcem.eu



Hypochlorit SPEIKO – nun auch in 500 ml!

SPEIKO von Endo-Spezialisten für Endo-Spezialisten. Für jeden Schritt einer endodontischen Behandlung hat SPEIKO qualitativ hochwertige Produkte.

Bei dem Schritt der Wurzelkanalspülung ist NaOCl die Spüllösung der ersten Wahl. Durch die Spülung mit Hypochlorit werden nicht nur Dentinspäne entfernt, sondern auch Bakterien abgetötet. Es löst Reste des Pulpagewebes auf und entfernt diese. SPEIKO stellt für den Dentalmarkt als Endo-Spezialist Hypochlorit-Lösungen in verschiedenen Konzentrationen her. Der von SPEIKO eingesetzte und hergestellte Rohstoff ist ein zertifizierter Wirkstoff für die Arzneimittelherstellung.

Neben dem Hypochlorit-SPEIKO 5,25% und Hypochlorit-SPEIKO 3% hat SPEIKO ihr Endodontie-Produktportfolio mit Hypochlorit-SPEIKO 1% ergänzt. Auch diese Spüllösung ist zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen. Das einprozentige Hypochlorit-SPEIKO wird gerne bei ultraschallaktiven Spülungen verwendet. Alle Konzentrationen sind in 30 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml erhältlich. Für eine kontaminationsfreie, effiziente und hygienische Entnahme liegen allen Spülflüssigkeiten das Entnahmesystem Easy Quick bei. Zur sicheren Anwendung und Applikation bietet SPEIKO die Spülspitzen Easy Tips an. Das Arbeiten mit SPEIKO Easy Quick und SPEIKO Easy Endo Tips ist hygienisch, sicher und effizient.



SPEIKO – Dr. Speier GmbH
www.speiko.de

Henry Schein erweitert EdgeEndo®-Portfolio um EdgePower-Serie



Henry Schein stellt die neue EdgePower-Serie von EdgeEndo® vor, einem der weltweit größten Anbieter von NiTi-Rotationsfeilen. Die vollständig kabellose Produktlinie umfasst ein Endodontie-Handstück mit integriertem Apex-Locator, einen eigenständigen Apex-Locator mit Pulpa-Tester, ein Gerät für die warm-vertikale Obturation sowie einen Hitzepluggger. Ziel ist es, endodontische Abläufe zu vereinfachen und die Effizienz in der Praxis zu steigern.

„Die neue Produktreihe unterstreicht unser Engagement, Zahnärzte mit zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösungen zu unterstützen“, sagt Paolo Zanetti, Vice President Endodontics bei Henry Schein.

Die Geräte sind kompatibel mit allen EdgeEndo-NiTi-Feilen und Biokeramiken sowie den meisten gängigen Systemen. EdgeEndo-Produkte sind über Henry Schein Dental Deutschland erhältlich.

**Henry Schein Dental
Deutschland GmbH**
www.henryschein-dental.de



Infos zum
Unternehmen