


6 Gründe für Hexacone®



Durch den Konus auf Knochenhöhe wird das Implantatinnere perfekt abgedichtet.

Apikale Gewindeblätter schneiden sich wie von selbst in den Knochen.

Die Osmoactive® Oberfläche führt zu schnellerem Ionen-Austausch nach Insertion und schützt vor bakteriellen Angriffen.



Crestale Gewindegänge sind so entwickelt, dass eine zusätzliche Kondensation des Knochens erfolgt: Das Implantat arbeitet sich wie ein Oseotom in den Knochen.

Crestal reverse Konus (CRK) wirkt dem Tiefertreten einer Periimplantitis entgegen.

Abutments für Platform Offset® erhältlich.

IHDEDENTAL 
the implant.com^{pany}

Dr. Ihde Dental AG • Dorfplatz 11 • CH - 8737 Gommiswald
Tel. +41 (0)55 293 23 23 • contact@implant.com