


PERFEKTE PROTHETIK FÜR DEN ERHALT DES KNOCHENS UND DER GINGIVA



DAS STABLE TISSUE CONCEPT


Die +3 mm Regel

Ab der Implantatschulter gelten 3,0 mm Gingivahöhe als wichtige Voraussetzung für den langfristigen Schutz von Knochen, Gingiva und Implantat. Bei epikrestal gesetzten Implantaten ist das bei geringer Schleimhauthöhe oft nicht gegeben.

Das subkrestal inserierbare K3Pro® System bietet hier Vorteile: Formkongruente Komponenten mit identischem Emergenzprofil für Einheilung, Abformung, Labor und Prothetik ermöglichen eine subkrestale Insertion bis zu 3 mm. Eine nachträgliche Präparation des Austrittsprofils entfällt.

Für Stable Tissue:

Formkongruent, minimalinvasiv und abgestimmt auf jedes Emergenzprofil.



K3PRO XP-LINE – SO PERFEKT WIE DER EIGENE ZAHN

