

Endo-Workflow aus einer Hand: Von Diagnose bis Follow-up

© J. MORITA EUROPE GMBH



J. MORITA EUROPE GMBH • www.morita.de

Infos zum
Unternehmen



Präzision, Sicherheit und ein durchgängiger Workflow: In der Endodontie vertrauen Zahnärzte weltweit auf die Lösungen von MORITA. Der japanische Premiumhersteller begleitet Behandler von der ersten Diagnose bis zum Follow-up mit optimal aufeinander abgestimmten Technologien. Hochauflösende 2D- bzw. 3D-Bildgebung schafft Klarheit für sichere Therapieentscheidungen, während ergonomische Einheiten, präzise Instrumente und bewährte Endo-Systeme effizientes und schonendes Arbeiten unterstützen. Historische Meilensteine wie der erste Apexlokator auf Impedanzbasis unterstreichen die Pionierrolle von MORITA, die bis heute in innovativen Assistenzsystemen weiterlebt. Kleingeräte sind zudem jetzt direkt über den MORITA-Webshop erhältlich. Das Ergebnis: ein strukturierter Endo-Workflow, der Behandler entlastet, Vertrauen schafft und nachhaltige Behandlungserfolge ermöglicht, für Generalisten ebenso wie für Spezialisten.

Weitere Infos auf www.morita.de/endo und www.morita-webshop.de.

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Flexible Schallspitze für einfaches Spülen von Wurzelkanälen

BlueTip, die flexible Schallspitze aus Polyamid zur Aktivierung von Spülflüssigkeiten, macht das Spülen von Wurzelkanälen einfach, schnell und sicher. Die BlueTip hebt sich kontrastreich vom Dentin ab. Das erhöht deutlich ihre Sichtbarkeit im Kanal, in den sie eingeführt werden kann, ohne sich zu verbiegen. Auch während des Spülvorgangs bleibt aufgrund der Farbe die Kontrolle: Deutlich ist zu sehen, ob die filigrane Spitze – die in nahezu jeden Wurzelkanal passt – frei schwingt oder Kanalwände berührt. Zudem können anhaftendes Debris oder Reste einer medikamentösen Einlage leichter erkannt und gegebenenfalls entfernt werden. Verblockungen werden reduziert und Rückstände besser beseitigt. Die schallaktivierte Verwirbelung verkürzt die Einwirkzeit der Lösung deutlich, wodurch wertvolle Zeit gewonnen werden kann. Die Aktivierungsspitze lässt sich komfortabel in ein übliches Schallhandstück einsetzen. BlueTip gibt es in nur einer Größe für jede Anforderung und dank steriler Single-Use-Verpackungseinheiten entfällt der Dokumentationszwang. Auch auf dem Tray ist die BlueTip besser sichtbar. BlueTip ergänzt also konsequent dank aller dieser Eigenschaften das hochwertige Endo-Portfolio von Komet Dental.

Infos zum Unternehmen



Komet Dental – Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG • www.kometdental.de

© Komet Dental – Gebr. Brasseler GmbH & Co.