

Schallspitze mit großer Sichtbarkeit

Eine Wurzelkanalaufbereitung setzt sich aus vielen einzelnen Arbeitsschritten zusammen. Eine wichtige Maßnahme ist dabei die Spülung. Ziel ist es, dass Bakterien und deren Nährboden bildendes Gewebe wirksam reduziert werden und es zu einer möglichst rückstandslosen Reinigung und Desinfektion des Wurzelkanalsystems kommt. Dies unterstützt maßgeblich die anschließende Obturation und trägt langfristig entscheidend zum Behandlungserfolg bei. Für die Aktivierung von Spülflüssigkeit kommt eine Schallspitze zum Einsatz, zum Beispiel die neue BlueTip von Komet Dental.

Farbgebung, die den Unterschied macht

Die blaue BlueTip hebt sich kontrastreich vom Dentin ab. Das erhöht deutlich ihre Sichtbarkeit im Kanal, in den sie eingeführt werden kann, ohne sich zu verbiegen. Auch während des Spülvorgangs bleibt aufgrund der Farbe die Kontrolle: Deutlich ist zu sehen, ob die filigrane Spitze – die in nahezu jeden Wurzelkanal passt – frei schwingt oder Kanalwände berührt. Zudem können anhaftendes Debris oder Reste einer medikamentösen Einlage leichter erkannt und ggf. entfernt werden. Verblockungen werden reduziert und Rückstände besser beseitigt.



© Komet Dental Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG



Infos zum
Unternehmen

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
www.kometstore.de



BlueTip wirbelt die Spülflüssigkeit durch Schallaktivierung im Wurzelkanal auf. Das verkürzt die Einwirkzeit der Lösung deutlich und verstärkt gleichzeitig die Reinigungsleistung.

Auch auf dem Tray ist BlueTip aufgrund der Farbe immer schnell griffbereit und lässt sich komfortabel in ein übliches Schallhandstück einsetzen.

Für eine optimale Schonung

BlueTip ist aus Polyamid gefertigt, um natürliches Zahnmaterial optimal zu schonen. Die filigrane Spitze folgt dank des flexiblen Kunststoffs dem Kanalverlauf. Das minimiert das Risiko ungewollter Materialabträge. So erhält BlueTip die Kanal-anatomie, wie es gewünscht ist.

Perfekt im **Komet Endo-Portfolio**

BlueTip arbeitet einfach, schnell und sicher. Somit komplettiert die blaue Aktivierungsspitze das Komet Endo-Vollsortiment sinnvoll und rundet die aufeinander abgestimmten Qualitätsinstrumentarien ab. BlueTip gibt es übrigens in nur einer Größe für jede Anforderung und dank steriler Single-use-Verpackungseinheiten entfällt der Dokumentationszwang.

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.