

Das Original

nur aus Bad Nauheim

Langzeiterfolg seit über 25 Jahren



Besuchen Sie uns auf der IDS
Halle 10.2 · Gang S 048

- sofortige Belastung durch selbstschneidendes Kompressionsgewinde
- kein Microspalt dank Einteiligkeit
- Ausgleich von Divergenzen durch Biegen oder Beschleifen
- minimalinvasives Vorgehen bei transgingivaler Implantation
- Plattformswitching bei Implantat mit Biegezone
- preiswert durch überschaubares Instrumentarium

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH

Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032/31912 · Fax 06032/4507
www.bauer-implantate.de

Chairside-Frühtest:

Schnell. Einfach.
Zuverlässig

Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von Chlorhexamed® weist mittels einer patentierten Technologie das Enzym Matrix-Metalloproteinase-8 nach, welches in seiner aktiven Form (aMMP-8) gemäß internationaler Studien für die Zerstörung des Kollagenetzwerks des Zahnhalteapparates verantwortlich ist: aMMP-8 ist bereits während früher Phasen der parodontalen Entzündung aktiviert und nachweisbar. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gewebeabbau in der Regel noch reversibel.

So kann der Zahnarzt frühzeitig therapeutische Maßnahmen wie zum Beispiel einen engmaschigen Recall, Biofilamentfernung, Mundhygieneinstruktionen oder eine wirksame Keimzahlsenkung einleiten. Der Schnelltest kann chairside vom Zahnarzt oder einer Mitarbeiterin in etwa zehn Minuten durchgeführt werden. Aufgrund des unmittelbar vorliegenden Testergebnisses hat der Zahnarzt die Möglichkeit, noch wäh-



rend der Sitzung die Notwendigkeit einer Therapie zu belegen und den Patienten zur weiteren Mitarbeit zu motivieren.

Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von Chlorhexamed® kann zum Netto-Einführungspreis von 167,74 Euro für zehn Anwendungen bei GlaxoSmithKline unter der Telefonnummer 0 72 23/76-26 81, der Faxdurchwahl -35 26 oder beim Zahnarzt-Außendienst bestellt werden.

GlaxoSmithKline

Consumer Healthcare

Tel.: 0 72 23/76-0

www.gsk-consumer.de

IDS: Halle 11.3, Stand K020

Einwegansatz:

Präzise, sicher **und hygienisch**

Noch mehr Behandlungskomfort mit ProTip Turbo! Die hygienischen Einwegansätze für die Multifunktionsspritze sind besonders grazil gestaltet und ermöglichen jederzeit einen guten und direkten Zugang zum Behandlungsfeld. Aufgrund des optimierten Designs und verringerten Durchmessers entsteht ein kräftiger und fokussierter Luft- bzw. Wasserstrahl zur effektiven Trocknung oder Spülung des Behandlungsbereiches. Die absolut sichere Trennung von Luft- und Wasser wird durch zwei im Ansatz separat verlaufende Kanäle ermöglicht.

Auch die neuen ProTip Turbo werden mittels Adapter an der Funktionsspritze befestigt. Die Adapter sind vom bisherigen ProTip System bekannt, sie sind für fast jede Funktionsspritze verfügbar. Der Einwegansatz wird mit einem Bajonettverschluss sicher auf dem Adapter fixiert, ein versehentliches Abfallen oder gar Aspirieren durch den Patienten wird wirkungsvoll verhindert. Dies bedeutet größtmögliche Sicherheit für Patient und Behandler! Die als semikritisch B einge-

stufte Multifunktionsspritze ist eines der am meisten kontaminationsgefährdeten Übertragungsinstrumente in der Praxis. Durch den Rücksaugeffekt nach dem Betätigen



kommt es zum Flüssigkeitsstau in den Mehrwegansätzen und damit zur unmittelbaren Bakterienbesiedlung. Die Einwegansätze ProTip Turbo lösen dieses Problem! Das Praxispersonal spart die Zeit für das aufwendige Wiederaufbereiten der Mehrwegansätze, die hohen Investitionskosten für mehrere solche Ansätze können anderweitig eingesetzt werden. Und: ProTip Turbo ist als Hygienemaßnahme auch für den Patienten leicht erkennbar!

LOSER & CO GmbH

Tel.: 0 21 71/70 66 70

www.loser.de

IDS: Halle 10.1, Stand J050-K056

Füllen von Seitenzahnkavitäten:

Zuverlässiges, zeitsparendes System

KaVo und Kerr stellen zur IDS 2011 erstmals in Europa das gemeinsam entwickelte SonicFill™-System vor, ein neuartiges, zeitsparendes System zum Füllen von Seitenzahnkavitäten. Das System vereint die Vorteile fließfähiger und universaler Komposite und ermöglicht es dem Zahnarzt, Kompositfüllungen in nur einem Schritt durchzuführen. Der Anwender erzielt mit SonicFill hervorragende klinische Ergebnisse bei einer Zeitersparnis von mindestens 30 Prozent. Das System besteht aus dem KaVo SONICfill Handstück und einem speziell entwickelten Komposit von Kerr. Mittels Schwingungsenergie wird die Viskosität des Komposits reduziert, sodass es in einen fließfähigeren Zustand übergeht, die Kavität sehr schnell gefüllt werden kann und eine sehr gute Adaptation an die Kavitätenwände und -ränder erzielt wird.

Nach dem Aussetzen der Schwingungsenergie erreicht das SonicFill Komposit wieder seine ursprüngliche Viskosität und ist einfach zu modellieren. Als zusätzliche Pluspunkte gelten die geringe Materialschump-



fung, die große Aushärtungstiefe von bis zu 5 mm und das Ausbringen über den Fußanlasser der Einheit. Die speziell entwickelte, ergonomische Unidose™ Spitze ermöglicht einen optimalen Zugang zur Kavität und damit ein präzises Platzieren des Komposits. Zahlreiche klinische Studien zeigen, dass mit SonicFill gegenüber bulk-fill Flowables oder traditionell geschichteten Kompositen gleichwertige bzw. bessere Ergebnisse erzielt werden.

KaVo Dental GmbH

Tel.: 0 73 51/56-0

www.kavo.com

IDS:

KaVo: Halle 10.1, Stand H010

Kerr: Halle 10.1, Stand H020

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Implantat-Reinigungs-Paste:

Besonders sanft

Mit REMOT implant stellt das in Baden-Württemberg ansässige Dental-Unternehmen lege artis seine neue Implantat-Reini-

gungspaste vor. REMOT implant eignet sich hervorragend für schonendes Biofilm-Management und zur Vorbeugung von Zahnfleisch-erkrankungen.

Die Paste enthält keinen Bimsstein und ist daher besonders sanft. Chlorhexidin unterstützt die Keimreduktion und Xylitol schützt die natürlichen Zähne vor Karies. Die Paste ist fluoridfrei und bei Anwendung zusammen mit üblichen Fluoridierungsmitteln ist daher eine Überdosierung ausgeschlossen.

Weitere Details erläutern wir Ihnen auf der IDS in Köln. Ein freundlicher Vampir hält dort auch eine persönliche Probe für Sie bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

lege artis Pharma

GmbH + Co KG

Tel.: 0 71 57/56 45-0

www.legeartis.de

IDS: Halle 11.2, Stand Q011

gungspaste mit einem RDA-Wert kleiner 7 vor. Die Paste beseitigt Plaque und Keime an Implantaten und deren Aufbauten sowie an natürlichen Zähnen und dem anliegenden



Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts!

J.-W. von Goethe

DKL CHAIRS

**IDS 2011
Halle 11.1
Gang B040 C049**



DKL CHAIRS GmbH
An der Ziegelei 1,3 • D-37124 Rosdorf

Fon +49 (0)551-50 06 0

Fax +49 (0)551-50 06 296

www.dkl.de · info@dkl.de

Innovative Zahnseide:

Hightech für Zahnzwischenräume

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit der Reach® Total Care von Johnson & Johnson eine neue, innovative Zahnseide ins Portfolio aufgenommen, die die Vorteile verschiedener Produkte vereint. Die flexible



Micro-Grooves-Technologie gibt der Zahnseide eine feine Struktur und verleiht ihr einzigartige Eigenschaften. So bietet sie eine hervorragende Plaquentfernung kombiniert mit einer dennoch sehr guten Gleitfähigkeit. Die Faser ist weiterhin leicht elastisch, damit sanft zum Zahnfleisch und angenehm im Griff. Reach® Total Care ist ab sofort als 5 yd (neutral) oder 30 yd (mint) erhältlich.

**Dent-o-care
Dentalvertriebs GmbH**

**Tel.: 0 81 02/7 77 28 88
www.dentocare.de**

Parodontalerkrankungen:

Ausheilung ohne Antibiotika



Cupral® bietet eine schnelle Ausheilung von Parodontalerkrankungen, auch ohne den Einsatz von Antibiotika. Als stabilisiertes Gleichgewichtssystem verbindet es durch seine Wirkstoffe die bewährten Eigenschaften von Calciumhydroxid mit einer 100-fach stärkeren Desinfektionskraft. Unterschiedliche Reaktionswege und ein spezieller Regenerationsprozess führen zu einer permanenten, polyvalenten keimtötenden Wirkung, auch bei Anaerobiern und Pilzen. Durch die von Calciumhydroxid-Präparaten bekannte Membranbildung ist Cupral® dabei gegenüber nichtinfiziertem Material gewebeschonend. Die selektive Auflösung des Taschenepithels und seine starke aug-

mentative Wirkung haben Cupral® als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung in der Parodontologie vielfach bewährt. Die Cupral®-5g-Packung wird Ihnen auf der IDS zum Probierpreis von 15 Euro netto angeboten. Das komplette Dentalhygiene-Testpaket – bestehend aus Hämostatikum Al-Cu 20 ml, Tiefenfluorid Probierpackung 2 x 5ml und Cupral 5g – erhalten Sie für 50 Euro netto.


Der Versand aller IDS-Bestellungen erfolgt zudem versandkostenfrei.

**Humanchemie GmbH
Tel.: 0 51 81/2 46 33
www.humanchemie.de**

IDS: Halle 11.3, Stand D028

Neues Entsorgungsmodell:

Rundumlösung aus einer Hand



Auf Wunsch vieler Zahnärzte nach einer schnellen, vertragslosen und flexiblen Entsorgung hat das Entsorgungsunternehmen enretec GmbH zusammen mit den führenden deutschen Dentalfachhändlern ein neues und einfaches Entsorgungskonzept entwickelt. Diese Konzept erfordert eine flächendeckende Logistik und ein jederzeit änderbares Abrechnungsmodell. Gemeinsam mit den Dentaldepots bietet enretec ein behördlich kontrolliertes Rücknahmesystem in höchster Qualität. Demnach brauchen Zahnärzte nicht mehr einen oder mehrere vertrauenswürdige Entsorger. Sie können einfach bei ihrem Dentaldepot entsorgen – im 24-Stunden-Service, bedarfsgerecht ohne Vertrag und zu fairen Konditionen.

Von Flensburg bis ins Allgäu haben die Kunden der Dentaldepots die Möglichkeit, ihre Abfälle nun noch schneller und kostengünstiger entsorgen zu lassen. So unterstützt das Dentaldepot die Zahnarztpraxis vom Einkauf über die Anwendung bis hin zur Entsorgung der Produkte und bietet dadurch eine Rundumlösung komplett aus einer Hand. Neben den besonderen Serviceleistungen soll auch mit einem Gewinnspiel und attraktiven Preisen die Praxis neugierig werden. Darüber hinaus erhält derzeit jede Praxis bei Erstbeauftragung einer kostenpflichtigen Entsorgungsdienstleistungen einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro.

**enretec GmbH
Tel.: 0800/3 67 38 32
www.enretec.de**

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

ANZEIGE

astron CLEARsplint®

Der perfekte Schutz!

astron CLEARsplint® ist die erste Wahl für die Herstellung funktionstherapeutischer Aufbisschienen, denn die Schiene...



Aufbisschutz im Normalzustand

Thermoaktiver Aufbisschutz anpassungsfähig & sehr flexibel



- ➔ ist extrem bruchsicher und schützt den Zahnbestand,
- ➔ besitzt eine einzigartige Flexibilität und bietet damit einen hohen, angenehmen Tragekomfort,
- ➔ ist hypoallergen, da MMA-frei (Restmonomergehalt an MMA = 0)
- ➔ ist mit ihrem Memoryeffekt selbstadjustierend
- ➔ bleibt unsichtbar transparent – kein Vergilben
- ➔ ist die beste Lösung für Knirscher (Bruxismus) und zum Schutz von Implantatversorgungen
- ➔ lässt sich mit normaler Laborausstattung verarbeiten

Situationsmodell mit passgenauem Aufbisschutz



22. - 26.03.2011
Halle 10.2
Gang O
Stand 041



Seifen- und Desinfektionsspender:

Berührungslose Hygienegarantie

Nachdem jetzt eine grundlegende Überarbeitung des Vorgängers BAISCH Hygenius abgeschlossen ist, gibt es diesen Spender als BAISCH Hygenius MK2 für Seife und Desinfektion als nachfolgende Modelle:

- Einbau in Tischplatte (Batterie- und Netzbetrieb)
- Einbau im Spenderschrank BAISCH HyCab (nur mit Batteriebetrieb)
- als variablen Standfuß auf Tischplatte (nur mit Batteriebetrieb)
- als wandhängendes Modell (Batterie- und Netzbetrieb)



Der Hygenius MK2 bietet viele Vorteile:

- berührungslose Bedienung
- einfache Wartung und Reinigung
- netzunabhängiger Batteriebetrieb mit einer Standzeit größer sechs Monate
- hygienisches Einwegsystem mit 500-ml-Flasche und integrierter Einwegpumpe
- kein Sterilisationsaufwand, da Flasche und Pumpe nach Gebrauch entsorgt werden
- vorhandene handbetriebene Tischspender können problemlos durch den Hygenius MK2 getauscht werden, da die Tischbohrungen für diesen exakt passen.

Nähere Information erhalten Sie unter:

Karl Baisch GmbH
Tel.: 0 99 31/8 90 07-0
www.baisch.de
 IDS: Halle 10.2, Stand R020

QM-System:

Fundament einer erfolgreichen Praxis

Bevor der/die Praxisbetreiber/-in sich für die Einführung eines QM-Systems entscheidet, sollte er/sie sich die Frage stellen: Gibt es bereits eine/n Mitarbeiter/-in, der/die mich bei der Einführung von QM wesentlich unterstützt? Wenige Angebote sind exakt darauf zugeschnitten, diese behandlungsfremden Arbeiten an eine/n Mitarbeiter/-in zu delegieren. ProQM® von dental bauer ist eines dieser Systeme. Schon circa zehn Stunden Unterweisung gewährleisten, dass ProQM® anschließend eigenständig weitergeführt werden kann.

Bei ProQM® handelt es sich um ein fertiges Konzept, das nur noch individuell an die Praxisgegebenheiten angepasst werden muss. Eventuell bereits bestehende Systeme können durch die Medizinprodukteberater von dental bauer optimiert und angepasst werden. Der Aufwand der Praxis wird auf ein vertretbares Maß reduziert. Externe Schulun-

gen für Praxismitarbeiter sind nicht erforderlich. Alle benötigten Formulare für Ihr QM-Handbuch sind als Muster bereits angelegt. Die Prozessbeschreibungen für die gängigen Indikationen sind mit Vorschlags-text schon vorhanden. Der Text muss nur noch an Ihre Abläufe angepasst werden. Schritt für Schritt bauen wir gemeinsam mit Ihnen Ihr QM-Handbuch auf. Die Dokumente sind durch die Verwendung von Standard Office-Programmen leicht zu bearbeiten und können individuell angepasst werden. ProQM® entspricht den Qualitätsanforderungen nach DIN ISO 9001:2008 und ermöglicht die Zertifizierung durch einen externen Auditor. Bei den Prozessbeschreibungen und Formularen sind Erfahrungen aus dem Kundenkreis von dental bauer eingeflossen. Die Muster sind praxisnah. Dennoch ist Diskretion selbstverständlich und Individualität gewährleistet. Durch die Verzahnung mit ProKonzept® wird gleichzeitig das Thema Arbeitsschutz mit abgedeckt.

dental bauer GmbH & Co. KG

Tel.: 0 70 71/97 77-0

www.dentalbauer.de

IDS: Halle 11.3, Stand A008

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

ANZEIGE

macht breit

IHDE DENTAL
 ...thinks green

Neues Dentalmikroskop:

Optische Höchstleistung auf einen Blick

Will man heute qualitativ hochwertige endodontische Behandlungen anbieten, so ist das dentale Operationsmikroskop ein notwendiger Bestandteil. Mit dem neuen Dentalmikroskop von American Dental Systems können optische Höchstleistungen erzielt werden. Das Top-Produkt in der Kompaktklasse zeichnet sich durch ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Es ist als Boden-, Wand- und Deckenmontage oder als Bodenstativlösung erhältlich. Im Mikroskop ist ein 5-stufiger manueller Vergrößerungswechsler mit manueller Feinfokussierung integriert. Durch die Kombination des Standardfokus von 250 mm und dem Weitwinkelokular mit der Vergrößerung x 12,5 bietet das einzigartige optische System eine bis zu 24-fache Vergrößerung. Für ein völlig homogenes Lichtfeld sorgt eine integrierte Lichtquelle. Wahlweise steht eine 150 W Halogen-, 50 W Metall-Halide und eine LED-Lichtquelle zur Verfügung. Die LED-Mikroskop-Version beinhaltet einen 6-stufigen Vergrößerungswechsler. Der in-

tegrierte Dioptrien-Ausgleich ermöglicht auch Brillenträgern ein komfortables Arbeiten, während der 180-Grad-Schwenktubus eine ergonomische Sitzposition garantiert. Die einschwenkbaren Orange- und Grünfilter dienen dazu, feinste Gefäßstrukturen sichtbar zu machen und verhindern ein vorzeitiges Aushärten des Füllmaterials. Durch die große Auswahl an Zubehör kann das Leistungsspektrum jederzeit erweitert werden.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSsystems.de
 IDS: Halle 4.2, Stand J049, G048

Swiss Dental Academy:

Mit Kompetenz zum Prophylaxe-Profi

Allein im vergangenen Jahr führte die Swiss Dental Academy mehr als 600 Kurse durch. In über 19 Ländern weltweit vertreten, beschäftigt das Institut ein Team von rund 50 speziell geschulten Trainerinnen. Professionelle Prophylaxe ist inzwischen ein nicht mehr wegzudenkender Standard in der modernen Zahnarztpraxis. Mit ein Grund für die Erfolgsstory der Swiss Dental Academy. Die Swiss Dental Academy unterstützt die Praxis darin, ein Höchstmaß an Produktivität und Rentabilität zu erzielen. Ein spezifisches Kursprogramm rund um das Thema Prophylaxe bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Praxismitarbeitern genau das, was sie suchen, um in der Prophylaxe noch erfolgreicher zu werden. Die Erfahrung zeigt, dass man am meisten lernt, wenn auch die Hände



mitlernen. Darum bietet das Schulungsteam der Swiss Dental Academy theoretische Unterweisung und praktische Umsetzung zugleich. Die effizienten Kursprogramme in unterschiedlicher Länge umfassen klinische Hintergründe, verständliche Konzepte und hilfreiche Tipps, aber auch aktive Workshops mit Piezon- und AIR-FLOW-Geräten der neuesten Generation. Als Prophylaxe-Fachkraft sollte man das umfangreiche Kursprogramm der Swiss Dental Academy nutzen, um auch in Zukunft zu den Besten zu gehören. Das Schulungsprogramm der Swiss Dental Academy ist für alle zahnmedizinischen Fachkräfte sowie für Mitarbeiter der Dentalindustrie konzipiert. In Deutschland und der Schweiz ist die Swiss Dental Academy ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in der Prophylaxefortbildung.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.sda-swissdentalacademy.com
 IDS: Halle 10.2, Stand L010, M019

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info



Kompaktanlage:

Kommunikation ist praxisnotwendig

Die täglichen Abläufe in der Praxis erfordern ein hohes Maß an schneller und reibungsloser Kommunikation. Vieles muss zügig geschehen, damit genügend Zeit für das Wesentliche bleibt, den Patienten. Eine modern geführte Praxis ist daher immer auch ein kleines Wirtschaftsunternehmen und kann nur dann erfolgreich geführt werden, wenn sowohl Organisation als auch eine reibungslose Kommunikation gewährleistet sind. MULTIVOX gibt den praktizierenden Teams mit der MULTIVOX KOMPAKT Gegensprechanlage ein solches, in vielen Praxen bewährtes und auf den Behandler und sein Team abgestimmtes Organisations- und Kommunikationsmittel an die Hand. Die Anlage zeichnet sich vor allem durch die Kompatibilität zu ihren Vorgängermodellen aus. Sie ist modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar und somit eine rentable Lösung für viele un-



serer Kunden. Neben der Variante als Tischgerät sind insbesondere die Vielzahl der Einbaumöglichkeiten das große Plus dieser Anlage. Zur Standardausrüstung gehören u.a. eine 16-teilige Folientastatur, LED Betriebsanzeige, Sammelruf, Abhörsperre, Türöffnung sowie die Möglichkeit der Einspeisung von Hintergrundmusik. Weitere Sonderfunktionen können problemlos in das Modell integriert werden. Begleitet wird die MULTIVOX KOMPAKT Anlage von einem Sortiment an Lautsprechern, die so gearbeitet sind, dass sie sich unauffällig in fast jedes Ambiente einfügen, egal ob als Wand-, Decken- oder Möbeleinbau-Lautsprecher.

MULTIVOX Petersen GmbH
Tel.: 02 41/50 21 64
www.multivox.de
 IDS: Halle 10.2, Stand V047

Absaug-/Abscheideanlagenreiniger:
**Effektiv hohe
 Reinigungskraft**

Zahnärztliche Absauganlagen müssen störungsfrei, meist unter Höchstleistung arbeiten! Sollte dies nicht der Fall sein, liegen zu meist Saugstörungen vor. Hauptgrund sind dabei Schmutzablagerungen in der Absauganlage! Ein Zeichen dafür, dass die betroffene Absaug-/Abscheideanlage entweder überhaupt nicht oder aber mit nicht ausreichenden Reinigern gewartet wurde. Irrtümlicherweise gelangen oft auch nur Desinfektionsmittel zum Einsatz, die kaum oder gar keine Reinigungskraft besitzen. Das deutsche Unternehmen BEVISTON GmbH hat sich dieser Problematik gezielt gestellt und



aufgrund jahrelanger Erfahrung mit den Produkten Bevisto W1 und Bevisto W 2 eine gute, wirksame und preiswerte Lösung gefunden. Durch die Entwicklung von Bevisto W1 + Bevisto W2 ist es unter Berücksichtigung der effektiv hohen Reinigungskraft bei gleichzeitiger Materialverträglichkeit nun möglich, die Flussleistung in Absauganlagen von Zahnarztpraxen und Dentallaboren dauerhaft aufrechtzuerhalten. Durch die kombinierte Anwendung des sauren Bevisto W1 (niedriger pH-Wert) und des alkalischen Bevisto W2 (hoher pH-Wert) ergeben sich starke pH-Schwankungen. Mithilfe dieser pH-Verschiebungen entsteht eine enorme Reinigungskraft, die den in der Absauganlage befindlichen Mikroorganismen den für ihre Existenz benötigten Nährboden entziehen.

BEVISTON GmbH
Tel.: 0 47 41/18 19 8-30
www.beviston.com
 IDS: Halle 3.1, Stand K041

Gingivaretraktions-Material:
**Kleiner. Schlauer.
 Schneller**

Arbeiten auch Sie so ungern mit den großen Automix-Pistolen? Centrix stellt GingiTrac MiniMix vor. Die kürzlich weiterentwickelte 1:1 adstringente VPS-Formel ist jetzt in der patentierten Portionsdosis MiniMix erhältlich. Wesentlich patientenfreundlicher, einfacher zu applizieren, mit deutlich weniger Materialabfall. Die kleinere Größe und die einfache Anwendung sparen wertvolle Behandlungszeit und reduzieren den Patientenstress. Die MiniMix ist schnell vorzubereiten: Auswählen der passenden GingiCap-Größe. Retraktionsmaterial in die GingiCap und um die Präparation spritzen. Zubeißen. Drei bis fünf Minuten warten. Entfernen, fertig. Das dem GingiTrac beigemischte Adstringens kontrolliert die Nässeabgabe, während das fließfähige VPS-Material sanften Druck auf das Zahnfleisch ausübt. Der Patient erledigt die Arbeit – und beendet die Frustration des



traditionellen Fadenlegens. GingiTrac löst sich einfach, schnell, sicher und sauber, ohne Trauma oder Abspülen. Und ermöglicht Ihnen einen ersten Eindruck Ihres endgültigen Abdrucks. Das neue GingiTrac MiniMix-Starterkit enthält 24 Portions-Kartuschen, 24 Mischkanülen, 40 GingiCaps und eine Snub-Nose Snap-Fit™ Spritze.

Centrix Inc.
Tel.: 0800centrix (0800/2 36 87 49)
www.centrixdental.de
 IDS: Halle 10.2, Stand V064

ANZEIGE

wirkt breit

Dentatrend® SD 55 Sprühdeseinfektion

Unsere Sprühdeseinfektion wirkt echt breit - und zwar gegen Bakterien und Viren.

IHDE DENTAL

Dr. Ihde Dental AG • Dorfplatz 11 • 8737 Gommiswald
 Tel.: 055 293 23 23 • contact@implant.com

Präparate zur Faltenbehandlung:

Erwiesene Langzeitwirkung

Die Produktreihe TEOSYAL besteht derzeit aus acht verschiedenen Präparaten. Innerhalb des Herstellungsprozesses der Hyaluronsäure garantiert die patentierte Technologie (OMPS) optimale Vernetzungsparameter. Durch dieses innovative Verfahren ist TEOXANE in der Lage, Produkte mit graduierbaren und erweiterbaren rheologischen Eigenschaften zu entwickeln. Die extrem reinen, homogenen TEOSYAL-Gele sind monophasisch und haben dadurch eine erhöhte Resistenz gegenüber freien Radikalen, die für die Resorption der Hyaluronsäure und die Reduzierung der Füllwirkung verantwortlich sind. Die Implantate von TEOXANE sind für ihre erwiesene Langzeitwirkung bekannt, die mit zwölf bis 18 Monaten bei den stark volumengebenden Produkten als eine der längsten auf dem Markt gilt. Mehr als fünf Jahre klinische Erfahrung, über 1,8 Millionen injizierte Spritzen, eine Nebenwirkungshäufigkeit von weniger als 1/15.000 (die niedrigste auf dem Markt) und unabhängige, klinische Studien belegen die optimale Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit von TEOSYAL. Im März 2011 findet die Pro-



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

dukteinführung der Reihe PURE SENSE (Hyaluronsäure + Lidocain) in Deutschland auf der IDS statt. Mit dieser neuen Produktlinie hat das Unternehmen dann die umfangreichste Auswahl an Dermalfillern. Des Weiteren haben die Laboratories TEOXANE eine neue, ergänzende Kosmetikreihe auf Hyaluronsäurebasis entwickelt. Die innovative Pfegelinie, die gleich zwei Auszeichnungen der französischen Verbraucher erhielt, besteht aus einer Anti-Aging-Creme (Advanced Filler), die es für unterschiedliche Hauttypen gibt, einer getönten Kompaktpflege (Covering Repair) sowie einem Präparat (Pre/Post), welches mit seiner speziellen Wirkstoffkombination die Ergebnisse von kosmetischen Behandlungen optimiert.

TEOXANE Deutschland GmbH

Tel.: 0 81 61/14 80 50

www.teoxane.com

IDS: Halle 4.1, Stand D009

Universalspannsystem:

Jetzt sogar autoklavierbar

Maximat Plus ist ein Universalspannsystem für Kunststoff- oder Stahlmatrizen im Seitenzahnbereich. Mit Maximat Plus entfällt der herkömmliche Matrizenspanner. Die Anwendung ist schnell und ganz einfach: Nach Ausrichtung der Matrize am Zahn kann die Matrize mit nur einer Hand gespannt werden. Der Spannvorgang lässt sich vom Zahnarzt leicht beobachten und genau kontrollieren.

Nach der Befestigung der Matrize kann das Spanninstrument entfernt werden. Während der Behandlung verbleibt lediglich die MatrizenSpule im Mund, was den Komfort für den Patienten verbessert. Aber auch der Zahnarzt kann komfortabler arbeiten, da der Arbeitsbereich während der Füllphase und der Lichthärtung besser einsehbar ist. Außerdem wird eine optimale Verkeilung durch die kleinen MatrizenSpulen nicht behindert.

Maximat Plus vermeidet die Hebelkräfte des traditionellen Matrizenspanners, dadurch wird die Matrize approximal nicht mehr deformiert und das Gestalten eines perfekten Kontaktpunktes kann verwirklicht werden. Mit Maximat Plus können gleichzeitig mehrere Füllungen im selben Quadranten ausgeführt werden. Mit Maximat Plus können alle gewohnten Seitenzahnmatrizen bis maximal 7 mm Höhe verwendet werden. Maximat Plus ist heute das einzige System mit autoklavierbaren Spulen! Zahnärzte können jetzt wählen zwischen den vormontierten Einwegspulen und den neuen autoklavierbaren Spulen zum Wiederbenutzen.

POLYDENTIA SA

Tel.: +41 91/946 29 48

www.polydentia.com

IDS: Halle 10.2, Stand R050

Proteolytische Enzyme:

Postoperativer Heilungsprozess

Die kosmetische Zahnmedizin ist geprägt von stetigem Wachstum und hervorragenden Zukunftsperspektiven. Diese Entwicklung verdankt sie der konsequenten Entwicklung und Implementierung von Methoden und Therapieelementen, die das Ergebnis der ästhetisch-plastischen Interventionen im Hinblick auf eine Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten sichern. Der unmittelbar postoperative Heilungsprozess bietet in diesem Zusammenhang großes Potenzial, sehen sich die Betroffenen während dieser Phase einer gravierenden körperlichen wie psychischen Belastung gegenüber. Trotz sorgfältig ausgeführter Operationstechniken sind die Eingriffe nahezu immer mit der Ausbildung mehr oder minder stark ausgeprägter Ödeme und Hämatome verbunden. Sie behindern die Anlagerung des



Knochens an die Implantatoberfläche und damit letztlich den Aufbau der notwendigen Primärstabilität für die spätere Lastaufnahme der Kaukräfte. Hier leisten proteolytische Enzyme einen wertvollen Beitrag zur langfristigen Implantatsicherung. Durch Einsatz des Ananas-Enzyms Bromelain fallen postoperative Schwellungen und Hämatome deutlich geringer aus bzw. gehen schneller zurück. Im Sinne der Qualitätssicherung sollten Bromelain-Präparate mit Arzneimittelstatus eingesetzt werden, die weder Laktose, Gluten noch potenziell allergisierende Farbstoffe aufweisen (z.B. Bromelain-POS®).

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Tel.: 0 68 05/92 92-0

www.ursapharm.de

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Praxismanagement-Software:

Jetzt auch auf dem iPad



Das iPad von Apple ist in aller Munde! Nutzen Sie die Vorteile des iPads und die neue Mobilität in Ihrer Praxis. Da das DS-WIN-PLUS voll Terminal-Server fähig ist, kann das komplette Programm auf dem iPad bedient werden. Insbesondere jedoch das Zeigen von Patientenbildern über das DS-WIN-VIEW scheint mit dem iPad eine sinnvolle Alternative zum Zweitbildschirm am Behandlungsstuhl. Das Ganze funktioniert über eine Remote-Desktop-Verbindung in Verbindung mit Microsoft Terminal-Server. Auf dem iPad muss dann noch eine Remote-Desktop-App installiert sein und los geht's. Lassen Sie sich an unserem Stand auf der IDS beraten.

DAMPISOFT Software Vertrieb GmbH
Tel.: 0 43 52/91 71 16, www.dampisoft.de

IDS: Halle 11.2, Stand O020

Reinigungstablettenset:

Einwandfreie Hygiene

Patienten mit Schienen- und Sportmundschutz-Verordnungen erkundigen sich sehr oft, aufgrund auftretender Gerüche, nach geeigneten dentalen Pflegeprodukten. Jetzt haben die Tiefziehtechnik-Spezialisten aus Unna ihr Sortiment mit einem einzigartigen Reinigungstablettenset ergänzt. Maxi Fresh™ erhält der Patient direkt vom Zahnarzt, als professionelle Reinigungstabs für daheim. Durch tägliche Reinigung wird die Lebensdauer der Schienen deutlich erhöht sowie eine einwandfreie Hygiene und Funktion sichergestellt. Der Clou: Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten verzichtet Dreve bei MaxiFresh™ völlig auf Schleifstoffe und stellt damit eine extrem schonende, aber effektive Reinigung sicher.



Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 0 23 03/88 07-40, www.dreve.com

IDS: Halle 10.2, Stand T030, U031

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

ANZEIGE



Die sichere und effiziente Systemlösung für die Instrumentenaufbereitung.

- Reinigen/Desinfizieren.** Thermo-Desinfektor, das Original für die Instrumentenaufbereitung.
- Sterilisieren.** Neu, Klein-Sterilisator der B-Klasse.
- Dokumentieren.** Intelligente Systeme für nachvollziehbare Prozessabläufe.
- Garantieren.** Umfassende Serviceleistungen in höchster Miele Qualität.

Besuchen Sie uns auf der Fachmesse IDS



System4Dent
 Reinigen/Desinfizieren,
 Sterilisieren,
 Dokumentieren,
 Garantieren

Miele & Cie. KG
www.miele-professional.de
 Telefon 0180 230 31 31*

*0,06 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.



Neue Vergrößerungssysteme:

Mehr Flexibilität und Komfort

UNIVET präsentiert das neue Flip Up Evo™ System und zwei Rahmen speziell für das TTL System. Flip Up Evo™ besteht aus hochentwickelten Materialien: eine neue Generation von Techno Polymeren bietet mehr Flexibilität und Komfort. Spezielle Aluminium- und



Magnesium-Legierungen sind verantwortlich für das extrem leichte Gewicht – nur 85 Gramm – und bieten maximale Stabilität und Haltbarkeit. Vielseitig und anpassungsfähig bei allen operativen Anforderungen, gibt es das neue System mit klaren Schutzscheiben, Korrektorschutzscheiben und auf

Wunsch ausgerüstet mit Schutzscheiben gegen Laser oder UV 525 Strahlung. Die Besonderheit dieses Systems ist die Beweglichkeit, die eine außerordentliche Kinematik bietet. Zusätzlich kann ein LED-Beleuchtungssystem mittels Fliplock™ angebracht werden: eine Feststelleinrichtung, die nach Anpassung der Optik eine perfekte Stabilität des Aufbaus gewährleistet. Das System ermöglicht eine individuelle Einstellung, ist vollkommen wasserundurchlässig, mit hochauflösender Optik ausgestattet und leicht auswechselbar. Das Galilean System bietet eine Vergrößerung von 2,5x und einen Arbeitsabstand von 300 bis 500 mm. UNIVET präsentiert auch zwei neue Rahmen für die TTL Lupenbrillen: ein Modell mit einem sportlichen Design und extrem komfortablen, enganliegendem Bügelsystem sowie ein elegantes und ultraleichtes Modell, hergestellt aus Carbon, verfügbar in zwei Rahmengrößen.

UNIVET s.r.l.
Tel.: 07 21/49 91 09 72
www.univet-optic.com
 IDS: Halle 4.2, Stand J021

Alternative zu Chlorhexidin:

Hochantibakteriell und ohne Verfärbungen

CHX ist der klassische Wirkstoff zur Reduktion der Keimzahl und besonders nach OPs empfohlen. Aber jeder Zahnarzt weiß, dass CHX sichtbare Nebenwirkungen hat, die ihren Patienten nicht gefallen: Verfärbungen,



Geschmacksirritationen. Eine verfrühte Anwendung von CHX ist suboptimal, weil CHX erst dann verwendet werden sollte, wenn der operierte Bereich durch Epithelanhaftung verschlossen ist. (Vgl. Studie M. Robert Wirthlin, DDS, Brand J. AHN, DDS Belma Enriquez, BS, M. Zamirul Hussain, PhD. Periodontal Abs-

tract Band 54, Nummer 3, 2006). Der aktive Wirkstoff „stabilisiertes Chlorindioxid“ in retarDEX ist vergleichbar der hochantibakteriellen Wirkung des CHX, kann aber im Gegensatz zu CHX sofort z.B. nach Lappen-OPs verwendet werden. Die Lösung ist sehr mild und lässt sofort ein angenehmes Frischegefühl verspüren. Sowohl die retarDEX Zahncreme als auch die Mundspüllösung gibt ein lange anhaltendes Frischegefühl und Sicherheit vor Mundgeruch. Zudem ist die retarDEX Mundspüllösung für Patienten in homöopathischer Behandlung gut geeignet. Die retarDEX Zahncreme ist im Abrieb (RDA 53, ADA-geprüft) sehr gering, die antibakterielle Wirkung und das Frischegefühl sehr lange anhaltend. Die Mundspüllösung und die Zahncreme sind nun mit Fluorid erhältlich.

Megadent
Deflogrip Gerhard Reeg GmbH
Tel.: 02 11/1 77 54-0
www.megadent.de
 IDS: Halle 11.3, Stand C015

Ultraschallscaler:

Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann.



ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400ml) und ein großes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 steht jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox zur Verfügung.

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-inc.com
 IDS: Halle 11.1, Stand D030, E030, E039

Echt oder unecht?

**Mit CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic
gefertigte Restaurationen sind mit
bloßem Auge nicht mehr zu erkennen.**

- Perfekte Natürlichkeit oft nur in einer einzigen Schicht.
- Einzigartige Füllerpartikel kopieren Lichtstreuungseffekte natürlicher Zahnhartsubstanz.
- Farbecht vor und nach der Polymerisation.
- Langlebig, ästhetisch und einfach in der Verarbeitung.

