

Neues Moisturing Fluid

Für zusätzliche Feuchtigkeit beim Schichten hat Creation ein neues Moisturing Fluid auf den Markt gebracht.

ANZEIGE



Tel.: 0 22 67 - 65 80-0 • www.picodent.de

Langanhaltende Feuchtigkeit für alle Keramikmassen: Das neue Moisturing Fluid von Creation Willi Geller wird bei umfangreichen Restaurationen und komplexen Korrekturbränden als universelles Feuchthalte-Medium der aufgetragenen Keramikmasse eingesetzt, damit der Zahntechniker sie länger und kontrollierter verarbeiten kann. Die chemische Zusammensetzung des Feuchtigkeitsfluids wurde so eingestellt, dass es mit allen Keramiksyste-men von Creation kompatibel ist. Es wird zusätzlich zur jeweiligen Modellierflüssigkeit verwendet, um die Verarbeitungszeit angemischter Schichtkeramiken zu verlängern – besonders vorteilhaft bei großspannigen Keramikrestaurationen und Korrekturbränden. Die bereits auf das Gerüst aufgetragene Keramikmasse trocknet

nicht so schnell aus und wird durch das Fluid plastischer bzw. modellierbarer und lässt sich dadurch auch gezielter applizieren – für mehr Effizienz und Präzision beim Schichten! Bei der Brandführung ist darauf zu achten, dass die Vortrocknungs- und die Verschlusszeit jeweils um eine Minute verlängert wird, um ein vollständiges Verdampfen der Flüssigkeit zu garantieren. Das neue Moisturing Fluid von Creation zur Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts von Keramikmassen ist ab sofort in einem Fläschchen mit 25 Milliliter erhältlich. **ZT**



Das Moisturing Fluid ist mit allen Keramikmassen kompatibel.

ZT Adresse

CREATION WILLI GELLER
INTERNATIONAL GMBH
Koblacherstr. 3
6812 Meiningen
Österreich
Tel.: +43-(0) 55 22/7 67 84
Fax: +43-(0) 55 22/7 36 99
E-Mail: info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Präzision und universeller Einsatz

Die Universaleinbettmasse rema[®] CC von Denta-urum eignet sich für die Kronen- und Brückentechnik.

Nach der erfolgreichen Einführung der Spezialeinbettmasse rema[®] TT für die Teleskoptechnik im edelmetallfreien Bereich wurde der Beweis für höchste Präzision auch bei CoCr-Legierungen angetreten. Mit der Neuentwicklung rema[®] CC geht die Denta-urum-Gruppe noch einen Schritt weiter. Dieses Konzept auch in der universellen Anwendung umzusetzen, war eine Herausforderung, die erfolgreich gemeistert wurde. rema[®] CC ist die universell einsetzbare Einbettmasse für alle Anwendungen – ohne Wenn und Aber. Gleich ob EMF-Legierungen oder Legierungen aus Edelmetallen, auch bei Presskeramiken zeigt dieses Universalprodukt keine Schwächen. Passgenaue Konstruktionen, auch über größere Spannen, insbesondere im edelmetallfreien Bereich zu erzielen, war bisher keine Selbstverständlichkeit.

rema[®] CC besticht durch eine sehr angenehme Verarbeitung. Dünnflüssigkeit, eine lange Verarbeitungszeit und ein sehr weiches Ausbettverhalten sind nur einige der Vor-



rema[®] CC überzeugt durch gute Verarbeitungseigenschaften.

teile. Eine hohe Wirtschaftlichkeit wird durch gesenkte Vorwärmtemperatur erreicht. Denta-urum legt aber nicht nur Wert auf eine hervorragende Produktqualität. Hilfestellungen und Informationen rund um das

Know-how zur Erzielung passgenauer Güsse werden begleitend über das brandneue rema[®] CC-Kompendium „Der passgenaue Guss“ gegeben.

Darüber hinaus wird als Bestandteil eines Einführungs-Sets ein nützlicher Präzisionsprüfkörper angeboten.

Attraktive Einführungsangebote inklusive Klimaschrank runden das Serviceangebot rund um rema[®] CC von Denta-urum ab. **ZT**

ZT Adresse


DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@denta-urum.de
www.denta-urum.de
ZWP online Weitere Informationen finden Sie auf www.zwp-online.info

Abutmentrohlinge

Zirkonzahn stellt Abutmentrohlinge für selbst gefräste Abutments vor.

Implantate erfreuen sich bei Patienten und Zahnärzten immer größerer Beliebtheit. Diesem Trend folgend, werden immer

reits CNC vorgefräst sind, neu im Sortiment an. Dank der Vorfärsung braucht lediglich die gewünschte Außenform der Abut-



Abutmentblöcke mit Abutments.

neue Implantatsysteme entwickelt und eine Vielzahl von Abutments benötigt. Mit dem manuellen Fräsgerät „Zirkograph“ und den neuen vorgefertigten Abutmentrohlingen können nun in kürzester Zeit die verschiedensten Abutments einfach und präzise gefräst werden. Zirkonzahn bietet Abutmentrohlinge, in denen Implantatanschlüsse sowie Schraubenkanäle für verschiedene Implantatsysteme (u.a. Straumann[®], Brånemark[®], Astra[®]) be-

ments noch manuell gefräst zu werden. Die damit zu erzielende Zeitersparnis und Präzision sind enorm. **ZT**

ZT Adresse

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais (BZ), Südtirol, Italien
Tel.: +39-04 74/06 66 60
Fax: +39-04 74/06 66 61
E-Mail: info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Software für das Dentallabor die begeistert!



Wir bieten Ihnen Produkte für die einfache Abrechnung, das Neukunden Management, die komplette Kapazitätsplanung, die Auftragsverfolgung im Labor, die Materialverwaltung mit Barcode-Technik, Personalzeiterfassung mit RFID-Technik, und vieles weitere mehr! Dadurch dass unsere Produkte ständig miteinander kommunizieren entstehen große Vorteile für Sie. So können Sie unterschiedlichste Informationen miteinander vergleichen, z.B. Daten der Abrechnung mit denen der Zeiterfassung oder den Kundenumsatz mit dem Kundenaufwand. Außerdem garantieren wir Ihnen zuverlässige Betreuung durch unseren Kunden-Support!

Sie werden begeistert sein!

Fordern Sie noch heute detaillierte Unterlagen an:

B.S.D. Datentechnik GmbH
Högstr.10 - 79108 Freiburg
Telefon: 07665-92260
www.bsd-freiburg.de
info@bsd-freiburg.de



ANZEIGE