



**EMS TREIBT ERGONOMIE UND LEISTUNG AUF DIE SPITZE**

**KENNZIFFER 0821**

Zur IDS brachte EMS die Piezon V-CLASS hervor. Diese neue Generation von Scaling-Instrumenten überzeugt durch ihr intelligentes Design, die neu entwickelte Verbindung zum Handstück und die verbesserte Leistungsübertragung auf das Instrument.

**Mehr Ergonomie für den Anwender**

Der Behandler spürt die optimierte Leistungsübertragung bis in die Spitze seines Instrumentes und erlebt die Effizienz

in der Praxis. Zudem spart er Zeit und Mühe beim Auf- und Abschrauben der Instrumente: statt mehrmaligem Umgreifen genügt nur eine halbe Umdrehung mit der CombiTorque V-CLASS. Das kurze Schraubengewinde erleichtert zudem die Reinigung und bietet weniger Platz für böse Keime und Bakterien.

**Längere Lebensdauer**

Die einzigartige Passform optimiert die Schnittstelle zwischen Instrument und Handstück und reduziert die natürliche Abnutzung der beiden Gewinde. Zudem hat EMS die Speziallegierung der Swiss Instruments V-CLASS noch einmal verbessert und somit die Lebensdauer erhöht.



▲ Original Piezon V-CLASS Instruments – optimale Übertragung der Power und schnelle Handhabung.

**Goldstandard-Produkte bereits ausgestattet**

EMS hat 14 Original EMS Swiss Instruments mit diesem neuen Standard ausgestattet: Allen voran natürlich die V-PS-Spitze – dieser Alleskönner von EMS eignet sich für praktisch 90 % aller Anwendungen bei der Zahneinzelreinigung – sowie verschiedene Instrumente für die Bereiche Scaling, Perio und Endo.

Ab sofort sind die genannten Vorteile der neuen Generation Piezon V-CLASS optional bei ausgesuchten Geräten verfügbar. Dazu zählen: Piezon Master 700, Air-Flow Master Piezon und miniMaster LED.

**EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH**

Schatzbogen 86  
81829 München  
Tel.: 0 89/42 71 61-0  
Fax: 0 89/42 71 61-60  
E-Mail: info@ems-ch.de  
[www.ems-dent.de](http://www.ems-dent.de)



**PROPHY VOM PROFI: ULTRAPRO TX UND ULTRASEAL XT PLUS**

**KENNZIFFER 0822**



Die neu entwickelte Prophy-Paste Ultrapro Tx steht in drei verschiedenen Körnungen zur Verfügung. Eine spezielle Komposition vermeidet das Spritzen. Viele Aromen – Cool Mint, Walterberry, Bubble Gum, Orange Dreamcicle – erhöhen das Wohlbefinden des Patienten. Aber auch eine „Pure“-Variante – öl-, farbstoff- und fluoridfrei – steht zur Verfügung. Die Pasten in verschiedenen Farben sind klar in den praktischen Portionsnapfchen zu erkennen.

Nach der Behandlung ist Ultrapro Tx leicht und vollständig abzuspülen, so gibt es kein nachträgliches „sandiges“ Gefühl auf den Zähnen. Der Gehalt an Fluoriden und Kaliumnitrat wirkt Zahneempfindlichkeiten entgegen und stärkt den Schmelz.

So gesäuberte, aber enge Fissuren sollten dauerhaft versiegelt werden. Dazu dient UltraSeal XT plus, denn dieses System funktioniert rasch und sicher:

Zwischen Schmelz-Ätzung und Versiegler-Auftrag kommt PrimaDry zur Anwendung, das die letzten Feuchtigkeitsreste aus der Fissur holt (der hohe Anteil an Lösungsmittel „verfliegt“) und zu einer guten Benetzung durch den Versiegler führt. So wird die intensive Penetration von UltraSeal XT plus wesentlich erleichtert.

Die Applikation von Ultra-Etch, PrimaDry und UltraSeal XT plus erfolgt durchweg direkt aus Spritzen mithilfe von durchdachten Spritzenansätzen. So ist ein sparsames, kontinuierliches Auftragen möglich, und feine Borsten an den Brush Tips ermög-

lichen bei Ätzgel und Versiegler ein besonders intensives Einbürsten.

UltraSeal XT plus ist ein zu 58 % gefüllter Versiegler. Dies vermindert die Polymerisationsschrumpfung, Versiegelungen werden stabil und dauerhaft.

Optimierte Materialien und anwendungsgerechte Applikationshilfen führen zu einer strukturierten Anwendung, die ein klares schrittweises Vorgehen und damit einen reproduzierbaren Behandlungsablauf ermöglichen. Eine „Step by Step“-Anleitung kann unter [www.updental.de](http://www.updental.de) heruntergeladen werden.

So gewinnt man gesunde Zähne und zugleich Vertrauen – bei den kleinen Patienten und den Eltern: Die Versiegelung ist „schnell fertig“, und die Zähne sind dauerhaft geschützt.



**ULTRADENT PRODUCTS**

Am Westhover Berg 30  
51149 Köln  
Tel.: 0 22 03/35 92-15  
E-Mail: info@updental.de  
[www.updental.de](http://www.updental.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



**TEPE INTERDENTALBÜRSTEN – FÜR JEDEN INTERDENTALRAUM**

**KENNZIFFER 0831**



Bereits seit Unternehmensgründung im Jahr 1965 legt TePe den Fokus auf die Stärkung des Bewusstseins für präventive Zahnpflege und interdentalen Reinigung. Das breit gefächerte Sortiment von Interdentalbürsten wurde in enger Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt und ist den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher angepasst.

TePe Interdentalbürsten eignen sich für enge bis weite Interdentalräume und haben einen benutzerfreundlichen Griff für die einfache Anwendung. Sorgfältig ausgewählte Borsten sorgen für eine effiziente Reinigung und lange Haltbarkeit. Alle TePe Interdentalbürsten sind farbcodiert, um dem Anwender die Erinnerung an seine Größe zu erleichtern.



Der kunststoffummantelte Draht garantiert eine schonende Reinigung. Alle TePe Interdentalbürsten sind aus recyclebaren Materialien (Kunststoff: Polypropylen) hergestellt und können problemlos im Hausmüll entsorgt werden.

TePe Interdentalbürsten Original sind in neun Größen erhältlich – passend für enge bis weite Interdentalräume. Der Draht aller Größen ist für eine schonendere Reinigung kunststoffummantelt. Unsere qualitativ hochwertigen Borsten garantieren eine maximale Effektivität und Haltbarkeit. Der Griff ist kurz und handlich, um kontrollierte und

gleichmäßige Bewegungen bei der Reinigung zu ermöglichen.

TePe Interdentalbürsten X-soft haben speziell ausgewählte lange und extra weiche Borsten, die raumfüllend und schonend für die Papille sind. Die Pastellvariationen der TePe Interdentalbürsten X-soft stimmen mit den Farben der originalen Interdentalbürsten überein, beginnend bei ISO-Größe 1. Alle sechs Größen sind kunststoffummantelt, um eine schonende Reinigung zu garantieren.

Jetzt neu: TePe Angle erweitert die Produktpalette der Interdentalbürsten. Diese einfach anzuwendende Interdentalbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung aller Interdentalräume. Durch den schmalen, gewinkelten Bürstenkopf ist die Reinigung im Molarenbereich – sowohl palatinal, lingual als auch bukkal – möglich. Der lange, flache und ergonomisch geformte Griff ermöglicht eine kontrollierte Reinigung der Interdentalräume. TePe Angle ist in sechs Größen erhältlich. Die Größen richten sich nach den Interdentalbürsten Original und sind ebenfalls kunststoffummantelt.

**TEPE MUNDHYGIENEPRODUKTE VERTRIEBS-GMBH**

Flughafenstraße 52  
22335 Hamburg  
Tel.: 0 40/57 01 23-0  
Fax: 0 40/57 01 23-190  
E-Mail: kontakt@tepe.com  
[www.tepe.com](http://www.tepe.com)



**ALPROX ALKOHOLFREIE MUNDSPÜLUNG**

**KENNZIFFER 0832**

Den Traum, allein mit einer Mundspülung Karies und Parodontitis verhindern zu können, kann man leider noch nicht erfüllen. Aber ALPRO MEDICAL kann mit der Mundspüllösung Alprox vor Plaque und Zahnstein schützen und das Zahnfleisch stärken. Alprox dient zur täglichen Ergänzung bei der Zahnpflege, beseitigt unangenehmen Mundgeruch und bekämpft die Mikroorganismen\* in der Mundhöhle. Die gebrauchsfertige alkoholfreie Mundspüllösung ist universell einsetzbar, sie dient auch zur Anwendung in Mundspül- und Ultraschallgeräten. Ebenso unterstützt Alprox den Heilungsprozess bei

Entzündungen von Zahnfleisch (Gingivitis), Zahnbett (Parodontitis) und Mundschleimhaut (Stomatitis).

Alprox ist frei von Chlorhexidin, somit sind die in der Literatur beschriebenen Geschmackveränderungen und Zahnverfärbungen ausgeschlossen. Durch das dezente Pfefferminzaroma sorgt die Mundspülung der Firma ALPRO für einen frischen Atem.

Alprox dient zur Reinigung und Pflege der Mundhöhle und Zahnfleischtaschen während und nach der Parodontosebehandlung. Einsetzbar ist Alprox zur Reinigung und Pflege während und nach der Entfernung von Zahnstein und Konkrementen und kann auch zum Spülen des Wurzelkanals eingesetzt werden.

Die universell einsetzbare und gebrauchsfertige Spüllösung ist in zwei Lieferformen erhältlich. Mit der beigelegten Alprox-Dosierkappe ist eine einfache und



sichere Dosierung aus der 250-ml-Flasche und der 1-l-Flasche möglich.

\*insbesondere Bakterien, Zahnbeläge, Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch

**ALPRO MEDICAL GMBH**

Mooswiesenstraße 9  
78112 St. Georgen  
Tel.: 0 77 25/93 92-0  
E-Mail: info@alpro-medical.de  
[www.alpro-medical.de](http://www.alpro-medical.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



**PHILIPS BEFRAGTE IDS-GÄSTE AM MESSESTAND**

**KENNZIFFER 0841**

„Philips hat den Besuchern auf der IDS die Weltneuheit Sonicare AirFloss präsentiert und ist damit dem Anspruch dieser Großveranstaltung gerecht geworden“, so Kristina Weddig, Manager Marketing Oral Healthcare CO DACH.

Sonicare AirFloss ist ein einfach anzuwendendes, effektives und effizientes Produkt für die häusliche Reinigung der Zahnzwischenräume. Das Bedürfnis nach einem solchen Gerät ist enorm, meinten 87 Prozent der Zahnärzte, die an einer Befragung am Philips-Messestand teilnahmen. „Die positive Resonanz der IDS-Gäste auf unser Neuprodukt hat unsere Erwartungen übertroffen“, so Weddig weiter.



Insbesondere die Unzufriedenheit mit den bisherigen Hilfsmitteln zur Zahnzwischenraumreinigung wurde bei der Befragung deutlich. Während immerhin noch gut 50 Prozent der befragten Zahnärzte Zahnseide und über 80 Prozent Interdentälbürsten für erfolgreich hielten, war das Urteil zu Mundduschen ver-

nichtend, rund 71 Prozent der Zahnärzte bewerten sie als nicht erfolgreiches Hilfsmittel. So sehen es auch 88 Prozent der befragten DH, ZMF und Prophylaxe-Helferinnen.

Die Hauptursache für die zu seltene Anwendung von Zahnseide sehen die Praxisteams weniger darin, dass sie Schmerzen oder Zahnfleischbluten verursacht bzw. den Badezimmerspiegel verunreinigt. Laut 60 Prozent der Zahnärzte liegt der Grund eher in der schwierigen Anwendung, während zwei Drittel der befragten DH, ZMF und Prophylaxe-Helferinnen meinten, ihre

Benutzung sei für die Patienten zu zeitaufwendig.

**7.500 Tests am IDS-Stand – ein neuer Rekord**

Sonicare AirFloss arbeitet mit einem Hochdruck-Sprühstrahlmisch aus Luft und Mikrotröpfchen. Diese Microburst-Technologie bietet eine völlig neue Art des Plaque-Biofilm-Managements im approximalen Bereich – also für rund 40 Prozent der Zahnoberflächen. „Über 7.500 IDS-Besucher nutzten die Gelegenheit und testeten die Sonicare-Produkte an unserem Messestand“, ergänzt Kristina Weddig. „Und nach dem Test haben wir natürlich auch nach dem persönlichen Eindruck gefragt. Hier zeigte sich, dass AirFloss als ein Produkt für die häusliche Anwendung durch alle Patientengruppen gesehen wird.“ 70 Prozent der befragten Zahnärzte gaben direkt an, AirFloss den eigenen Patienten empfehlen zu wollen. Der Anteil der Ärzte, die diese Antwort gaben, lag annähernd gleich hoch wie der Wert bei DH, ZMF und Prophylaxe-Helferinnen.

**PHILIPS ORAL HEALTHCARE GMBH**

Lübeckertordamm 5  
20099 Hamburg  
Tel.: 0 40/28 99 15 09  
[www.philips.de/sonicare](http://www.philips.de/sonicare)



**PROPHYLAXE – GANZ EINFACH UND SO ANGENEHM**

**KENNZIFFER 0842**

Führen Sie Ihre Patienten mit dem KaVo-Prophylaxesystem jetzt Schritt für Schritt zu einem perfekten Lächeln.

**Step 1 – Workflow:** KaVo bietet mit der Primus 1058 Einheit die perfekte Integration und den optimalen Prophylaxe-Workflow. Das Gerät kann nicht nur als professionelles Prophylaxesystem genutzt werden, sondern gleichzeitig als vollwertige Behandlungseinheit.

**Step 2 – Zahnbelagentfernung:** Mit dem vielseitigen SONICflex quick 2008L, stärkster und leisester Airscaler seiner Klasse, lösen Sie spielend einfach selbst harte Beläge gründlich, zeitschonend und so angenehm für Ihre Patienten. Die sanften Oszillationen überzeugen sogar schmerz-



Prophylaxe mit KaVo  
Alles. Einfach. Angenehm.

empfindliche Patienten. Mit nur einer Umdrehung lässt sich die Spitze einfach und schnell wechseln. Das SONICflex ist für zahlreiche weitere Anwendungen flexibel einsetzbar, auch auf Sirona-Kupplungen.

**Step 3 – Zahnreinigung:** Zaubern Sie Ihren Patienten mit dem PROPHYflex 3 ein Strahlen ins Gesicht. Das KaVo Pulverstrahlgerät macht das unglaublich einfach. Mit der um 360 Grad drehbaren Kanüle arbeiten Sie ermüdungsfrei, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Die Zahnreinigung mit dem KaVo PROPHYpearls ist angenehm und sanft.

**Step 4 – Zahnpolitur:** Die abschließende Politur für ein perfektes Endergebnis der professionellen Zahnreinigung ist mit den KaVo Prophylaxeinstrumenten DURAtec 2933 und INTRAMatic 31 ES und den universell adap-

tierbaren Snap-on oder Screw-in-Aufsätzen so einfach für Sie. Die Instrumente sind dauerhaft zuverlässig dank schützender Kopfabdichtung gegen das Eindringen von Polierpaste. Das DURAtec 2933 bietet beste Reinigungsleistung durch die ideale Verteilung der Paste mithilfe der 90-Grad-Wechselbewegung.

**Step 5 – Karieserkennung:** So einfach und sicher erkennen Sie mit dem DIAGNOdent pen Karies schon im Frühstadium. Das kleine handliche Instrument bietet bei Fissuren- und Approximalkaries sowie in der Parodontitisprophylaxe (Konkrementdetektion) mit über 90-prozentiger Erkennungsquote ein nahezu unschlagbares Verfahren. Die moderne Diagnosemethode ist schmerzfrei, sicher und schont die gesunde Zahnschicht.

Mit dem umfassenden KaVo Prophylaxesystem zaubern Sie Ihren Patienten nicht nur ein Strahlen ins Gesicht, sondern erzielen darüber hinaus zusätzlich abrechenbare Leistungen für Ihre Praxis.

**KAVO DENTAL GMBH**

Bismarckring 39  
88400 Biberach/Riß  
Tel.: 0 73 51/56-0  
E-Mail: [info@kavo.com](mailto:info@kavo.com)  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

**P** **PROPHYLAXEPASTEN FÜR ALLE INDIKATIONEN**

**KENNZIFFER 0851**

Prophylaxepasten von SHOFU sind in verschiedenen Ausführungen und Geschmacksrichtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen zuverlässig Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.

Merssage Regular (RDA 170–180) wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung sowie



zur Politur von Zahnoberflächen und nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.

Merssage Fine (RDA 40–50) verwendet man bei leichten Verfärbungen, zur Politur

nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen.

Merssage Plus (RDA < 10) ist geeignet zur Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche.

Die fluoridfreie Prophylaxepaste Presage (RDA 170–180) ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
Tel.: 0 21 02/86 64-0  
E-Mail: info@shofu.de  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

**P** **NEUE FLUORIDFREIE POLIERPASTE CLEANIC®**

**KENNZIFFER 0852**

Cleanic ist die neue fluoridfreie Polierpaste von KerrHawe. Damit eignet sich die Prophy-Paste Cleanic insbesondere für Zahnpolituren, die unmittelbar vor einer adhäsiven Versorgung stattfinden – im Rahmen der adhäsiven Füllungstherapie, aber auch bei der adhäsiven Befestigung von Brackets. „In unserer Welt sorgen Polierpasten für bessere Haftkraft und nutzen

konsequent Perlite“, so Oliver Klein, Prokurist und Country Manager, Kerr GmbH, Deutschland und Österreich.

Daneben ist das Neuprodukt von KerrHawe auch für die Behandlung von Patienten mit Fluorose entwickelt worden.

Cleanic besitzt eine angenehme cremige Konsistenz, minzigen Geschmack und wird in der ökonomischen 100-g-Tube ange-



boten. Cleanic ist mit einem RDA-Wert von 27 sanft zur Zahnschmelze, aber wirkungsvoll gegenüber Biofilm-Belägen und Verfärbungen.

Die fluoridfreie Prophy-Paste Cleanic ergänzt die erfolgreiche Cleanic-Produktfamilie und wird neben den Varianten mit klassischem Minze-Geschmack in den Geschmacksrichtungen Bubble Gum und Green Apple (mentholfrei) angeboten.

**KERR GMBH**

Murgstraße 1/14  
76437 Rastatt  
Tel.: 0 72 22/96 89 70  
[www.kerrdental.de](http://www.kerrdental.de)

**P** **REMOT IMPLANT ZUR PROFESSIONELLEN PFLEGE UND PRÄVENTION** **KENNZIFFER 0853**

Hochwertige Implantate und deren Aufbauten aus Keramik, Kunststoff oder Metall benötigen, ebenso wie natürliche Zähne, effektives Biofilm-Management. Deshalb ist eine stetige professionelle Pflege sehr wichtig. Dies kommt dann der Gesundheit der



Gingiva und der natürlichen Zähne ebenso zugute, wie dem ästhetischen Gesamtbild. Mit der neuen Polierpaste REMOT implant pflegen Sie die Implantate, deren Aufbauten und auch alle empfindlichen Oberflächen

optimal und äußerst schonend. Der sehr niedrige RDA-Wert von < 7\* gibt Ihnen dabei die nötige Sicherheit.

\* Methode nach Stookey/Schemehorn mit Referenzsubstanz Bimsstein für Prophylaxepasten

**Literatur**

Stookey GK, Schemehorn BR: A Method for Assessing the relative Abrasion of Prophylaxis Materials. J Dent Res 1979; 58:588. Erhaltene RDA-Werte: <7 für „REMOT implant“ und 7 für Produkt „P“ Abrasionsgrad fein (rosa)

**LEGE ARTIS PHARMA GMBH + CO. KG**

Breitwasenring 1  
72135 Dettenhausen  
Tel.: 0 71 57/56 45-0  
E-Mail: info@legeartis.de  
[www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



**PERIOMARKER® AMMP-8 SCHNELLTEST VON CHLORHEXAMED®**

**KENNZIFFER 0861**



Mundhygieneinstruktionen oder eine wirksame Keimzahl senkung einleiten. Insbesondere bei Parodontitispatienten in der Nachsorge, bei Implantatpatienten und bei Risikopatienten ist die Früherkennung einer aktiven parodontalen Entzündung eine wertvolle Hilfe. Der Schnelltest kann chairside vom Zahnarzt oder einer Mitarbeiterin in etwa zehn Minuten durchgeführt werden. Aufgrund des unmittel-

bar vorliegenden Testergebnisses hat der Zahnarzt die Möglichkeit, noch während der Sitzung die Notwendigkeit einer Therapie zu belegen und den Patienten zur weiteren Mitarbeit zu motivieren.

bar werden. Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von Chlorhexamed® weist mittels einer patentierten Technologie das Enzym Matrix-Metalloproteinase-8 nach, welches in seiner aktiven Form (aMMP-8) gemäß internationaler Studien für die Zerstörung des Kollagenetzwerks des Zahnhalteapparates verantwortlich ist: aMMP-8 ist bereits während früher Phasen der parodontalen Entzündung aktiviert und nachweisbar. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gewebeabbau in der Regel noch reversibel. So kann der Zahnarzt frühzeitig therapeutische Maßnahmen wie zum Beispiel einen engmaschigen Recall, Biofilmentfernung,

Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von Chlorhexamed® kann zum Nettopreis von 20,97 Euro pro Test bei Glaxo-SmithKline unter der Telefonnummer 0 72 23/76-26 81, der Faxdurchwahl -35 26 oder beim Zahnarzt-Außendienst bestellt werden. Bis zum 30. Juni 2011 gibt es ein besonders attraktives Angebot: Beim Kauf von 30 Tests bekommt der Kunde weitere 10 gratis dazu.

Der PerioMarker® aMMP-8 Schnelltest von Chlorhexamed® kann zum Nettopreis von 20,97 Euro pro Test bei Glaxo-SmithKline unter der Telefonnummer 0 72 23/76-26 81, der Faxdurchwahl -35 26 oder beim Zahnarzt-Außendienst bestellt werden. Bis zum 30. Juni 2011 gibt es ein besonders attraktives Angebot: Beim Kauf von 30 Tests bekommt der Kunde weitere 10 gratis dazu.

**GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GMBH & CO. KG**

Bußmatten 1  
77815 Bühl  
Tel.: 0 72 23/76-0  
E-Mail: unternehmen@gsk-consumer.de  
[www.gsk-consumer.de](http://www.gsk-consumer.de)



**EINSTUFIGER EINWEGPOLIERER ZUR AUSARBEITUNG UND POLITUR**

**KENNZIFFER 0862**



Mit nur einem Instrument und in einem Arbeitsgang finieren und polieren Sie Kompositrestaurationen und Zahnoberflächen durch einen druckgesteuerten Bearbeitungsprozess:

- Ausarbeitung mit einem Andruck von ca. 1,0 N
- Politur mit einem Andruck von ca. 0,3 N.

Mit OneGloss PS werden folgende Anwendungsbereiche abgedeckt:

- Finieren und Polieren von Kompositrestaurationen
- Entfernen überflüssiger Haftvermittler- oder Zementreste ohne Schmelzbeschädigung

- Beseitigung von Zement und Politur des Zahnschmelzes nach Entfernung von Zahnspangen und -bändern
- Politur von Zahnschmelz nach Zahnsteinentfernung
- Entfernung von Verfärbungen der Zahnoberfläche.

**Vorteile**

- hygienische Verpackung gewährleistet einfache Lagerung und Anwendung
- überschaubare Prozessabläufe in der Praxis durch Einmalverwendung
- Zeitersparnis, da der Instrumentenwechsel entfällt
- zur optimalen Politur aller Zahnflächen in drei Formen verfügbar.

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
Tel.: 0 21 02/86 64-0  
E-Mail: info@shofu.de  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.