

# centrix<sup>®</sup>

8.9 MM TIEFENHÄRTE IN 40 SEKUNDEN!

## ZWP-LESERAKTION!

# SUPERCURE<sup>®</sup> – ANGEBOT!



**1 + 1 ohne Berechnung,  
Bestellen Sie eine Dose SuperCure,  
erhalten Sie eine zweite Dose gratis dazu\*.**

SuperCure und SuperCure-Q einfach direkt in die präparierte Kavität spritzen und einen Stumpfaufbau mit hoher Festigkeit in 60 Sekunden oder weniger herstellen.

SuperCure (Dentinhärte / Barium-Borosilikatglasfüller) und SuperCure-Q (Härter als Dentin / Quarzglasfüller) sind lichthärtende Stumpfaufbaumaterialien, die durch vorgefüllte Einzeltips appliziert werden. Das transluzente Material härtet mit jeder Lichtquelle auch in der Tiefe aus.

- Schnelle Lichtaktivierung und tiefgehende Aushärtung – 8,9 mm in 40 Sekunden
- Vorgefüllte Spritzenaufsätze mit Einzeldosen für maximale Keimreduktion
- Durch die standfeste Formulierung muss keine Matrize verwendet werden
- Keine Automix-Düsen
- Farbtöne Natur + Kontrast
- Röntgenopak
- SuperCure in 0.25 + 0.5 g Spitzen (a 30 St.)
- SuperCure Q in 0.5 g Spitzen (a 30 St.)



\* Gleiche Tipgröße, andere Sorte & Farbe möglich, solange Vorrat reicht, gültig bis 12. August 2011



**Centrix, Inc.**

Andreas Lehmann  
Schlehdornweg 11a  
50858 Köln

**Telefon: 0800centrix  
(0800 2368749)**

Telefax: 0221 530978-22  
koeln@centrixdental.com

# centrix<sup>®</sup>

*Macht Zahnheilkunde einfacher.<sup>SM</sup>*



[www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de)