

# Einstieg in die digitale Welt

„Wegold goes digital“ und gibt den Startschuss mit Zirkon-, PMMA- und Wachsblanks für CAD/CAM-Restaurationen.



Eingefärbte Wegold Zr Blanks in den VITA-Zahnfarben von A1 bis A3,5 sowie B1.

Um der steigenden Nachfrage nach CAD/CAM-Restaurationen gerecht zu werden, geht die Wegold Edelmetalle GmbH neue Wege. Mit Zirkon-, PMMA- und Wachsblanks bietet Wegold nun auch Produkte für CAD/CAM-basierte Lösungen in hoher Qualität an.

## Biokompatibilität und hohe Festigkeit

Den Anfang bilden Wegold Zirkon Blanks aus yttriumstabilisiertem und vorgesinterter Zirkoniumdioxid zur frästechnischen Herstellung von Einzelkappchen und weitspannigen Brückengerüsten bis zu 14 Glieder als auch Abutments und Primärteile. Die gefrästen Versorgungen zeichnen sich durch ihre Biokompatibilität und hohe Festigkeit im Bezug auf die Druckbeanspruchung aus. Die Varianten Wegold Zr w (weiß), t (transparent) und voreingefärbt unterscheiden sich durch einen unterschiedlichen Gehalt an Aluminiumoxid. Wegold Zr Blanks sind in Rundenform in den Dicken zwischen 10 und 25 mm erhältlich. Die eingefärbten Zir-



Transluzenter und vorgesinterter Wegold Zr Blank.

konblanks sind in den VITA-Zahnfarben von A1 bis A3,5 sowie B1 voreingefärbt, sodass der Anwender das ideale Grundmaterial für die jeweilige Versorgung auswählen kann. Wegold Zr Blanks werden sowohl mit als auch ohne Umlauf, postisostatisch als auch isostatisch angeboten.

## Ergänzung des Produktportfolios

Eingefärbte Wegold PMMA Blanks ergänzen das neue Produktportfolio an

CAD/CAM-Rohlingen. Mit 10 mm umlaufenden Absatz bestehen sie aus Kunststoff, der sich für temporäre Provisorien mit zwei Zwischengliedern eignet. Als rückstandslos verbrennbarer und transparenter Kunststoff werden Wegold PMMA Blanks mit dem Namenszusatz T für transparent für Gerüste zur Einprobe im Patientenmund sowie für die Gieß- bzw. Überpresstechnik verwendet. Wegold Wachs Blanks komplettieren die Angebotspalette. Als rückstandslos ausbrennfähiges und industriell vorgefertigtes Material werden sie als Gerüstmaterial für die Gieß- und Überpresstechnik eingesetzt. Die Wegold Wachs Blanks sind sowohl mit als auch ohne umlaufenden Rand lieferbar in den Stärken 14 und 20 mm.

## kontakt.

### Wegold Edelmetalle GmbH

Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein

Tel.: 09129 4030-167

E-Mail: [info@wegold.de](mailto:info@wegold.de)

[www.wegold.de](http://www.wegold.de)